

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa została opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jej utworzenia jest ochrona użytkownika przed możliwymi zagrożeniami, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania produktu. Ostrzeżenia zostały napisane w sposób prosty i klarowny, aby były łatwe do zrozumienia przez wszystkich użytkowników.

Ogólne zasady stosowania

Bandaże elastyczne są przeznaczone do stabilizacji stawów, kompresji mięśni oraz wsparcia w leczeniu urazów i obrzęków. Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub fizjoterapeuty. Bandaż powinien być owijany równomiernie, bez nadmiernego ucisku, aby nie ograniczać krążenia krwi. Może być stosowany zarówno na sucho, jak i w połączeniu z opatrunkami czy maściami leczniczymi.

Środki ostrożności

- Unikać zbyt mocnego zaciskania bandaża, aby nie powodować zaburzeń krążenia.
- Regularnie sprawdzać stan skóry pod bandażem, aby zapobiec podrażnieniom.
- Nie stosować na otwarte rany bez odpowiedniego opatrunku.
- W przypadku odczuwania drętwienia, mrowienia lub bólu, należy natychmiast poluzować bandaż.
- Przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec utracie elastyczności materiału.

Przeciwwskazania

Bandaże elastyczne nie powinny być stosowane w przypadku:

- Zaburzeń krążenia, takich jak zakrzepica żył głębokich.
- Ciężkich infekcji skórnych lub alergii na materiały syntetyczne.
- Chorób wymagających innego rodzaju opatrunków specjalistycznych.
- Nadwrażliwości skóry, prowadzącej do podrażnień lub reakcji alergicznych.

Stosowanie przez dzieci

Bandaże elastyczne mogą być stosowane u dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Należy dostosować stopień ucisku do wieku i wrażliwości skóry dziecka, aby nie powodować dyskomfortu ani ograniczenia krążenia. W przypadku długotrwałego stosowania u dzieci zaleca się konsultację z lekarzem.