

TheraFace PRO

Przegląd produktu

TheraFace PRO

Zaawansowane rozwiązanie do terapii twarzy.


TheraFace PRO to przenośne urządzenie 4 w 1, które w kompleksowy sposób pozwoli Ci zadbać o dobre samopoczucie i zdrowy wygląd twarzy. Pomaga zmniejszyć napięcie, rozluźnić mięśnie twarzy i poprawić wygląd skóry. Oferuje zabiegi mikroprądami, terapię światłem LED (niebieskim, czerwonym i czerwonym z podczerwienią) oraz zabiegi oczyszczające. Z TheraFace PRO dostosujesz zabiegi do swoich aktualnych potrzeb. Użyj różnych pierścieni, aby ujędrnić twarz i poprawić jej owal, a także zapewnić głębokie oczyszczenie i relaks.

Przeznaczenie


TheraFace PRO ma za zadanie pomóc zmniejszyć napięcie, rozluźnić mięśnie twarzy i poprawić wygląd skóry poprzez delikatną stymulację twarzy. Pierścienie do różnorodnych zabiegów mają działanie liftingujące, tonizujące napięcie, odmładzające i oczyszczające.

Terapia perkusyjna

Terapia perkusyjna dopasowana do potrzeb twarzy. Masaż zmniejsza napięcie i rozluźnia mięśnie twarzy.




EN



Żel przewodzący TheraOne™ Conductive Gel


Żel bazowy do stosowania z urządzeniem TheraFace PRO. Należy nałożyć go na twarz przed rozpoczęciem zabiegu mikroprądami, aby skuteczną i bezpieczną terapię.



Pierścień do mikroprądów

Mikroprądy ujędrniają i napinają skórę. Zabieg poprawia napięcie mięśni i kontur twarzy/szyi


- Połączenie z urządzeniem przez magnes – łatwe do rozłączenia przez pociągnięcie
- Zabieg mikroprądowy jest wykonywany dzięki pierścieniowi do mikroprądów.



Pierścień oczyszczający

Oczyszczanie usuwa nagromadzone na twarzy kosmetyki, sebum i zanieczyszczenia

- Magnetyczne połączenie z urządzeniem – łatwe do rozłączenia przez pociągnięcie
- Oczyszczanie jest uzyskiwane dzięki pierścieniowi oczyszczającemu.



Pierścień LED: światło niebieskie/ czerwone/ czerwone + podczerwień

- Magnetyczne połączenie z urządzeniem – łatwe do rozłączenia przez pociągnięcie
- Terapia światłem przed pierścień LED

Pierścień LED: światło czerwone

Światło czerwone redukuje zmarszczki wokół oczu.

Pierścień LED: światło niebieskie

Światło niebieskie pomaga w redukcji trądziku (od małego do umiarkowanego)

Pierścień LED: światło czerwone + podczerwień

Spłyca zmarszczki wokół oczu i zapewnia terapeutyczne rozgrzewanie, dzięki czemu zmniejsza napięcie i uczucie dyskomfortu.

** Światło niebieskie nie jest przeznaczone do leczenia ani łagodzenia silnych zmian trądzikowych.*



Poznaj swoje urządzenie TheraFace PRO

A

Przycisk zasilania

Włącza / wyłącza urządzenie

B

Przycisk terapii perkusywnej

Kontroluje pracę końcówek perkusyjnych

C

Przycisk pierścienia

Kontroluje pracę pierścienia

D

Attachment Ring

- Magnetic connection to the device and can be removed by pulling


- All the Attachment Rings have only one correct position

E

Percussive Therapy Attachments

- Magnetic connection to the device and can be removed by pulling

- All the Attachment Rings have only one correct position



E

Flat - General use for the entire face, neck and chest



E

Cone - More precise treatment for targeted areas such as around the eyes, nasolabial lines and pressure points



E

Micro-point - Maximize circulation for larger areas such as the forehead, cheeks and chest



Hot and Cold Rings (sold separately)

- Magnetic connection to the device and can be removed by pulling
- Delivers the option of 3 Cold and 3 Hot settings

Getting Started

Powering on the TheraFace PRO device

Push and hold the ON/OFF button to power on the device and the OLED screen will turn on.

Switching Off

Push and hold the ON/OFF button again to switch the device off and the OLED screen will be off.

Automatic Shut Off

If the device is not manually powered off by pressing the Power button, the device will automatically shut off after 10 minutes of inactivity.

Basic getting started steps:

1. **Start with a clean, dry face**
2. **Select and attach your desired attachment ring**
3. **Turn on the device**
4. **Choose your settings**
5. **Get started**

Note: Make sure you turn off the power on the device before removing the rings.

EN Using the TheraFace PRO

Start by washing your face completely and rinse twice to remove residue. Allow skin to dry completely before starting treatment. Be sure to visit therabody.com for treatment protocols and instructional videos.

Note: The TheraFace PRO device will make a beeping sound every 15 seconds. This will help you track the time within each treatment and will also inform you if a treatment has been disconnected or is completed.

- 1 beep = timed feedback every 15 sec so you can time their protocols better
- 2 beeps = the LED, Microcurrent, Hot, or Cold treatment has been accidentally disconnected
- 3 beeps = the LED, Microcurrent, Hot, or Cold treatment is over

A. Percussive Therapy Feature

1. Select and attach the desired percussive therapy attachment
2. Once attached to the TheraFace PRO, turn ON the TheraFace PRO device by pressing the Power Button for 2 seconds.
3. Turn on the percussive feature by pressing the percussive button once.
4. To toggle between the 3 speed options (1750, 2100 and 2400 rpm), press the percussive button again.
5. To stop the percussive treatment, press the percussive button a third time.

Note:

- Can be combined with Hot and Cold Rings* - (**Hot and Cold Rings sold separately*)
- Cannot be combined with the Microcurrent attachment or with the LED ring

B. LED Treatment

1. The LED ring has 3 light therapy wavelength options: red, blue and red+infrared.
2. To start using the LED therapy mode, attach the LED ring to the TheraFace PRO device.
3. Turn ON the TheraFace PRO device by pressing the Power Button for 2 seconds.
4. Then, turn ON the LED ring by pressing the Attachment Ring button.
5. To toggle between light options (blue, red and red+infrared), press the Attachment Ring button again.
6. The TheraFace PRO LED ring has a proximity sensor system, and will only reach full light intensity (brightness) once the device is placed at the right distance from your face (0.5 inches), reducing glare in the interim. Avoid direct skin contact.
7. To turn off the LED ring, toggle to the Red+IR light mode and press the Attachment Ring Button one more time or power off the TheraFace PRO device by pressing the Power Button for 2 seconds.

Warning: Do not place the LED Ring directly on the skin. Keep the LED Ring approximately **0.5 inches** away from the skin.

C. Microcurrent Treatment

1. Remove any percussive therapy attachment before attaching the Microcurrent Ring.
2. Prior to starting the microcurrent treatment, apply the TheraOne™ Conductive Gel to your clean, dry face or treatment area to ensure the treatment is delivered correctly.
3. Attach the Microcurrent Ring to the TheraFace PRO device.
4. Once attached to the TheraFace PRO, turn ON the TheraFace PRO device by pressing the Power Button for 2 seconds.
5. Turn on the microcurrent treatment by pressing the ring button once.
6. To adjust the intensity level to your comfort, press the ring button once to toggle between the 3 intensity options.
7. To stop the microcurrent treatment, press the ring button a third time.

PRO Tip: When using the Microcurrent Ring, slowly glide the device using light to medium pressure, keeping both spheres on the face at once. A microcurrent protocol of 5-8 minutes can be completed once per 24-hour period. Be sure to visit therabody.com for treatment protocols and instructional videos.

- Note:**
- There is a preset shut off time of 8 minutes
 - Cannot be combined with the percussive therapy attachments
 - While the Microcurrent Ring will work with any conductive gel, we recommend the TheraOne™ Conductive Gel if available in your market.

Warning: When using the TheraFace PRO with the Microcurrent Ring, a microcurrent primer is required. Do NOT use the Microcurrent Ring on the midline of the neck or eye area.

D. Microcurrent Primer: TheraOne Conductive Gel

The TheraOne™ Conductive Gel is a primer intended to be used with the TheraFace PRO device prior to starting the microcurrent treatment to ensure the treatment is delivered safely and effectively.

Directions:

1. Start with a clean, dry face.
2. Apply a mask-like layer of the conductive gel to all treatment areas of the face and neck.
3. Following treatment with the microcurrent ring, rinse off and apply your favorite moisturizer.

EN Warnings: Use only as directed. Avoid eye contact. Do NOT use the on the midline of the neck. Prior to starting the microcurrent treatment, test by applying a small amount of the TheraOne Conductive Gel on a small patch of skin first. Skin may absorb gel during microcurrent session; reapply if needed to ensure even glide of device on the skin.

If you already use a toner, serum, moisturizer, and/or SPF, then apply in this order following the completion of any TheraFace PRO protocol:

1. Tone: Use one cotton pad with toner applied sweeping gently across the face, avoiding the eye area and concentrating on the nose, nasal fold, and chin
2. Serum: Apply serum
3. Moisturizer: Apply moisturizer
4. SPF: Apply SPF only in the morning or daytime hours

TheraFace PRO Device After Care & Cleaning

After Skin Treatment

Clean your face with a warm, damp washcloth.

Device Maintenance

The following maintenance instructions are important to ensure that your device continues to work as it was designed. Failure to follow these instructions may cause your device to stop working.

Care and Cleaning

Visually inspect the TheraFace PRO device and attachment rings for any obvious signs of debris build-up. Wipe your device and attachment rings down with a damp cloth or alcohol-free cleansing wipe. After cleaning, allow the device and attachment rings to dry thoroughly before storing or beginning another treatment protocol. A properly cleaned device should have no visible signs of debris or moisture.

Note: This product is not waterproof, only clean with a damp cloth or alcohol-free cleansing wipe by wiping the device and attachment rings. Do not submerge the device in water or clean it under running water (other than the Cleaning Ring). Do not allow the device to come into contact with any corrosive solutions, which would damage appearance and function. Store the device in a cool and dry place (Temperature: 0°C/32°F - 40°C/104°F Relative humidity: 10~95% RH). Do not store the device or battery where temperatures may exceed 40°C/104°F, such as in direct sunlight or in a vehicle.

Charging the TheraFace PRO

- The TheraFace PRO is USB-C enabled with the connector at the bottom of the device.
- The TheraFace PRO includes a USB-C to USB-A cable.
- You can plug the device into any standard USB adapter.
- The TheraFace PRO allows for fast-charging if charged with a USB-C adapter.

Note: Make sure the charger is from a certified manufacturer and it hasn't suffered any structural damage. The TheraFace PRO device will not work while charging.

TheraFace PRO Warnings and Guidance (Precautions and Contraindications)

Background

This device is intended to be used on the face, neck, and upper chest regions of the body. If you have any specific medical conditions or concerns, please consult your physician before using this product. There will be times when it is advisable to modify how devices are used (precautions) or times when it is not appropriate to use certain devices (contraindications). The following document highlights these for each modality or treatment attachment included with the TheraFace PRO device as of the date of printing. For up-to-date information, please visit us online.

Important Safety Information

General TheraFace PRO Use

Read the full Warnings and Guidance prior to using the TheraFace PRO.

This device is contraindicated against and should not be used by or on anyone with a history of epilepsy, seizures or cardiopathy. The TheraFace PRO is not recommended for anyone with an electronic implanted device (such as a pacemaker), cardiac arrhythmia, tumors, or acute episodes of inflammatory diseases. The device is not recommended for those who have arteriosclerosis, thromboses or implants in the body region being treated. Dental implants should be firmly anchored before using the device. Do not use the device on the eyes, eyelids, or the area immediately surrounding the eye (Periorbital area). The device should not be used if you have dark brown or black spots, such as large freckles, birthmarks, moles or warts, on the area to be treated. The device is not recommended if you have eczema, psoriasis, lesions, open wounds or active infections other than mild to moderate acne, such as cold sores, in the area to be treated. Wait for the infected area to heal before using the device. The device should not be used if you have abnormal skin conditions caused by diabetes or other systemic or metabolic diseases. It is not recommended to use this device if you have a history of herpes outbreaks in the area of treatment, unless you have consulted with your physician and have received preventive treatment before using the device. Please consult your physician prior to use if you are pregnant and/or nursing.

Please consult your physician prior to use if you are pregnant and/or nursing.

Immediately stop using the device at the first sign of discomfort.

The device is not recommended for anyone under the age of 18 without adult supervision and should be kept out of reach of children. If you have any medical concerns, are taking any medications that cause light sensitivity, or have had any facial surgery or other surgical procedures, please consult your doctor before using the device.

EN Microcurrent Ring Attachment

These recommendations are derived from consultation with medical experts and the published research in regards to precautions and contraindications and are as of the date of printing. For up-to-date information, please visit us online.

When using the device with the microcurrent treatment, a microcurrent conductive gel primer **is required**. Prior to starting the microcurrent treatment, test by applying a small amount of the conductive gel on a small patch of skin.

Precautions

- Recent injury, surgery, or facial treatment such as neurotoxin, dermal filler, microneedling, laser, and/or chemical peel until skin has fully healed
- Do not use during a breakout from Herpes Simplex Virus
- Do not use over facial hair; facial hair must be shaved prior to use as hair can interfere with the conductivity
- Do not use if you suffer from any heart condition
- Do not use directly over center of neck (bone), specifically avoiding the thyroid
- Do not use on breast area
- Do not use across your chest
- Do not use on groin area
- Do not use directly on the eyes, eyelids, or the area immediately surrounding the eye (Periorbital area).
- Do not apply to broken skin
- Do not use on children

Contraindications

The following are circumstances where the potential risks may outweigh the benefits. Consult a medical professional before use.

- Skin rash, open wounds, blisters, local tissue inflammation, infections, bruises, or tumors
- Pacemaker or other implanted electronic devices
- Epilepsy
- Pregnancy
- Cancer/tumors
- Thrombosis
- Phlebitis
- Metal plates or pins in the application area
- Implanted defibrillators/ stimulators

LED Ring Attachment (Red LED, Red+IR LED, and Blue LED Therapies)

These recommendations are derived from consultation with medical experts and the published research in regards to precautions and contraindications as of the date of printing. For up-to-date information, please visit us online.

Precautions

- Recent injury, surgery, or facial treatment such as neurotoxin,

dermal filler, microneedling, laser, and/or chemical peel until skin has fully healed.

- Current breakout from Herpes Simplex Virus
- For facial hair: Use LED over facial hair, following the pattern of hair growth (typically in a downward motion)
- Do not apply directly to the eyeball/eyelid
- Do not apply to broken skin
- Do not apply retinol before use of red LED light

Contraindications

The following are circumstances where the potential risks may outweigh the benefits. Consult a medical professional before use.

- Skin rash, open wounds, blisters, local tissue inflammation, infections, bruises, or tumors
- Pregnancy/nursing
- Abnormal sensations (ex. numbness)
- Cancer/tumors
- Epilepsy
- Cardiopathy (heart disease)
- Photo allergy or disorder (ex. Lupus, porphyria)
- Medications that cause light sensitivity
- Medications for severe acne
- Extreme sensitivity to light
- Melasma or hyperpigmentation (especially if exacerbated by mild warmth)
- Suspicious lesions or skin cancer—please visit your physician
- If taking or using any retinol or sun-sensitive medications or products or benzoyl peroxide do not use infrared light

Percussive Therapy Attachments (Flat, Cone, Micro-point)

These recommendations are derived from consultation with medical experts and the published research in regards to precautions and contraindications as of the date of printing. For up-to-date information, please visit us online.

Precautions

Due care is required in these circumstances and the use of the devices may need to be modified (such as attachment used, the force applied, the position of the body, avoidance of use in direct contact with an area, etc.). Where appropriate or if you have any concerns, seek the advice of a medical professional

- Recent injury, surgery, or facial treatment such as neurotoxin, dermal filler, microneedling, laser, and/or chemical peel until skin has fully healed.
- Current breakout from Herpes Simplex Virus
- Hypertension (controlled)
- Abnormal sensations (e.g., numbness)
- Sensitivity to pressure
- Medications that may alter sensations
- Do not apply directly to the eyeball/eyelid
- Do not apply to broken skin

Contraindications

The following are circumstances where the potential risks may outweigh the benefits. Consult a medical professional before use.

- Skin rash, open wounds, blisters, local tissue inflammation, infections, bruises, or tumors
- Active acne breakout
- Bone fracture or myositis ossificans
- Hypertension (uncontrolled)
- Acute or severe cardiac, liver, or kidney disease
- Neurologic conditions resulting in loss or altered sensation
- Direct application to the eyes or throat
- Bleeding disorders
- Recent surgery or injury
- Connective tissue disorders
- Peripheral vascular insufficiency or disease
- Medications that thin the blood or alter sensations
- Direct pressure over surgical site or hardware
- Extreme discomfort or pain
- Pacemaker, ICD, or history of embolism

Cleansing Ring Attachment

These recommendations are derived from consultation with medical experts and the published research in regards to precautions and contraindications as of the date of printing. For up-to-date information, please visit us online.

Precautions

- Recent injury, surgery, or facial treatment such as neurotoxin, dermal filler, microneedling, laser, and/or chemical peel until skin has fully healed.
- Current breakout from Herpes Simplex Virus
- If you have facial hair, use the cleansing ring following the pattern of hair growth (typically a downward motion) and/or make small circular motions if comfortable
- Do not apply directly to the eyeball/eyelid
- Do not apply to broken skin

Contraindications

The following are circumstances where the potential risks may outweigh the benefits. Consult a medical professional before use.

- Skin rash, open wounds, blisters, local tissue inflammation, infections, bruises, or tumors

Hot Ring Attachment

These recommendations are derived from consultation with medical experts and the published research in regards to precautions and contraindications as of the date of printing. For up-to-date information, please visit us online.

Precautions

- Recent injury, surgery, or facial treatment such as neurotoxin,

EN dermal filler, microneedling, laser, and/or chemical peel until skin has fully healed.

- Current breakout from Herpes Simplex Virus
- Do not apply directly on the eyeball/eyelid
- Do not apply to broken skin

Contraindications

The following are circumstances where the potential risks may outweigh the benefits. Consult a medical professional before use.

- Skin rash, open wounds, blisters, local tissue inflammation, infections, bruises, or tumors

Cold Ring Attachment

These recommendations are derived from consultation with medical experts and the published research in regards to precautions and contraindications.

Precautions

- Recent injury, surgery, or facial treatment such as neurotoxin, dermal filler, microneedling, laser, and/or chemical peel until skin has fully healed.
- Current breakout from Herpes Simplex Virus
- For facial hair use Cold Ring as noted in standard protocol
- Do not apply on the eyeball/eyelid
- Do not apply to broken skin

Contraindications

The following are circumstances where the potential risks may outweigh the benefits. Consult a medical professional before use.

- Skin rash, open wounds, blisters, local tissue inflammation, infections, bruises, or tumors
- Cold hypersensitivity/Cold urticaria
- Circulatory insufficiency

Additional Unit Warnings

When using the device, these basic precautions should always be followed:

1. **USE ONLY AS INSTRUCTED.** Use the device as described in the device User Manual only. Only use the recommended attachments, accessories, and replacement parts. Do not carry out any maintenance on your own.
2. **NOT FOR CHILDREN.** The device is not intended for use by young children or persons with reduced physical, sensory, or reasoning capabilities, or lack of experience and knowledge with how the device should be operated, unless they have been given supervision or instruction by a responsible person. Do not allow the device to be used as a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.

3. **CHARGING LOCATIONS.** The device should be charged indoors in a well ventilated, dry location. Do not charge the device outdoors, in a bathroom, or within 10 feet (3.1 meters) of a bathtub or pool. Do not use the device or charger on wet surfaces and do not expose the charger to moisture, rain, or snow. Do not use the device in the presence of explosive atmospheres (gaseous fumes, dust, or flammable materials). Sparks may be generated, possibly causing a fire.
4. **DO NOT OVERCHARGE.** Do not leave the battery in the Charger for more than 1 hour after the battery has been fully charged. The battery includes a Theragun Protection system to avoid the risk of overcharging. However, overcharging may reduce its life over time.
5. **DO NOT BURN OR INCINERATE THE DEVICE OR ITS BATTERIES.** The battery may explode, causing personal injury or damage. Toxic fumes and materials are created when the battery is burned.
6. **DO NOT CRUSH, DROP, OR DAMAGE THE DEVICE BATTERIES OR CHARGER.** Do not use a charger that has received a sharp blow, been dropped, run over, or damaged in any way.
7. **BATTERY CHEMICALS CAUSE SERIOUS BURNS.** Never allow the internal battery to come into contact with the skin, eyes, or

mouth. If a damaged battery leaks chemicals, use rubber or neoprene gloves to dispose of it. If skin is exposed to battery fluids, wash with soap and water and rinse with vinegar. If eyes are exposed to battery chemicals, immediately flush with water for 20 minutes and seek medical attention. Remove and dispose of contaminated clothing.

8. **DO NOT SHORT CIRCUIT.** A battery will short circuit if a metal object makes a connection between the positive and negative contacts on the battery or the 16V connector. Do not place a battery near anything that may cause a short circuit, such as coins, keys, or nails in your pocket. A short circuited battery may cause fire and personal injury.
9. **DO NOT OPERATE UNDER BLANKET AND PILLOW OR BETWEEN COUCH CUSHIONS.** Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury.
10. **STORING THE DEVICE & BATTERY.** Store in a cool, dry place. Only charge the device when the ambient temperature is between 0°C/32°F - 40°C/104°F. Do not store the device or batteries where temperatures may exceed 40°C/104°F, such as in direct sunlight or in a vehicle.
11. **DISPOSING OF BATTERIES.** The TheraFace PRO lithium-ion batteries for the device are more environmentally friendly than some other types of batteries. Always dispose of device

batteries according to federal, state, and local regulations. Contact a recycling agency in your area for recycling locations. Even discharged batteries contain some energy. Before disposing, use electrical tape to cover the device's 16V connector/terminals to prevent the battery from shorting, which could cause a fire or explosion.

12. **DO NOT DISASSEMBLE.** Disassembly or incorrect reassembly may result in the risk of electric shock, fire, or exposure to battery chemicals. The warranty will be void if the device, batteries, or charger are disassembled or if any parts have been removed.
13. **SERVICE.** If the device, batteries, or charger is not working properly, has received a sharp blow, or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, then do not use it. Do not attempt to repair or disassemble the device which may result in an electric shock or fire.
14. **DO NOT USE WHILE BATHING OR IN THE SHOWER, TUB, OR SINK.** Do not place or store the device or batteries where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid. Do not reach for an appliance that has fallen into or come into contact with water. Unplug immediately.

15. **THERMAL LIMITER.** The device has an automatic reset thermal limiter that shuts off the device to prevent overheating and fire.
16. **POLARIZED PLUG.** To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the Theragun Proper outlet. Do not change the plug in any way.
17. **DO NOT OPERATE** the device where aerosol (spray) is being used or where oxygen is being administered.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Risk

1. Use the TheraFace PRO device and attachment rings only as described within this User Manual. The risks and dangers of using the TheraFace PRO device and attachment rings in any way other than specified in the provided User Manual are unknown and may result in negative side effects.
2. This TheraFace PRO device was not tested for use over the eye socket or eyelid so the risks are unknown.

Labels

NO.	SYMBOLS	DESCRIPTION
1		CE mark
2		the Restriction of Hazardous Substances
3		"WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)". The waste products should be handled legally.
4		Keep dry
5		FCC Federal Communications Commission
6		Please read the user manual before use
7		Type BF apply part.

Product Specifications

BASIC UNIT CHARACTERISTICS

Power Source	User supplied USB-A or USB-C adapter
--------------	--------------------------------------

Indicator Light	YES
-----------------	-----

Housing Materials	PC
-------------------	----

ADDITIONAL FEATURES

Environment for operation	Temperature: 0 ~ 40° C Relative humidity: <93% RH
---------------------------	---

Environment for storage	Temperature: -25° C ~ 50° C Relative humidity: 10~95% RH
-------------------------	--

Use atmospheric pressure	70-106Kpa
--------------------------	-----------

For Microcurrent Treatment:

Stimulated site	Face and neck
Number of modes	3
Output Intensity Level	4
Indicator Light	Yes, OLED display
Timer Range	5-8 minutes per day for 6 weeks
Housing Materials	Console: PC plastic

OUTPUT SPECIFICATION

Waveform	Pulsed Biphasic
Operating voltage	0-15.5V
Maximum power	24mW
Automatic shut-down	Yes

Maximum Output Voltage(+/- 10%)	210-280mV @ 500 Ohm 0.8- 1.2V @ 2k Ohm 4.75-5.2V @ 10k Ohm
---------------------------------	--

Maximum Output Current	420 μ A - 560 μ A @ 500 Ohm 400 μ A - 600 μ A @ 2k Ohm 475 μ A - 520 μ A @ 10k Ohm
------------------------	--

Pulse Width	On 60ms / Off 60ms
-------------	--------------------

Net Charge	N/A - Battery operated
------------	------------------------

Maximum Power Density	1.36125mW/cm ² @ 500 Ω
-----------------------	--

--	--

Power of light (mW//cm2)	IR+Red 70 $\pm$ 5%/60 $\pm$ 5% Red light 60 $\pm$ 5%, Blue light 45 $\pm$ 5%
--------------------------	---

FOR PERCUSSIVE THERAPY

Percussive	1750, 2100 and 2400 rpm
------------	-------------------------

Frequency	1750rpm:29.1Hz 2100rpm:35Hz 2400rpm:40Hz
-----------	--

EN Safety, EMC & Bio-compatibility

1. This device is Class II equipment with type BF applied part. It complies with Medical Electrical Safety Standards (IEC 60601-1).
2. This device is also compliant with Medical EMC Standard (IEC 60601-1-2).
3. All the user directly contracting materials for the main device housing and output contacts in this device are biocompatible for its intended use. They comply with biocompatibility standards ISO 10993-5 (Cytotoxicity) and ISO 10993-10 (Irritation and Sensitization).

The TheraFace PRO has been tested and found to comply with the electromagnetic compatibility (EMC) limits for medical device to IEC 60601-1-2: 2007. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a typical medical installation.

CAUTION:

Do not apply the device near any devices with Electromagnetic Interference (EMI), such as cell phones, Magnetic Resonance Imaging (MRI), computerized axial tomography (CT), diathermy, Radio Frequency Identification (RFID), etc. or MR environment. EMI, RF devices or MR environment may affect the normal function of the device or would cause user injury.

FCC compliance statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

MANUFACTURER'S DECLARATION –ELECTROMAGNETIC EMISSIONS

The TheraFace PRO is intended for use in the electromagnetic environments specified below. The customer or the user of the TheraFace PRO should ensure that it is used in such an environment.

EMISSIONS TEST	COMPLIANCE	ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT - GUIDANCE
RF emissions CISPR 11	Group 1	The TheraFace PRO uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.
RF emissions CISPR 11	Class B	
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Class A	
Voltage function / flicker emissions IEC 61000-3-2	Complies	

MANUFACTURER'S DECLARATION –ELECTROMAGNETIC IMMUNITY

The TheraFace PRO is intended for use in the electromagnetic environments specified below. The customer or the user of the TheraFace PRO should ensure that it is used in such an environment.

IMMUNITY TEST	IEC 60601 TEST LEVEL	COMPLIANCE LEVEL	ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT - GUIDANCE
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	±6kV contact ±8kV air	±6kV contact ±8kV air	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30%.
Electrostatic transient/ burst IEC 61000-4-4	±2kV for power supply lines ±1kV for input/output lines	±2kV for power supply lines ±1kV for input/output lines	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Surge IEC 61000-4-5	±1kV differential mode ±2kV common mode	±1kV differential mode ±2kV common mode	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	<5% U_T (>95% dip in UT) for 5 sec	<5% U_T (>95% dip in UT) for 5 sec	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. If the user of the TheraFace PRO requires continued operation during power mains interruptions, it is recommended that the TheraFace PRO be powered from an uninterruptible power supply or a battery.
Power frequency (50/60 Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or hospital environment.

NOTE U_T is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.

IMMUNITY TEST	IEC 60601 TEST LEVEL	COMPLIANCE LEVEL	ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT - GUIDANCE
Conducted RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150kHz to 80MHz	3V	Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the high Station, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation application to the frequency of the transmitter. Recommended separation distance Where p is the maximum output power rating of the transmitter in watts(W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in metres(m).b Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey, should be less than the compliance level in each frequency range.b Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol:
Radiated RF	3V/m 80MHz to 2.5GHz	3V/m	NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies. NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

Field strengths from transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the TheraFace PRO is used exceeds the applicable RF compliance level above. The TheraFace PRO should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as reorienting or relocating the high Station. Over the frequency range 150kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3V/m.

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the EQUIPMENT or SYSTEM – For EQUIPMENT and SYSTEMS that are not LIFE – SUPPORTING

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the high Station

The TheraFace PRO is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the TheraFace PRO should ensure that it is used in such an environment.

Rated maximum output of transmitter W	Separation distance according to frequency of transmitter		
	150 kHz to 80 MHz	80 MHz to 800 MHz	800 MHz to 2.5 GHz
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

For transmitters rated at a maximum output power not listed above the recommended separation distance d in meters (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

LIMITED WARRANTY

For full warranty information, please visit www.therabody.com/warranty. To request a copy of the warranty by mail, you may send a request to the following address:

Therabody - Warranty
Therabody, Inc. Attn: Customer Service
6100 Wilshire Blvd. Ste 200
Los Angeles, Ca. 90048

*Please note, this is not a return address or a retail location.
No Therabody products or packages will be accepted at this location.*

Produktübersicht

TheraFace PRO

Eine fortschrittliche Lösung für ein besseres Wohlbefinden im Gesicht.


Die TheraFace PRO ist ein handliches 4-in-1-Gerät, das die Gesichtspflege auf ein neues Level hebt, indem es hilft, Spannungen zu reduzieren, die Gesichtsmuskeln zu entspannen und eine gesünder aussehende Haut durch sanfte Stimulation des Gesichts zu erreichen. Es umfasst Mikrostrom-, Blau-, Rot- und Rot+Infrarot-LED-Licht sowie Reinigungsbehandlungen, so dass Sie Ihre Gesichtstherapie in einem einfach zu bedienenden, vielseitigen Gerät individuell gestalten können. Verwenden Sie die verschiedenen Behandlungsringe für Lifting, Straffung, Regeneration und Tiefenreinigung. Die TheraFace PRO ist Ihre All-in-One-Lösung für optimale Gesundheit und Wohlbefinden für das Gesicht.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die TheraFace PRO soll helfen, Spannungen zu reduzieren, die Gesichtsmuskeln zu entspannen und eine schönere Haut durch sanfte Stimulation des Gesichts zu erzeugen. Die verschiedenen Behandlungsringe dienen dem Lifting, der Straffung, der Regeneration und der Tiefenreinigung.

Perkussive Therapie

Perkussive Therapie, jetzt optimiert für das Gesicht. Gesichtsmassage zum Abbau von Verspannungen und zur Entspannung der Gesichtsmuskeln.




DE



TheraOne™ Conductive Gel


Ein Primer-Gel, das vor Beginn der Mikrostrombehandlung mit dem TheraFace PRO-Gerät verwendet wird, um eine sichere und effektive Behandlung zu gewährleisten



Microcurrent Ring

Mikrostrom festigt und strafft die Haut. Mikrostrom verbessert die Straffung der Muskeln und die Konturen im Gesicht/Halsbereich


- Magnetische Verbindung mit dem Gerät, kann durch Ziehen entfernt werden
- Die Mikrostrombehandlung wird durch den Micro-current-Ring durchgeführt



Cleansing Ring

Die Reinigung entfernt Schmutz, Öl und Ablagerungen aus dem Gesicht

- Magnetische Verbindung mit dem Gerät, kann durch Ziehen entfernt werden
- Die gesamte Reinigung erfolgt über den Cleansing-Ring



LED Ring: Rotes Licht

Rotes Licht *soll* periorbitale Falten (die Falten um die Augen die auch Krähenfüße/Lachfalten genannt werden) reduzieren

LED Ring: Blaues Licht

Blaues Licht *soll* leichte bis mittlere Akne reduzieren

LED Ring: Rotes +infrarotes Licht

Rotes und Infrarotlicht *sollen* periorbitale Falten (Falten rund um die Augen) reduzieren und sorgen für eine heilsame Wärme, um Schmerzen und Unbehagen vorübergehend zu reduzieren

**(Hinweis: Blaues Licht ist nicht zur Behandlung oder Linderung schwerer Akne geeignet)*

LED Ring: Blue/Red/Red+IR

- Magnetische Verbindung zum Gerät, kann durch Ziehen entfernt werden
- Die LED-Behandlung wird über den LED-Ring abgegeben



Beispiel für Periorbitale Falten (Krähenfüße)


Beispiel für Milde Akne

Beispiel für Mäßige Akne

Beispiele für Schwere Akne*

Lernen Sie Ihr TheraFace PRO-Gerät kennen

- A Einschalttaste**
 - Schaltet das Gerät ON / OFF (Ein/Aus)
- B Taste für die Perkussive Therapie**
 - Steuert den Perkussiven Aufsatz
- C Ring-Taste**
 - Steuert den Ring-Aufsatz
- D Ring-Aufsatz**
 - Magnetische Verbindung mit dem Gerät, kann durch Ziehen entfernt werden
 - Alle Ring-Aufsätze haben nur eine richtige Position
- D Aufsätze für die perkussive Therapie**
 - Magnetische Verbindung mit dem Gerät, kann durch Ziehen entfernt werden
 - Alle Ring-Aufsätze haben nur eine richtige Position



E

Flat-Aufsatz - Allgemeine Anwendung für das gesamte Gesicht, den Hals und die Brust



E

Cone -Aufsatz - Präzisere Behandlung für bestimmte Bereiche wie Augenpartie, Nasolabialfalten und Druckstellen



E

Micro-Point-Aufsatz - Maximierung der Durchblutung für größere Bereiche wie Stirn, Wangen und Brust



Hot and Cold Rings
(separat erhältlich)

- Magnetische Verbindung mit dem Gerät, kann durch Ziehen entfernt werden
- Bietet die Möglichkeit von 3 Kälte- und 3 Wärmeeinstellungen

Erste Schritte

DE

Das TheraFace PRO-Gerät Einschalten

Halten Sie die ON/OFF-Taste gedrückt, um das Gerät und den OLED-Bildschirm einzuschalten.

Ausschalten

Halten Sie die ON/OFF-Taste erneut gedrückt, um das Gerät und den OLED-Bildschirm auszuschalten.

Automatisches Ausschalten

Wenn das Gerät nicht manuell durch Drücken der ON/OFF-Taste ausgeschaltet wird, schaltet es sich nach 10 Minuten Inaktivität automatisch aus.

Die wichtigsten ersten Schritte:

1. **Beginnen Sie mit einem sauberen, trockenen Gesicht**
2. **Wählen Sie den gewünschten Ring-Aufsatz aus und bringen Sie ihn an.**
3. **Schalten Sie das Gerät ein**
4. **Wählen Sie Ihre Einstellungen**
5. **Los geht's**

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät ausschalten, bevor Sie die Ringe entfernen.

Verwendung der TheraFace PRO

Waschen Sie zunächst Ihr Gesicht komplett und spülen Sie es zweimal ab, um Rückstände zu entfernen. Lassen Sie die Haut vollständig trocknen, bevor Sie mit der Behandlung beginnen. Besuchen Sie therabody.com für Behandlungsroutinen und Anleitungsvideos.

Hinweis: Das TheraFace PRO-Gerät gibt alle 15 Sekunden einen Signalton ab. Dies hilft Ihnen, die Zeit innerhalb jeder Behandlung zu verfolgen und informiert Sie auch, wenn eine Behandlung unterbrochen oder beendet wurde.

- 1 Signalton = zeitliche Rückmeldung alle 15 Sekunden, damit Sie Ihre Routine besser einteilen können
- 2 Signaltöne = die LED-, Microcurrent-, Hot-, oder Cold-Behandlung wurde versehentlich unterbrochen
- 3 Signaltöne = die LED-, Microcurrent-, Hot-, oder Cold-Behandlung ist beendet

A. Perkussive Therapie Eigenschaften

1. Wählen Sie den gewünschten Aufsatz für die perkussive Therapie aus und bringen Sie ihn an.
2. Sobald der Aufsatz an der TheraFace PRO angebracht ist, schalten Sie das TheraFace PRO-Gerät ein, indem Sie die ON/OFF-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten.
3. Schalten Sie die perkussive Funktion ein, indem Sie die Perkussive-Taste einmal drücken.
4. Um zwischen den 3 Geschwindigkeitsoptionen (1750, 2100 und 2400 Umdrehungen pro Minute) umzuschalten, drücken Sie erneut die Perkussive-Taste.
5. Um die perkussive Behandlung zu beenden, drücken Sie die Taste ein drittes Mal.

Hinweis: • Kann mit Hot- & Cold-Rings kombiniert werden*. - (*Hot- & Cold-Rings sind separat erhältlich) • Kann nicht mit dem Microcurrent-Aufsatz oder dem LED-Ring kombiniert werden.

B. LED-Behandlung

1. Der LED-Ring hat 3 Lichttherapie-Wellenlängenoptionen: rot, blau und rot+Infrarot.
2. Um den LED-Therapiemodus zu nutzen, bringen Sie den LED-Ring am TheraFace PRO-Gerät an.
3. Schalten Sie das TheraFace PRO-Gerät ein (ON), indem Sie die ON/OFF-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten.
4. Schalten Sie dann den LED-Ring ein (ON), indem Sie die Taste für den Ring-Aufsatz drücken.
5. Um zwischen den Lichtoptionen (blau, rot und rot+Infrarot) umzuschalten, drücken Sie erneut die Taste für den Ring-Aufsatz.
6. Der TheraFace PRO LED-Ring verfügt über einen Näherungssensor und erreicht erst dann seine volle Lichtintensität (Helligkeit), wenn sich das Gerät ~~Blindungen Abstand zu Ihrem Gesicht befindet (1,5 cm), sonst~~ befindet (1,5 cm), sonst
7. Um den LED-Ring auszuschalten, schalten Sie auf den Rot+IR-Lichtmodus um und drücken Sie die Taste für den Ring-Aufsatz ein weiteres Mal oder schalten Sie das TheraFace PRO-Gerät aus, indem Sie die ON/OFF-Taste 2 Sekunden lang drücken.

Achtung: Legen Sie den LED-Ring nicht direkt auf die Haut. Halten Sie den LED-Ring etwa 1,3 cm von der Haut entfernt.

C. Mikrostrombehandlung

1. Entfernen Sie alle Aufsätze für die perkussive Therapie, bevor Sie den \ Microcurrent-Ring anbringen.
2. Bevor Sie mit der Mikrostrombehandlung beginnen, tragen Sie das TheraOne™ Conductive Gel auf Ihr sauberes, trockenes Gesicht oder den Behandlungsbereich auf, um sicherzustellen, dass die Behandlung korrekt durchgeführt wird.
3. Stecken Sie den Microcurrent-Ring auf das TheraFace PRO-Gerät.
4. Sobald er an der TheraFace PRO angebracht ist, schalten Sie das TheraFace PRO-Gerät ein (ON), indem Sie die ON/OFF-Taste 2 Sekunden lang drücken.
5. Schalten Sie die Mikrostrombehandlung ein, indem Sie die Ring-Taste einmal drücken.
6. Drücken Sie die Ring-Taste einmal, um zwischen den 3 Intensitätsstufen zu wechseln und die Intensität an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
7. Um die Mikrostrombehandlung zu beenden, drücken Sie die Ring-Taste ein drittes Mal.

PRO-Tipp: Benutzen Sie das Gerät mit dem Microcurrent-Ring, um langsam und mit leichtem Druck über das Gesicht zu gleiten und halten Sie dabei beide Kugeln gleichzeitig auf dem Gesicht. Eine Mikrostrom-Routine von 5-8 Minuten kann einmal alle 24 Stunden durchgeführt werden. Besuchen Sie therabody.com für Behandlungsroutinen und Anleitungsvideos.

Hinweis:

- Es gibt eine voreingestellte Abschaltzeit von 8 Minuten
- Kann nicht mit den Aufsätzen für die perkussive Therapie kombiniert werden
- Der Microcurrent-Ring funktioniert zwar mit jedem leitfähigen Gel, wir empfehlen jedoch das TheraOne™ Conductive Gel, sofern es in Ihrem Land erhältlich ist.

Achtung: Wenn Sie die TheraFace PRO mit dem Microcurrent-Ring verwenden, ist ein Mikrostrom-Primer erforderlich. Verwenden Sie den Microcurrent-Ring NICHT auf der Mittellinie des Halses oder der Augenpartie.

D. Mikrostrom-Primer: TheraOne Conductive Gel

Das TheraOne™ Conductive Gel ist ein Primer, das mit dem TheraFace PRO-Gerät vor Beginn der Mikrostrombehandlung verwendet wird, um eine sichere und effektive Behandlung zu gewährleisten.

Anleitung:

1. Beginnen Sie mit einem sauberen, trockenen Gesicht.
2. Tragen Sie eine maskenartige Schicht des leitfähigen Gels auf alle zu behandelnden Bereiche von Gesicht und Hals auf.
3. Spülen Sie das Gel nach der Behandlung mit dem Microcurrent-Ring ab und tragen Sie Ihre bevorzugte Feuchtigkeitscreme auf.

Warnhinweise: Nur nach Anweisung verwenden. Vermeiden Sie Augenkontakt.

Verwenden Sie den Ring NICHT auf der Mittellinie des Halses. Testen Sie es vor Beginn der Mikrostrombehandlung, indem Sie zunächst eine kleine Menge des TheraOne Conductive Gel auf eine kleine Hautpartie auftragen. Die Haut kann das Gel während der Mikrostrombehandlung absorbieren; tragen Sie es bei Bedarf erneut auf, um ein gleichmäßiges Gleiten des Geräts auf der Haut zu gewährleisten.

Wenn Sie bereits ein Gesichtswasser, ein Serum, eine Feuchtigkeitscreme und/oder einen Lichtschutzfaktor verwenden, tragen Sie diese Produkte in dieser Reihenfolge auf, nachdem Sie eine TheraFace PRO-Routine durchgeführt haben:

1. Toner: Verwenden Sie ein Wattepad mit Toner und streichen Sie damit sanft über das Gesicht, vermeiden Sie dabei die Augenpartie und konzentrieren Sie sich auf Nase, Nasenfalte und Kinn.
2. Serum: Serum auftragen
3. Feuchtigkeitscreme: Feuchtigkeitscreme auftragen
4. Lichtschutzfaktor: LSF nur morgens oder tagsüber auftragen

TheraFace PRO-Gerät Pflege & Reinigung

Nach der Hautpflege-Behandlung

Reinigen Sie Ihr Gesicht mit einem warmen, feuchten Waschlappen.

Pflege des Geräts

Die folgenden Wartungsanweisungen sind wichtig, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät weiterhin so funktioniert, wie es entwickelt wurde. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann dazu führen, dass Ihr Gerät nicht mehr funktioniert.

Pflege und Reinigung

Überprüfen Sie das TheraFace PRO-Gerät und die Ring-Aufsätze visuell auf offensichtliche Anzeichen von Schmutzablagerungen. Wischen Sie Ihr Gerät und die Ring-Aufsätze mit einem feuchten Tuch oder einem alkoholfreien Reinigungstuch ab. Lassen Sie das Gerät und die Ring-Aufsätze nach der Reinigung gründlich trocknen, bevor Sie es aufbewahren oder mit einer anderen Behandlungsroutine beginnen. Ein ordnungsgemäß gereinigtes Gerät sollte keine sichtbaren Anzeichen von Verschmutzungen oder Feuchtigkeit aufweisen.

Hinweis: Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Reinigen Sie das Gerät und die Ring-Aufsätze nur mit einem feuchten Tuch oder einem alkoholfreien Reinigungstuch. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und reinigen Sie es nicht unter fließendem Wasser (außer dem Cleansing-Ring). Lassen Sie das Gerät nicht mit ätzenden Lösungen in Kontakt kommen, da dies das Aussehen und die Funktion beeinträchtigen würde. Lagern Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort (Temperatur: 0°C/32°F - 40°C/104°F relative Luftfeuchtigkeit: 10~95% RH). Bewahren Sie das Gerät oder den Akku nicht an Orten auf, an denen die Temperatur 40°C/104°F übersteigt, wie z. B. in direktem Sonnenlicht oder in einem Fahrzeug.

Die TheraFace PRO Aufladen

- Die TheraFace PRO ist USB-C-fähig, der Anschluss befindet sich an der Unterseite des Geräts.
- Im Lieferumfang der TheraFace PRO ist ein USB-C-auf-USB-A-Kabel enthalten.
- Sie können das Gerät an jeden Standard-USB-Adapter anschließen. Die TheraFace PRO kann mit einem USB-C-Adapter schnell aufgeladen werden.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät von einem zertifizierten Hersteller stammt und keine strukturellen Schäden aufweist. Das TheraFace PRO-Gerät funktioniert während des Ladevorgangs nicht.

TheraFace PRO Warnhinweise und Leitlinien (Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen)

Hintergrund

Dieses Gerät ist für die Anwendung im Gesicht, am Hals und im oberen Brustbereich des Körpers vorgesehen. Wenn Sie unter bestimmten medizinischen Bedingungen oder Bedenken leiden, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Es gibt Zeiten, in denen es ratsam ist, die Verwendung von Geräten zu modifizieren (Vorsichtsmaßnahmen) oder Zeiten, in denen es nicht angebracht ist, bestimmte Geräte zu verwenden (Kontraindikationen). Im folgenden Dokument werden diese für jede Modalität oder jeden Behandlungsaufsatz, der mit dem TheraFace PRO-Gerät geliefert wird, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hervorgehoben. Für aktuelle Informationen besuchen Sie uns bitte online.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Allgemeine Anwendung von TheraFace PRO

Lesen Sie vor der Verwendung von TheraFace PRO die vollständigen Warnhinweise und Anleitungen. Dieses Gerät ist kontraindiziert und sollte nicht von oder bei Personen mit Epilepsie, Krampfanfällen oder Kardiomyopathie in der Vorgeschichte verwendet werden. Die TheraFace PRO wird nicht für Personen empfohlen, die ein elektronisches implantiertes Gerät (z. B. einen Herzschrittmacher), Herzrhythmusstörungen, Tumore oder akute Episoden von Entzündungskrankheiten haben. Das Gerät wird nicht empfohlen für Personen, die Arteriosklerose, Thrombosen oder Implantate in der zu behandelnden Körperregion haben. Zahnimplantate sollten vor der Verwendung des Geräts fest verankert werden. Verwenden Sie das Gerät nicht an den Augen, den Augenlidern oder dem Bereich unmittelbar um das Auge (Periorbita-Bereich). Das Gerät sollte nicht verwendet werden, wenn Sie dunkelbraune oder schwarze Flecken, wie z. B. große Sommersprossen, Muttermale, Leberflecken oder Warzen, an der zu behandelnden Stelle haben. Das Gerät wird nicht empfohlen, wenn Sie an der zu behandelnden Stelle Ekzeme, Schuppenflechte, Läsionen, offene Wunden oder andere aktive Infektionen als leichte bis mittelschwere Akne, wie z. B. Fieberbläschen, haben. Warten Sie, bis die infizierte Stelle abgeheilt ist, bevor Sie das Gerät verwenden. Das Gerät sollte nicht verwendet werden, wenn Sie unter anormalen Hautbedingungen leiden, die durch Diabetes oder andere systemische oder metabolische Krankheiten verursacht werden. Es wird nicht empfohlen, dieses Gerät zu verwenden, wenn in der Vergangenheit Herpesausbrüche im Behandlungsbereich aufgetreten sind, es sei denn, Sie haben Ihren Arzt konsultiert und sich vor der Verwendung des Geräts einer vorbeugenden Behandlung unterzogen. Bitte konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt, wenn Sie schwanger sind und/oder stillen. **Brechen Sie die Anwendung des Geräts beim ersten Anzeichen von Unwohlsein sofort ab.** Das Gerät wird nicht für Personen unter 18 Jahren ohne Aufsicht von Erwachsenen empfohlen und sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben, Medikamente einnehmen, die Lichtempfindlichkeit verursachen, oder sich einer Gesichtsoperation oder einem anderen chirurgischen Eingriff unterzogen haben, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden.

Microcurrent-Ring-Aufsatz

Diese Empfehlungen beruhen auf der Beratung mit medizinischen ExpertInnen und der veröffentlichten Forschung in Bezug auf Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen und entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Für aktuelle Informationen besuchen Sie uns bitte online.

Bei der Verwendung des Geräts mit der Mikrostrombehandlung ist ein leitender Mikrostrom-Primer **erforderlich**. Testen Sie es vor Beginn der Mikrostrombehandlung, indem Sie eine kleine Menge des leitfähigen Gels auf eine kleine Hautpartie auftragen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Kürzlich erfolgte Verletzungen, Operationen oder Gesichtsbehandlungen wie Neurotoxin, Hautfüller, Microneedling, Laser und/oder chemische Peelings, bis die Haut vollständig abgeheilt ist
- Nicht während eines Ausbruchs des Herpes Simplex Virus anwenden
- Nicht über der Gesichtshaarung anwenden; die Gesichtshaarung muss vor der Anwendung rasiert werden, da die Haare die Leitfähigkeit beeinträchtigen können
- Nicht verwenden, wenn Sie an einer Herzerkrankung leiden
- Nicht direkt über der Mitte des Halses (Knochen) verwenden, insbesondere nicht an der Schilddrüse
- Nicht im Brustbereich verwenden
- Nicht quer über der Brust verwenden
- Nicht in der Leistengegend anwenden

- Nicht direkt auf den Augen, den Augenlidern oder dem Bereich unmittelbar um das Auge (Periorbita-Bereich) anwenden.
- Nicht auf verletzte Haut auftragen
- Nicht bei Kindern anwenden

Kontraindikationen

In den folgenden Fällen können die möglichen Risiken den Nutzen überwiegen. Konsultieren Sie vor der Anwendung einen Arzt.

- Hautausschlag, offene Wunden, Blasen, örtliche Gewebeentzündungen, Infektionen, Blutergüsse oder Tumore
- Herzschrittmacher oder andere implantierte elektronische Geräte
- Epilepsie
- Schwangerschaft
- Krebs/Tumore
- Thrombose
- Phlebitis (Venenentzündung)
- Metallplatten oder -stifte im Anwendungsbereich
- Implantierte Defibrillatoren/Stimulatoren

LED-Ring-Aufsatz (rote LED, rote+IR-LED und blaue LED-Therapien)

Diese Empfehlungen beruhen auf der Konsultation medizinischer ExpertInnen und den zum Zeitpunkt der Drucklegung veröffentlichten Forschungsergebnissen zu Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen. Für aktuelle Informationen besuchen Sie uns bitte online.

Vorsichtsmaßnahmen

- Kürzlich erfolgte Verletzungen, chirurgische Eingriffe oder Gesichtsbehandlungen wie Neurotoxin, Hautfüller, Microneedling, Laser und/oder chemische Peelings, bis die Haut vollständig abgeheilt ist.
- Aktueller Ausbruch von Herpes Simplex Virus
- Bei Gesichtshaarung: Verwenden Sie die LED über der Gesichtshaarung und folgen Sie dabei dem Muster des Haarwachstums (in der Regel in einer Abwärtsbewegung).
- Nicht direkt auf den Augapfel/das Augenlid auftragen
- Nicht auf verletzte Haut auftragen
- Vor der Anwendung von rotem LED-Licht kein Retinol auftragen

Kontraindikationen:

In den folgenden Fällen können die möglichen Risiken den Nutzen überwiegen. Konsultieren Sie vor der Anwendung einen Arzt.

- Hautausschlag, offene Wunden, Blasen, örtliche Gewebeentzündungen, Infektionen, Blutergüsse oder Tumore
- Schwangerschaft/Stillzeit
- Abnormale Empfindungen (z. B. Taubheitsgefühl)
- Krebs/Tumore
- Epilepsie
- Kardiomyopathie (Herzerkrankung)
- Photoallergie oder -störung (z. B. Lupus, Porphyrie)
- Medikamente, die Lichtempfindlichkeit verursachen
- Medikamente gegen schwere Akne
- Extreme Lichtempfindlichkeit
- Melasma oder Hyperpigmentierung (vor allem, wenn sie sich

- durch leichte Wärme verschlimmert)
- Verdächtige Läsionen oder Hautkrebs - bitte suchen Sie Ihren Arzt auf
- Bei Einnahme oder Verwendung von Retinol oder sonnenempfindlichen Medikamenten oder Produkten oder Benzoylperoxid kein Infrarotlicht verwenden

Aufsätze für die perkussive Therapie (Flat-, Cone-, Micro-Point-Aufsatz)

Diese Empfehlungen beruhen auf der Beratung mit medizinischen ExpertInnen und der veröffentlichten Forschung in Bezug auf Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Für aktuelle Informationen besuchen Sie uns bitte online.

Vorsichtsmaßnahmen:

Unter diesen Umständen ist Vorsicht geboten und die Verwendung der Geräte muss möglicherweise angepasst werden (z. B. die verwendeten Aufsätze, die angewandte Kraft, die Position des Körpers, die Vermeidung von direktem Kontakt mit einem Bereich usw.). Holen Sie gegebenenfalls oder bei Bedenken den Rat eines Arztes ein.

- Kürzlich erfolgte Verletzungen, Operationen oder Gesichtsbehandlungen wie Neurotoxin, Hautfüller, Microneedling, Laser und/oder chemische Peelings, bis die Haut vollständig abgeheilt ist.

- Aktueller Ausbruch von Herpes Simplex Virus
- Bluthochdruck (kontrolliert)
- Abnormale Empfindungen (z. B. Taubheit)
- Druckempfindlichkeit
- Medikamente, die das Empfinden verändern können
- Nicht direkt auf den Augapfel/das Augenlid auftragen
- Nicht auf verletzte Haut auftragen

Kontraindikationen:

In den folgenden Fällen können die möglichen Risiken den Nutzen überwiegen. Konsultieren Sie vor der Anwendung einen Arzt.

- Hautausschlag, offene Wunden, Blasen, örtliche Gewebeentzündungen, Infektionen, Blutergüsse oder Tumore
- Knochenbrüche oder Myositis ossificans
- Bluthochdruck (unkontrolliert)
- Akute oder schwere Herz-, Leber- oder Nierenerkrankung
- Neurologische Erkrankungen, die zum Verlust oder zur Veränderung der Empfindung führen
- Direkte Anwendung an den Augen oder im Rachen
- Blutungsstörungen
- Kürzlich durchgeführte Operationen oder Verletzungen
- Erkrankungen des Bindegewebes
- Periphere Gefäßinsuffizienz oder -erkrankung
- Medikamente, die das Blut verdünnen oder die Empfindungen verändern
- Direkter Druck auf die Operationsstelle oder das Gerät

- Extremes Unbehagen oder Schmerzen
- Herzschrittmacher, ICD oder Embolie in der Vorgeschichte

Cleansing-Ring-Aufsatz

Diese Empfehlungen beruhen auf der Konsultation medizinischer ExpertInnen und auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung veröffentlichten Forschungsergebnissen zu Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen. Für aktuelle Informationen besuchen Sie uns bitte online.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Kürzlich erfolgte Verletzungen, chirurgische Eingriffe oder Gesichtsbehandlungen wie Neurotoxin, Hautfüller, Microneedling, Laser und/oder chemische Peelings, bis die Haut vollständig abgeheilt ist.
- Aktueller Ausbruch von Herpes Simplex Virus
- Wenn Sie Gesichtsbehaarung haben, folgen Sie mit dem Cleansing-Ring dem Muster des Haarwuchses (typischerweise eine Abwärtsbewegung) und/oder machen Sie kleine kreisende Bewegungen, wenn es sich für Sie angenehm anfühlt
- Nicht direkt auf den Augapfel/das Augenlid auftragen
- Nicht auf verletzte Haut auftragen

Kontraindikationen:

In den folgenden Fällen können die möglichen Risiken den Nutzen überwiegen. Konsultieren Sie vor der Anwendung einen Arzt.

- Hautausschlag, offene Wunden, Blasen, örtliche Gewebeentzündungen, Infektionen, Blutergüsse oder Tumore

Hot-Ring-Aufsatz

Diese Empfehlungen beruhen auf der Beratung mit medizinischen ExpertInnen und der veröffentlichten Forschung zu Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Für aktuelle Informationen besuchen Sie uns bitte online.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Kürzlich erfolgte Verletzungen, chirurgische Eingriffe oder Gesichtsbehandlungen wie Neurotoxin, Hautfüller, Microneedling, Laser und/oder chemische Peelings, bis die Haut vollständig abgeheilt ist.
- Aktueller Ausbruch von Herpes Simplex Virus
- Nicht direkt auf den Augapfel/das Augenlid auftragen
- Nicht auf verletzte Haut auftragen

Kontraindikationen:

In den folgenden Fällen können die möglichen Risiken den Nutzen überwiegen. Konsultieren Sie vor der Anwendung einen Arzt.

- Hautausschlag, offene Wunden, Blasen, örtliche Gewebeentzündungen, Infektionen, Blutergüsse oder Tumore

Cold-Ring-Aufsatz

Diese Empfehlungen beruhen auf der Konsultation medizinischer ExpertInnen und der veröffentlichten Forschung in Bezug auf Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Kürzlich erfolgte Verletzungen, Operationen oder Gesichtsbehandlungen wie Neurotoxin, Hautfüller, Microneedling, Laser und/oder chemische Peelings, bis die Haut vollständig abgeheilt ist.
- Aktueller Ausbruch von Herpes Simplex Virus
- Bei Gesichtsbehaarung, den Cold-Ring wie im Standardprotokoll angegeben verwenden
- Nicht auf den Augapfel/das Augenlid auftragen
- Nicht auf verletzte Haut auftragen

Kontraindikationen:

In den folgenden Fällen können die möglichen Risiken den Nutzen überwiegen. Konsultieren Sie vor der Anwendung einen Arzt.

- Hautausschlag, offene Wunden, Blasen, örtliche Gewebeentzündungen, Infektionen, Blutergüsse oder Tumore
- Kälteüberempfindlichkeit/Kälteurtikaria
- Kreislaufinsuffizienz

Zusätzliche Warnhinweise zum Gerät

Bei der Verwendung des Geräts sollten diese grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen stets beachtet werden:

1. VERWENDEN SIE DAS GERÄT NUR NACH ANWEISUNG. Verwenden Sie das Gerät nur wie in den Gebrauchsanweisungen des Geräts beschrieben. Verwenden Sie nur die empfohlenen Aufsätze, Zubehörteile und Ersatzteile. Führen Sie keine eigenen Wartungsarbeiten durch.
2. NICHT FÜR KINDER GEEIGNET. Das Gerät ist nicht für

die Verwendung durch kleine Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder logischen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen über die Bedienung des Geräts bestimmt, es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt oder unterwiesen. Erlauben Sie nicht, dass das Gerät als Spielzeug verwendet wird. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

3. AUFLADEORTE. Das Gerät sollte in Innenräumen an einem gut belüfteten, trockenen Ort aufgeladen werden. Laden Sie das Gerät nicht im Freien, in einem Badezimmer oder in einem Umkreis von 3,1 Metern von einer Badewanne oder einem Schwimmbecken auf. Verwenden Sie das Gerät oder das Ladegerät nicht auf nassen Oberflächen und setzen Sie das Ladegerät nicht Feuchtigkeit, Regen oder Schnee aus. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven Atmosphären (gasförmige Dämpfe, Staub oder brennbare Materialien). Es können Funken entstehen, die einen Brand verursachen können.
4. NICHT ÜBERLADEN. Lassen Sie den Akku nicht länger als 1 Stunde im Ladegerät, nachdem er vollständig aufgeladen wurde. Der Akku verfügt über ein System, das das Risiko einer Überladung verhindert. Eine Überladung kann jedoch die Lebensdauer des Akkus mit der Zeit verkürzen.
5. DAS GERÄT ODER SEINE AKKUS NICHT VERBRENNEN ODER EINÄSCHERN. Der Akku kann explodieren und Verletzungen oder Schäden verursachen. Bei der Verbrennung des Akkus entstehen giftige Dämpfe und Materialien.
6. DIE AKKUS DES GERÄTS ODER DAS LADEGERÄT NICHT ZERDRÜCKEN, FALLEN LASSEN ODER BESCHÄDIGEN.

Verwenden Sie kein Ladegerät, das einen heftigen Schlag erhalten hat, fallen gelassen wurde, überfahren wurde oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.

7. **BATTERIECHEMIKALIEN VERURSACHEN SCHWERE VERBRENNUNGEN.** Achten Sie darauf, dass der interne Akku nicht mit der Haut, den Augen oder dem Mund in Berührung kommt. Wenn aus einer beschädigten Batterie Chemikalien austreten, verwenden Sie Gummi- oder Neoprenhandschuhe, um die Batterie zu entsorgen. Wenn die Haut mit Batterieflüssigkeiten in Berührung gekommen ist, waschen Sie sie mit Wasser und Seife und spülen Sie sie mit Essig ab. Wenn die Augen mit Batteriechemikalien in Berührung gekommen sind, spülen Sie sie sofort 20 Minuten lang mit Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf. Kontaminierte Kleidung ausziehen und entsorgen.
8. **KEINEN KURZSCHLUSSVERURSACHEN.** Ein Akku hat einen Kurzschluss, wenn ein Metallgegenstand eine Verbindung zwischen den positiven und negativen Kontakten der Batterie oder dem 16-V-Anschluss herstellt. Legen Sie die Batterie nicht in die Nähe von Gegenständen, die einen Kurzschluss verursachen können, wie z. B. Münzen, Schlüssel oder Nägel in Ihrer Tasche. Ein kurzgeschlossener Akku kann zu Feuer und Verletzungen führen.
9. **NICHT UNTER DECKEN UND KISSEN ODER ZWISCHEN SOFAKISSEN BETREIBEN.** Es kann zu einer übermäßigen Erwärmung kommen, die einen Brand, einen elektrischen Schlag oder Verletzungen verursachen kann.
10. **LAGERUNG DES GERÄTS UND DES AKKUS.** Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort. Laden Sie das Gerät nur

auf, wenn die Umgebungstemperatur zwischen 0°C/32°F und 40°C/104°F liegt. Bewahren Sie das Gerät oder die Batterien nicht an Orten auf, an denen die Temperatur 40°C/104°F übersteigen kann, wie z.B. in direktem Sonnenlicht oder in einem Fahrzeug.

11. **ENTSORGUNG DER AKKUS.** Die TheraFace PRO Lithium-Ionen-Akkus für das Gerät sind umweltfreundlicher als einige andere Batterietypen. Entsorgen Sie die Gerätebatterien immer gemäß den bundes-, landes- und ortsüblichen Vorschriften. Wenden Sie sich an eine Recyclingstelle in Ihrer Nähe, um zu erfahren, wo Sie sie entsorgen können. Auch entladene Akkus enthalten noch etwas Energie.
12. **NICHT ZERLEGEN.** Wenn Sie das Gerät zerlegen oder unsachgemäß wieder zusammenbauen, besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags, eines Brands oder des Kontakts mit Batteriechemikalien. Die Garantie erlischt, wenn das Gerät, die Akkus oder das Ladegerät zerlegt oder Teile entfernt wurden.
13. **SERVICE.** Wenn das Gerät, die Akkus oder das Ladegerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, einen heftigen Schlag erlitten haben, fallen gelassen oder beschädigt wurden, im Freien liegen gelassen oder ins Wasser gefallen sind, dürfen Sie es nicht verwenden. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren oder zu zerlegen, da dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen kann.
14. **VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT BEIM BADEN, IN DER DUSCHE, IN DER BADEWANNE ODER IM WASCHBECKEN.** Legen Sie das Gerät oder die Batterien nicht an einem Ort ab, an dem es in eine Wanne oder ein Waschbecken fallen oder hineingezogen werden kann, und bewahren Sie es nicht dort auf. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten stellen oder fallen

lassen. Greifen Sie nicht nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen oder mit Wasser in Berührung gekommen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.

15. **TEMPERATURBEGRENZER.** Das Gerät verfügt über einen Temperaturbegrenzer mit automatischer Rückstellung, der das Gerät ausschaltet, um Überhitzung und Feuer zu vermeiden.
16. **POLARISIERTER STECKER.** Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, ist dieses Gerät mit einem polarisierten Stecker ausgestattet (eine Klinge ist breiter als die andere). Dieser Stecker passt nur in einer Richtung in eine gepolte Steckdose. Wenn der Stecker nicht vollständig in die Steckdose passt, drehen Sie den Stecker um. Wenn er dann immer noch nicht passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um die richtige TheraGun Steckdose zu installieren. Ändern Sie den Stecker in keiner Weise.
17. **Betreiben Sie das Gerät NICHT dort, wo Aerosol (Spray) verwendet wird oder wo Sauerstoff verabreicht wird.**

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

Risiko

1. Verwenden Sie das TheraFace PRO-Gerät und die Ring-Aufsätze nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Die Risiken und Gefahren einer von der Gebrauchsanweisung abweichenden Verwendung des TheraFace PRO-Geräts und der Ring-Aufsätze sind nicht bekannt und können zu negativen Nebenwirkungen führen.
2. Dieses TheraFace PRO-Gerät wurde nicht für die Verwendung über der Augenhöhle oder dem Augenlid getestet, so dass die Risiken nicht bekannt sind.

Etiketten

NR.	SYMBOLE	BESCHREIBUNG
1		CE-Zeichen
2		die Beschränkung gefährlicher Stoffe
3		"WEEE (Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall)". Die Abfallprodukte sollten nach den gesetzlichen Vorschriften gehandhabt werden.
4		Trocken halten
5		FCC Federal Communications Commission
6		Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung.
7		Anwendungsteil vom Typ BF

Produktinformation

GRUNDLEGENDE EIGENSCHAFTEN DES GERÄTS

Stromquelle	Vom Benutzer bereitgestellter USB-A- oder USB-C-Adapter
Anzeigeleuchte	JA
Gehäusematerialien	PC

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Betriebsumgebung	Temperatur: 0 ~ 40 °C Relative Feuchtigkeit: < 93 % RH
Lagerungsumgebung	Temperatur: - 25 °C ~ 50 °C Relative Feuchtigkeit: 10 ~ 95 % RH
Atmosphärischer Druck bei Verwendung	70–106 kPa

Für Reizstrom-Behandlung:

Stimulierter Bereich	Gesicht und Nacken
Zahl der Modi	3
Ausgangsintensitätsniveau	4
Anzeigeleuchte	Ja, OLED-Display
Timer-Bereich	5–8 Minuten pro Tag für 6 Wochen
Gehäusematerialien	Konsole: PC-Plastik

AUSGANGS-BESCHREIBUNG

Wellenform	Gepulst zweiphasig
Betriebsspannung	0–15,5 V
Maximale Leistung	24 mW
Automatische Abschaltung	Ja

Maximale Ausgangsspannung (+/- 10 %)	210–280 mV @ 500 Ohm 0,8–1,2 V @ 2 kOhm 4,75–5,2 V @ 10 kOhm
--------------------------------------	--

Maximaler Ausgangsstrom

420 µA–560 µA @ 500 Ohm
400 µA–600 µA @ 2 kOhm
475 µA–520 µA @ 10 kOhm

Pulsbreite

Ein 60 ms / Aus 60 ms

Frequenz

8,3 Hz

Nettoladung

N. Z. – batteriebetrieben

Maximale Stromdichte

1,65 mA/cm² @ 500 Ohm

Maximale Energiedichte

1,36125 mW/cm² @ 500 Ohm

FÜR LED-BEHANDLUNG

Licht-Wellenlänge

IR+Rot: 830 nm ± 10 nm / 633 ± 10 nm, Blaues Licht: 415 nm ± 10 nm, Rotes Licht: 633 nm ± 10 nm

Lichtleistung g (mW/cm²)

IR+Rot: 70 ± 5 % / 60 ± 5 % Rotlicht: 60 ± 5 % Blaues Licht: 45 ± 5 %

FÜR PERKUSSIVE THERAPIE

Perkussionen

1.750, 2.100 und 2.400 SPM (Schläge pro Minute)

Frequenz

1.750 rpm: 29,1 Hz 2.100 rpm: 35 Hz 2.400 rpm: 40 Hz

Sicherheit, EMV und Biokompatibilität

1. Dieses Gerät ist ein Gerät der Klasse II mit einem Anwendungsteil vom Typ BF. Es entspricht den Sicherheitsstandards für medizinische elektrische Geräte (IEC 60601-1).
2. Dieses Gerät entspricht auch dem medizinischen EMV-Standard (IEC 60601-1-2).
3. Alle Materialien für das Gehäuse des Hauptgeräts und die Ausgangskontakte dieses Geräts, die in direkten Kontakt mit dem/r NutzerIn kommen, sind für den beabsichtigten Gebrauch biokompatibel. Sie entsprechen den Biokompatibilitätsnormen „ISO 10993-5“ (Zytotoxizität) und „ISO 10993-10“ (Irritation und Sensibilisierung).

Die TheraFace PRO wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für medizinische Geräte gemäß IEC 60601-1-2: 2007. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen bei einer typischen medizinischen Installation bieten.

ACHTUNG:

Verwenden Sie das Gerät nicht neben sonstigen Geräten, die elektromagnetische Störungen verursachen können, wie Telefonen, Kernspintomographen (MRT), Computertomographen (CT), Diathermie, Radiofrequenz-Identifikation (RFID) usw. oder Magnetresonanz-Umgebungen. Elektromagnetische Störungen, HF-Geräte bzw. Magnetresonanz-Umgebungen können die normale Funktion des Geräts beeinträchtigen oder zu Verletzungen führen.

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich Störungen, die zu einer unerwünschten Auswirkung auf den Betrieb führen. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen lassen.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen bei einer Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Interferenzen der Funkkommunikation verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten.

Wenn dieses Gerät beim Radio- oder Fernsehempfang schädliche Interferenzen verursacht, die durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden können, wird dem/der BenutzerIn empfohlen, zu versuchen, die Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verschieben Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises als der des Empfängers an.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker.

ERKLÄRUNG DES HERSTELLERS – ELEKTROMAGNETISCHE EMISSIONEN

Die TheraFace PRO ist für den Gebrauch in den unten angegebenen elektromagnetischen Umgebungen bestimmt. Der/die KundIn oder der/die BenutzerIn der TheraFace PRO sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.

PRÜFUNG DER EMISSIONEN	COMPLIANCE	ELEKTROMAGNETISCHE UMGEBUNG – ANLEITUNG
HF-Emissionen CISPR 11	Gruppe 1	Die TheraFace PRO verwendet HF-Energie nur für seine interne Funktion. Daher sind seine HF-Emissionen sehr niedrig und verursachen wahrscheinlich keine Störungen bei in der Nähe befindlichen elektronischen Geräten.
HF-Emissionen CISPR 11	Klasse B	Die TheraFace PRO eignet sich für den Einsatz in allen Einrichtungen, einschließlich Privathäusern und solchen, die direkt an das öffentliche Niederspannungsstromnetz angeschlossen sind, das Wohngebäude versorgt.
Oberwellenemissionen IEC 61000-3-2	Klasse A	
Spannungsschwankungen/ Flackeremissionen IEC 61000-3-2	Compliance	

ERKLÄRUNG DES HERSTELLERS – ELEKTROMAGNETISCHE IMMUNITÄT

DE

Die TheraFace PRO ist für den Gebrauch in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der/die KundIn oder der/die BenutzerIn der TheraFace PRO sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.

PRÜFUNG DER IMMUNITÄT	IEC 60601 TEST-LEVEL	COMPLIANCE-LEVEL	ELEKTROMAGNETISCHE UMGEBUNG – ANLEITUNG
Elektrostatische Entladung (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV Kontakt ± 8 kV Luft	± 6 kV Kontakt ± 8 kV Luft	Die Fußböden sollten aus Holz, Beton oder Keramikfliesen sein. Wenn es Böden mit synthetischem Material sind, sollte die relative Luftfeuchtigkeit mindestens 30 % betragen.
Elektrostatische Störgrößen/Burst IEC 61000-4-4	± 2 kV für Stromleitungen ± 1 kV für Eingangs-/ Ausgangsleitungen	± 2 kV für Stromleitungen ± 1 kV für Eingangs-/ Ausgangsleitungen	Die Netzstromqualität sollte die einer typischen kommerziellen oder Krankenhausumgebung sein.
Überspannung IEC 61000-4-5	± 1 kV Differenzmodus ± 2 kV Gleichtakt	± 1 kV Differenzmodus ± 2 kV Gleichtakt	Die Netzstromqualität sollte die einer typischen kommerziellen oder Krankenhausumgebung sein.
Spannungsabfälle, kurze Unterbrechungen und Spannungsschwankungen an den Eingangsleitungen der Stromversorgung IEC 61000-4-11	<5% U_T (>95% Einbruch in U_T) für 5 Sek.	<5% U_T (>95% Einbruch in U_T) für 5 Sek.	Die Netzstromqualität sollte die einer typischen kommerziellen oder Krankenhausumgebung sein. Wenn der/die BenutzerIn der TheraFace PRO während Unterbrechungen der Netzstromversorgung einen fortgesetzten Betrieb benötigt, wird empfohlen, die TheraFace PRO von einer unterbrechungsfreien Stromversorgung oder einer Batterie mit Strom zu versorgen.
Leistungsfrequenz (50/60 Hz) Magnetfeld IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Magnetfelder mit Leistungsfrequenz sollten auf einem Niveau liegen, das für einen typischen Standort in einer typischen kommerziellen oder Krankenhausumgebung charakteristisch ist.

HINWEIS: U_T ist die Netzspannung vor der Anwendung des Test-Levels.

PRÜFUNG DER IMMUNITÄT	IEC 60601 TEST-LEVEL	COMPLIANCE-LEVEL	ELEKTROMAGNETISCHE UMGEBUNG – ANLEITUNG
Geleitete HF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz bis 80 MHz	3V	Tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte sollten nicht näher zu irgendeinem Teil der highi-Station, einschließlich Kabeln, als im empfohlenen Trennabstand verwendet werden, der sich anhand der für die Frequenz des Senders anwendbaren Gleichung errechnet. Empfohlener Abstand zur Trennung Wobei p die maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt (W) gemäß dem Hersteller des Senders und d der empfohlene Trennabstand in Metern (m) ist. Die Feldstärken von festen HF-Transmittern, wie durch eine elektromagnetische Standortuntersuchung bestimmt, a sollten in jedem Frequenzbereich kleiner sein als der Compliance-Wert. b In der Nähe von Geräten, die mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet sind, kann es zu Störungen kommen:
Abgestrahlte HF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz bis 2,5 GHz	3V/m	HINWEIS 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich. HINWEIS 2: Diese Richtlinien schließen nicht alle Situationen ein. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion von Gebäuden, Gegenständen und Menschen beeinflusst.

a. Feldstärken von Sendern wie Basisstationen für Funktelefone (Mobiltelefone/schnurlose Telefone) sowie für Radiofunk, Amateurfunk, AM- und FM-Radiosender und Fernsehsender können theoretisch nicht genau vorhergesagt werden. Um die elektromagnetische Umgebung hinsichtlich der stationären Sender zu ermitteln, sollte eine Studie des Standorts erwogen werden. Wenn die gemessene Feldstärke an dem Standort, an dem die TheraFace PRO verwendet wird, das oben genannte zulässige HF-Compliance-Niveau übersteigt, sollte die TheraFace PRO beobachtet werden, um einen normalen Betrieb zu bestätigen. Wenn ungewöhnliche Leistungsmerkmale beobachtet werden, können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein, wie z. B. die Neuorientierung oder Umsetzung der highi-Station.

b. Im Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sollte die Feldstärke weniger als 3 V/m sein.

Empfohlener Trennabstand zu tragbaren und mobilen
HF-Kommunikationsgeräten und GERÄTE oder SYSTEME –für GERÄTE und SYSTEME, die nicht LEBENSERHALTEND sind

Empfohlener Trennabstand zu
tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten und der high-Station

Die TheraFace PRO ist für den Einsatz in einer elektromagnetischen Umgebung, in der die HF-Störgrößen kontrolliert sind, vorgesehen. Der Kunde oder der/die BenutzerIn der TheraFace PRO kann helfen, elektromagnetische Störungen zu vermeiden, indem er den Mindestabstand zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten (Sendern) und der TheraFace PRO wie unten angegeben einhält, gemäß der maximalen Ausgangsleistung der Kommunikationsausrüstung.

Bewertete maximale Ausgangsleistung des Senders W	Trennabstand je nach Frequenz des Senders (m)		
	150 kHz bis 80 MHz	80 MHz bis 800 MHz	800 MHz bis 2,5 GHz
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Vollständige Informationen zur Garantie finden Sie auf www.therabody.com/warranty. Um eine Kopie der Garantie per Post zu erhalten, senden Sie einen entsprechenden Antrag an die folgende Adresse:

Therabody - Warranty
Therabody, Inc. Attn: Customer Service
6100 Wilshire Blvd. Ste 200
Los Angeles, Ca. 90048

Hinweis: Es handelt sich hierbei weder um eine Rücksendeadresse noch um ein Geschäft. An diesem Standort werden keine Therabody-Produkte oder -Pakete angenommen.

Bei Sendern mit einer maximalen Ausgangsleistung, die oben nicht aufgeführt ist, kann der empfohlene Trennabstand „d“ in Metern (m) unter Verwendung der für die Frequenz des Senders gültigen Gleichung geschätzt werden, wobei „P“ die maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt (W) gemäß Angaben des Senderherstellers ist.

HINWEIS 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der Trennabstand für den höheren Frequenzbereich.

HINWEIS 2: Diese Richtlinien schließen nicht alle Situationen ein. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion von Gebäuden, Gegenständen und Menschen beeinflusst.

Produktübersicht

TheraFace PRO

Une solution avancée pour un meilleur bien-être du visage.

Le TheraFace PRO est un appareil portable 4 en 1 qui fait passer le bien-être du visage au niveau supérieur, en contribuant à réduire les tensions, détendre les muscles du visage et obtenir une peau d'apparence plus saine en stimulant délicatement le visage. Il intègre des traitements de microcourant, de lumière LED bleue, rouge et rouge +infrarouge, et de nettoyage, ce qui vous permet de personnaliser votre thérapie faciale à l'aide d'un seul appareil polyvalent et facile à utiliser. Utilisez les différents anneaux de traitement pour retendre, tonifier, rajeunir et nettoyer en profondeur. Le TheraFace PRO est votre solution tout-en-un pour prendre soin de votre visage et de son bien-être.


Utilisation prévue

Le TheraFace PRO est conçu pour atténuer les tensions, détendre les muscles du visage et embellir la peau en stimulant doucement le visage. Les différents anneaux de traitement ont une action liftante, tonifiante, rajeunissante et nettoient votre peau en profondeur.

Percussive Therapy

La thérapie par percussion, désormais optimisée pour le visage.

Massage facial pour réduire les tensions et détendre les muscles du visage




FR



TheraOne™ Gel Conducteur


Un gel de base destiné à être utilisé avec le dispositif TheraFace PRO avant de commencer le traitement par microcourant pour assurer que celui-ci soit réalisé de manière sûre et efficace



Microcurrent Ring

Le microcourant raffermi et retend la peau. Le microcourant améliore le tonus musculaire et les contours du visage et du cou


- Connexion magnétique à l'appareil, démontable en tirant dessus
- Le traitement par microcourant est réalisé à l'aide du Microcurrent Ring



Cleansing Ring

Le nettoyage élimine l'accumulation de saleté, d'huile et de résidus sur le visage

- Connexion magnétique à l'appareil, démontable en tirant dessus
- Tous les nettoyages sont effectués par le biais du Cleansing Ring



LED Ring: Lumière ROUGE

La Lumière Rouge *vis*e à réduire les rides périorbitaires (les rides autour des yeux)

LED Ring: Lumière bleue

La lumière bleue *permet de* réduire l'acné légère à modérée

LED Ring: Lumière Rouge +Infrarouge

La lumière rouge +infrarouge *est conçue pour* réduire les rides périorbitaires (rides autour des yeux) et procure un réchauffement thérapeutique qui atténue temporairement la douleur et l'inconfort

**(la lumière bleue n'est pas destinée à traiter ou à réduire l'acné sévère.)*

LED Ring: Blue/Red/Red+IR

- Connexion magnétique à l'appareil, démontable en tirant dessus
- Le traitement par LED est effectué à l'aide du LED Ring



Exemple de Rides Périorbitaires

Exemple d'acné Légère


Exemple d'acné Modérée

Exemples d'acné Sévère*

Mieux connaître votre appareil TheraFace PRO

FR

- A Bouton marche/arrêt**
 - Met l'appareil en position ON/OFF
- B Bouton de thérapie par percussion**
 - Contrôle l'embout de la percussion
- C Embout à bouton**
 - Contrôle l'embout de fixation
- D Embout de fixation**
 - Connexion magnétique à l'appareil, démontable en tirant dessus
 - Chaque embout de fixation n'a qu'une seule position correcte
- D Embouts de thérapie par percussion**
 - Connexion magnétique à l'appareil, démontable en tirant dessus
 - Chaque embout de fixation n'a qu'une seule position correcte



E Flat-Aufsatz - Usage général pour l'ensemble du visage, du cou et de la poitrine

E Cone -Aufsatz - Traitement plus précis des zones ciblées telles que le contour des yeux, les rides nasogéniennes et les points de pression

E Micro-Point-Aufsatz - Maximise la circulation pour les zones plus larges telles que le front, les joues et la poitrine

Hot and Cold Rings (vendus séparément)

- Connexion magnétique à l'appareil, démontable en tirant dessus
- Permet de choisir entre 3 réglages « froid » et 3 réglages « chaud ».

Commencer

Allumer l'appareil TheraFace PRO

Maintenez le bouton ON/OFF enfoncé pour allumer l'appareil et l'écran OLED s'allume.

Éteindre l'appareil

Appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF et maintenez-le enfoncé pour éteindre l'appareil. L'écran OLED s'éteint.

Arrêt automatique

Si l'appareil n'est pas éteint manuellement en appuyant sur le bouton d'alimentation, il s'éteint automatiquement après 10 minutes d'inactivité.

Liste des étapes de base pour démarrer :

1. **Lavez votre visage, puis séchez-le bien**
2. **Sélectionnez et fixez l'embout de fixation de votre choix**
3. **Allumez l'appareil**
4. **Choisissez vos paramètres**
5. **Démarrer**

REMARQUE : Assurez-vous de mettre l'appareil hors tension avant de retirer les embouts.

Utiliser le TheraFace PRO

FR

Commencez par laver soigneusement votre visage et rincez-le deux fois pour éliminer tout résidu. Laissez la peau sécher complètement avant de commencer le traitement. Rendez-vous sur le site therabody.com pour consulter les protocoles de traitement et les vidéos explicatives.

Remarque : L'appareil TheraFace PRO émet un signal sonore toutes les 15 secondes. Cela vous permettra de suivre la durée de chaque traitement et vous informera également lorsqu'un traitement a été déconnecté ou est terminé.

- 1 bip = rétroaction chronométrée toutes les 15 secondes pour vous permettre de mieux chronométrer leurs protocoles.
- 2 bips = le traitement par LED, Microcurrent, Hot, ou Cold a été accidentellement déconnecté
- 3 bips = le traitement par LED, Microcurrent, Hot, ou Cold est terminé

A. Caractéristiques de la thérapie par percussion

1. Sélectionnez et fixez l'embout de thérapie par percussion souhaité
2. Après l'avoir fixé au TheraFace PRO, mettez le dispositif TheraFace PRO sous tension en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes.
3. Activez la fonction de percussion en appuyant une fois sur le bouton correspondant.
4. Pour basculer entre les 3 options de vitesse (1750, 2100 et 2400 tr/min), appuyez à nouveau sur le bouton de percussion.
5. Pour arrêter le traitement par percussion, appuyez une troisième fois sur le bouton correspondant.

Remarque : • Peut être combiné avec les Hot et Cold Rings*. - (*Les Hot et Cold Rings sont vendus séparément) • Non compatible avec le dispositif de Microcurrent ni avec l'embout LED.

B. Traitement LED

1. Le LED ring a 3 options de longueur d'onde de luminothérapie : rouge, bleu et rouge + infrarouge.
2. Pour commencer à utiliser le mode de thérapie par LED, fixez le LED ring à l'appareil TheraFace PRO.
3. Mettez l'appareil TheraFace PRO en position ON en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes.
4. Ensuite, mettez le LED ring en position ON en appuyant sur le bouton de l'embout de fixation.
5. Pour basculer entre les options de lumière (bleue, rouge et rouge + infrarouge), appuyez à nouveau sur le bouton de l'embout de fixation.
6. L'embout TheraFace PRO LED est doté d'un système de détection de proximité et n'atteint sa pleine intensité lumineuse (luminosité) que lorsque l'appareil est placé à la bonne distance de votre visage (0,5 pouce), ce qui réduit les éblouissements dans l'intervalle. Évitez le contact direct avec la peau.
7. Pour éteindre le LED ring, passez au mode de lumière Rouge + IR et appuyez une nouvelle fois sur le bouton de l'anneau lumineux ou éteignez l'appareil TheraFace PRO en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes.

Avertissement : Ne placez pas le LED ring directement sur la peau. Maintenez le LED ring à environ 1,3 cm de la peau.

C. Traitement par microcourant

1. Retirez tout accessoire de thérapie par percussion avant de fixer le Microcurrent Ring.
2. Avant de commencer le traitement par microcourant, appliquez le gel conducteur TheraOne™ sur votre visage propre et sec ou sur la zone de traitement pour vous assurer de recevoir le traitement correctement.
3. Fixez le Microcurrent Ring à l'appareil TheraFace PRO.
4. Après l'avoir fixé au TheraFace PRO, mettez le dispositif TheraFace PRO en position ON en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes.
5. Activez le traitement par microcourant en appuyant une fois sur le bouton de l'embout.
6. Pour ajuster le niveau d'intensité à votre confort, appuyez une fois sur le bouton de l'embout pour basculer entre les 3 options d'intensité.
7. Pour arrêter le traitement par microcourant, appuyez une troisième fois sur le bouton de l'embout.

Conseil PRO : Lorsque vous utilisez le Microcurrent Ring, faites glisser lentement l'appareil en exerçant une pression légère à moyenne, en maintenant les deux sphères sur le visage en même temps. Un protocole de microcourant de 5 à 8 minutes peut être réalisé une fois par période de 24 heures. Rendez-vous sur le site therabody.com pour consulter les protocoles de traitement et les vidéos explicatives.

Remarque :

- Un temps d'arrêt prédéfini de 8 minutes est prévu.
- Non compatible avec les accessoires de thérapie par percussion.
- Bien que le Microcurrent Ring fonctionne avec n'importe quel gel conducteur, nous recommandons le gel conducteur TheraOne™ s'il est disponible sur votre marché.

Avertissement : Lorsque vous utilisez le TheraFace PRO avec le Microcurrent Ring, une base pour microcourant est nécessaire. N'utilisez PAS le Microcurrent Ring sur la ligne médiane du cou ou sur le contour des yeux.

D. Base pour microcourant : Gel conducteur TheraOne

Le gel conducteur TheraOne™ est une base préparatrice à utiliser avec l'appareil TheraFace PRO avant de commencer le traitement par microcourant, afin de l'appliquer de manière sûre et efficace.

Instructions:

1. Lavez votre visage, puis séchez-le bien.
2. Appliquez une couche de gel conducteur de façon à recouvrir toutes les zones du visage et du cou à traiter.
3. Après le traitement avec le Microcurrent Ring, rincez et appliquez votre crème hydratante préférée.

Précautions d'emploi : toujours suivre les instructions d'utilisation. Éviter tout contact avec les yeux. N'utilisez PAS le sur la ligne médiane du cou. Avant de commencer le traitement par microcourant, faites un essai en appliquant une petite quantité de gel conducteur TheraOne sur une petite surface de peau. La peau peut absorber du gel pendant la séance de microcourant ; réappliquez-en si nécessaire pour assurer une glisse uniforme de l'appareil sur la peau.

Si vous utilisez déjà un tonique, un sérum, une crème hydratante et/ou un FPS, appliquez-les dans cet ordre après avoir suivi un protocole TheraFace PRO :

1. Tonifiez : Utilisez un coton avec le toner appliqué en balayant doucement le visage, en évitant le contour des yeux et en se concentrant sur le nez, le sillon nasal et le menton.
2. Sérum : Appliquez le sérum
3. Crème hydratante : Appliquez la crème hydratante
4. SPF : Appliquez le SPF uniquement le matin ou pendant la journée.

TheraFace PRO Nettoyage et entretien ultérieur

Après le traitement de la peau

Nettoyez votre visage avec un gant de toilette chaud et humide.

Entretien de l'appareil

Les instructions d'entretien suivantes sont importantes pour que votre appareil continue à fonctionner comme prévu. Si vous ne suivez pas ces instructions, votre appareil risque de cesser de fonctionner.

Entretien et nettoyage

Inspectez visuellement votre appareil TheraFace PRO et les embouts de fixation pour détecter tout signe évident d'accumulation de débris. Essuyez votre appareil et les embouts de fixation avec un chiffon humide ou une lingette nettoyante sans alcool. Après le nettoyage, laissez l'appareil et les embouts de fixation sécher complètement avant de les ranger ou de commencer un autre protocole de traitement. Un appareil correctement nettoyé ne doit présenter aucun signe visible de débris ou d'humidité.

Remarque : Ce produit n'est pas étanche, nettoyez-le uniquement avec un chiffon humide ou une lingette nettoyante sans alcool en essuyant l'appareil et les embouts de fixation. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau et ne le nettoyez pas sous l'eau courante (à l'exception du Cleaning Ring). Ne laissez pas l'appareil entrer en contact avec des solutions corrosives, qui pourraient endommager l'aspect et le fonctionnement. Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec (Température : 0 °C/32 °F - 40 °C/104 °F Humidité relative : 10~95 % RH). Ne pas ranger ou laisser le dispositif LIV dans un endroit où les températures peuvent dépasser 40 °C, comme à la lumière directe du soleil, dans un véhicule ou un bâtiment métallique en été.

Charger le TheraFace PRO

- Le TheraFace PRO est compatible avec l'USB-C, le connecteur se trouvant au bas de l'appareil.
- Le TheraFace PRO comprend un câble USB-C vers USB-A.
- Vous pouvez brancher l'appareil sur n'importe quel adaptateur USB standard.
- Le TheraFace PRO permet une recharge rapide s'il est chargé avec un adaptateur USB-C.

Remarque : Assurez-vous que le chargeur provient d'un fabricant certifié et qu'il n'a pas subi de dommages structurels. L'appareil TheraFace PRO ne fonctionnera pas pendant la charge.

TheraFace PRO Mises en garde et conseils (Précautions et contre-indications)

Informations générales

Cet appareil est conçu pour être utilisé sur le visage, le cou et la partie supérieure de la poitrine. Si vous avez des problèmes médicaux spécifiques, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit. Dans certains cas, il est conseillé de modifier la façon dont les appareils sont utilisés (précautions) ou de ne pas utiliser certains appareils (contre-indications). Le document suivant les met en évidence pour chaque modalité ou accessoire de traitement inclus avec l'appareil TheraFace PRO à la date d'impression. Pour des informations à jour, veuillez consulter notre site web.

Informations de sécurité importantes

Utilisation générale de TheraFace PRO

Lisez l'intégralité des avertissements et conseils avant d'utiliser le TheraFace PRO.

Cet appareil est contre-indiqué et ne doit pas être utilisé par ou sur toute personne ayant des antécédents d'épilepsie, de crises d'épilepsie ou de cardiopathie. L'appareil TheraFace PRO n'est pas recommandé aux personnes porteuses d'un dispositif électronique implanté (tel qu'un stimulateur cardiaque), souffrant de troubles cardiaques, d'un dispositif électronique implanté, d'arythmie cardiaque, de tumeurs ou d'épisodes aigus de maladies inflammatoires. Le dispositif n'est pas recommandé aux personnes souffrant d'artériosclérose, de thromboses ou d'implants dans la région du corps à traiter. Les implants dentaires doivent être solidement ancrés avant d'utiliser l'appareil. N'utilisez pas l'appareil sur les yeux, les paupières ou la zone entourant immédiatement l'œil (zone périorbitaire). L'appareil ne doit pas être utilisé si vous avez des taches brunes ou noires, telles que de grosses taches de rousseur, des taches de naissance, des grains de beauté ou des verrues, sur la zone à traiter. L'appareil n'est pas recommandé si vous avez de l'eczéma, du psoriasis, des lésions, des plaies ouvertes ou des infections actives autres qu'une acné légère à modérée, comme des boutons de fièvre, dans la zone à traiter. Attendez que la zone infectée guérisse avant d'utiliser l'appareil. L'appareil ne doit pas être utilisé si vous présentez des conditions cutanées anormales dues au diabète ou à d'autres maladies systémiques ou métaboliques. Il est déconseillé d'utiliser ce dispositif si vous avez des antécédents de poussées d'herpès dans la zone à traiter, à moins que vous n'ayez consulté votre médecin et suivi un traitement préventif avant d'utiliser le dispositif. Veuillez consulter votre médecin avant de l'utiliser si vous êtes enceinte et/ou si vous allaitez. **Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil au premier signe d'inconfort.**

L'appareil n'est pas recommandé aux personnes âgées de moins de 18 ans sans la surveillance d'un adulte et doit être tenu hors de portée des enfants. Si vous avez des problèmes médicaux, si vous prenez des médicaments qui provoquent une sensibilité à la lumière ou si vous avez subi une opération du visage ou d'autres interventions chirurgicales, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser l'appareil.

Fixation pour Microcourant Ring

Ces recommandations sont issues de la consultation d'experts médicaux et de la recherche publiée en matière de précautions et de contre-indications et sont en vigueur à la date d'impression. Pour des informations à jour, veuillez consulter notre site web.

Lors de l'utilisation de l'appareil avec le traitement par microcourant, une base préparatrice de gel conducteur de microcourant **est nécessaire**. Avant de commencer le traitement par microcourant, faites un essai en appliquant une petite quantité de gel conducteur sur une petite surface de peau.

Précautions

- Blessure, chirurgie ou traitement facial récent tel que neurotoxine, produit de comblement dermique, microneedling, laser et/ou peeling chimique jusqu'à la guérison complète de la peau.
- Ne pas utiliser pendant une éruption du virus de l'herpès simplex.
- Ne pas utiliser sur les poils du visage ; les poils du visage doivent être rasés avant l'utilisation, car ils peuvent interférer avec la conductivité.
- Ne pas utiliser si vous souffrez de troubles cardiaques
- Ne pas utiliser directement sur le centre du cou (os), en évitant particulièrement la thyroïde
- Ne pas utiliser sur la zone des seins
- Ne pas utiliser sur la poitrine
- Ne pas utiliser sur l'aîne
- Ne pas utiliser directement sur les yeux, les paupières ou la zone

entourant immédiatement l'œil (zone Periorbita).

- Ne pas appliquer sur une peau lésée
- Ne pas utiliser sur les enfants

Contre-indications

Voici les circonstances dans lesquelles les risques potentiels peuvent l'emporter sur les avantages. Consultez un professionnel de la santé avant de l'utiliser.

- Éruption cutanée, plaies ouvertes, ampoules, inflammation locale des tissus, infections, contusions ou tumeurs.
- Stimulateur cardiaque ou autres dispositifs électroniques implantés
- Épilepsie
- Grossesse
- Cancer/tumeurs
- Thrombose
- Phlébite
- Plaques ou broches métalliques dans la zone d'application
- défibrillateurs/stimulateurs implantés

Fixation du LED Ring (thérapies LED rouge, LED rouge +IR et LED bleue)

Ces recommandations sont issues de la consultation d'experts médicaux et des recherches publiées en matière de précautions et de contre-indications à la date d'impression. Pour des informations à jour, veuillez consulter notre site web.

Précautions

- Blessure, chirurgie ou traitement facial récent tel que neurotoxine, produit de remplissage dermique, microneedling, laser et/ou peeling chimique jusqu'à ce que la peau soit complètement guérie.
- Éruption actuelle du virus Herpes Simplex
- Pour la pilosité faciale : Utilisez la LED sur les poils du visage, en suivant le schéma de croissance des poils (généralement dans un mouvement descendant).
- Ne pas appliquer directement sur le globe oculaire/la paupière.
- Ne pas appliquer sur une peau lésée
- Ne pas appliquer de rétinol avant l'utilisation de la lumière LED rouge

Contre-indications :

Voici les circonstances dans lesquelles les risques potentiels peuvent l'emporter sur les avantages. Consultez un professionnel de la santé avant de l'utiliser.

- Éruption cutanée, plaies ouvertes, ampoules, inflammation locale des tissus, infections, contusions ou tumeurs.
- Grossesse/allaitement
- Sensations anormales (ex. : engourdissement)
- Cancer/tumeurs
- Épilepsie
- Cardiopathie (maladie cardiaque)
- Allergie ou trouble photo (ex. : lupus, porphyrie)
- Les médicaments qui provoquent une sensibilité à la lumière
- Médicaments pour l'acné sévère
- Extrême sensibilité à la lumière

- Mélasma ou hyperpigmentation (surtout si elle est exacerbée par une légère chaleur)
- Lésions suspectes ou cancer de la peau : consultez votre médecin.
- Si vous prenez ou utilisez des médicaments ou des produits à base de rétinol ou sensibles au soleil ou du peroxyde de benzoyle, n'utilisez pas de lumière infrarouge.

Embouts de thérapie par percussion (Flat, Cone, Micro-point)

Ces recommandations sont issues de la consultation d'experts médicaux et des recherches publiées en matière de précautions et de contre-indications à la date d'impression. Pour des informations à jour, veuillez consulter notre site web.

Précautions :

Dans ces circonstances, une attention particulière est requise et l'utilisation des dispositifs peut devoir être modifiée (par exemple, l'attache utilisée, la force appliquée, la position du corps, l'évitement de l'utilisation en contact direct avec une zone, etc.). Le cas échéant ou si vous avez des inquiétudes, demandez l'avis d'un professionnel de la santé.

- Blessure, chirurgie ou traitement facial récent tel que neurotoxine, produit de remplissage dermique, microneedling, laser et/ou peeling chimique jusqu'à ce que la peau soit complètement guérie.

- Éruption actuelle du virus Herpes Simplex
- Hypertension (contrôlée)
- Sensations anormales (par exemple, engourdissement)
- Sensibilité à la pression
- Les médicaments qui peuvent altérer les sensations
- Ne pas appliquer directement sur le globe oculaire/la paupière.
- Ne pas appliquer sur une peau lésée

Contre-indications :

Voici les circonstances dans lesquelles les risques potentiels peuvent l'emporter sur les avantages. Consultez un professionnel de la santé avant de l'utiliser.

- Éruption cutanée, plaies ouvertes, ampoules, inflammation locale des tissus, infections, contusions ou tumeurs.
- Fracture osseuse ou myosite ossifiante
- Hypertension (non contrôlée)
- Maladie cardiaque, hépatique ou rénale aiguë ou grave
- Affections neurologiques entraînant une perte ou une altération des sensations
- Application directe sur les yeux ou la gorge
- Troubles de la coagulation
- Chirurgie ou blessure récente
- Troubles du tissu conjonctif
- Insuffisance ou maladie vasculaire périphérique
- Médicaments qui fluidifient le sang ou altèrent les sensations
- Pression directe sur le site chirurgical ou le matériel
- Gêne ou douleur extrême
- Pacemaker, ICD, ou antécédents d'embolie

Fixation du Cleansing Ring

Ces recommandations sont issues de la consultation d'experts médicaux et des recherches publiées en matière de précautions et de contre-indications à la date d'impression. Pour des informations à jour, veuillez consulter notre site web.

Précautions :

- Blessure, chirurgie ou traitement facial récent tel que neurotoxine, produit de remplissage dermique, microneedling, laser et/ou peeling chimique jusqu'à ce que la peau soit complètement guérie.
- Éruption actuelle du virus Herpes Simplex
- Si vous avez des poils sur le visage, utilisez l'anneau nettoyant en suivant le schéma de pousse des poils (généralement un mouvement vers le bas) et/ou faites de petits mouvements circulaires si cela vous convient.
- Ne pas appliquer directement sur le globe oculaire/la paupière.
- Ne pas appliquer sur une peau lésée

Contre-indications :

Voici les circonstances dans lesquelles les risques potentiels peuvent l'emporter sur les avantages. Consultez un professionnel de la santé avant de l'utiliser.

- Éruption cutanée, plaies ouvertes, ampoules, inflammation locale des tissus, infections, contusions ou tumeurs.

Fixation du Hot Ring

Diese Empfehlungen beruhen auf der Beratung mit medizinischen ExpertInnen und der veröffentlichten Forschung zu Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Für aktuelle Informationen besuchen Sie uns bitte online.

Précautions :

- Blessure, chirurgie ou traitement facial récent tel que neurotoxine, produit de remplissage dermique, microneedling, laser et/ou peeling chimique jusqu'à ce que la peau soit complètement guérie.
- Éruption actuelle du virus Herpes Simplex
- Ne pas appliquer directement sur le globe oculaire/la paupière
- Ne pas appliquer sur une peau lésée

Contre-indications :

Voici les circonstances dans lesquelles les risques potentiels peuvent l'emporter sur les avantages. Consultez un professionnel de la santé avant de l'utiliser.

- Éruption cutanée, plaies ouvertes, ampoules, inflammation locale des tissus, infections, contusions ou tumeurs.

Fixation du Cold Ring

Ces recommandations sont issues de la consultation d'experts médicaux et des recherches publiées en matière de précautions et de contre-indications.

Précautions :

- Blessure, chirurgie ou traitement facial récent tel que neurotoxine, produit de remplissage dermique, microneedling, laser et/ou peeling chimique jusqu'à ce que la peau soit complètement guérie.
- Éruption actuelle du virus Herpes Simplex
- Pour les poils du visage, utilisez l'anneau froid comme indiqué dans le protocole standard.
- Ne pas appliquer sur le globe oculaire/la paupière
- Ne pas appliquer sur une peau lésée

Contre-indications :

Voici les circonstances dans lesquelles les risques potentiels peuvent l'emporter sur les avantages. Consultez un professionnel de la santé avant de l'utiliser.

- Éruption cutanée, plaies ouvertes, ampoules, inflammation locale des tissus, infections, contusions ou tumeurs.
- Hypersensibilité au froid/Urticaire au froid
- Insuffisance circulatoire

Avertissements supplémentaires de l'unité

Lors de l'utilisation du dispositif LIV, il convient de prendre certaines précautions de base en tout temps, notamment :

1. UTILISER UNIQUEMENT CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS. Utilisez l'appareil uniquement comme décrit dans le manuel d'utilisation de l'appareil. Utiliser uniquement les fixations,

accessoires et pièces de rechange Therabody recommandés. N'effectuez pas d'entretien par vous-même.

2. NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS. L'appareil ne convient pas aux enfants ou aux personnes qui présentent des capacités physiques, sensorielles ou de raisonnement réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne l'utilisent sous la supervision d'une personne responsable, en suivant ses instructions. Interdire aux enfants d'utiliser l'appareil comme un jouet. Les enfants doivent être surveillés pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. LIEUX DE CHARGEMENT APPROPRIÉS. L'appareil doit être chargé en intérieur, dans un endroit sec et aéré. Ne pas charger l'appareil à l'extérieur, dans une salle de bains ou à moins de 3,1 mètres d'une baignoire ou d'une piscine. Ne pas utiliser l'appareil ou le chargeur sur des surfaces mouillées et ne pas exposer le chargeur à l'humidité, la pluie ou la neige. Ne pas utiliser l'appareil dans une atmosphère explosive (en présence d'émanations gazeuses, de poussière ou de substances inflammables). Une telle utilisation pourrait causer des étincelles et éventuellement un incendie.
4. NE PAS SURCHARGER. Ne pas laisser la batterie dans le chargeur pendant plus d'une heure après son chargement complet. La batterie intègre un système permettant d'éviter les risques de surcharge. Cependant, la surcharge de la batterie réduit son autonomie au fil du temps.
5. NE PAS BRÛLER OU INCINÉRER L'APPAREIL OU SES BATTERIES. La batterie peut exploser et provoquer des blessures ou des dommages. Des émanations et substances toxiques sont libérées lorsque la batterie est brûlée.
6. NE PAS ÉCRASER, FAIRE TOMBER OU ENDOMMAGER LES

BATTERIES OU LE CHARGEUR DE L'APPAREIL. Ne pas utiliser un chargeur qui a reçu un choc violent, est tombé, a été écrasé ou autrement endommagé.

7. **LES PRODUITS CHIMIQUES CONTENUS DANS LA BATTERIE PEUVENT CAUSER DE GRAVES BRÛLURES.** Éviter tout contact entre les produits contenus dans la batterie et la peau, les yeux ou la bouche. En cas de fuite de produits chimiques, utiliser des gants en caoutchouc ou néoprène pour jeter la batterie endommagée. En cas de contact avec les fluides de la batterie, laver la peau avec de l'eau et du savon, puis rincer avec du vinaigre. En cas de contact avec les produits chimiques contenus dans la batterie, rincer immédiatement les yeux avec de l'eau pendant 20 minutes et consulter un médecin. Retirer et jeter tout vêtement contaminé.
8. **NE PAS COURT-CIRCUITER.** Un court-circuit de la batterie se produira en cas de contact entre un objet métallique et les bornes positives et négatives de la batterie ou le connecteur 16V. Ne pas placer la batterie à proximité d'un quelconque objet qui pourrait causer un court-circuit comme des pièces, des clés ou des clous dans votre poche. Une batterie court-circuitée peut causer un incendie ou des blessures.
9. **NE PAS UTILISER SOUS UNE COUVERTURE ET UN OREILLER OU ENTRE LES COUSSINS DU CANAPÉ.** Une surchauffe peut se produire et provoquer un incendie, une décharge électrique ou une blessure.
10. **RANGEMENT DE L'APPAREIL ET DE LA BATTERIE.** Ranger dans un endroit sec et tempéré. Charger uniquement le dispositif PRO lorsque la température ambiante est comprise entre 0 °C et 40 °C. Ne pas laisser l'appareil, les batteries ou le chargeur dans un

endroit où les températures dépassent 40 °C, comme à la lumière directe du soleil, dans un véhicule.

11. **JETER LES BATTERIES.** Les batteries lithium-ion du TheraFace PRO sont plus écologiques que certains autres types de batteries. Toujours jeter les batteries de l'appareil conformément aux réglementations fédérales, étatiques et locales. Contacter un organisme de recyclage dans votre région pour connaître l'emplacement des points de recyclage. Même les batteries déchargées contiennent de l'énergie.
12. **NE PAS DÉMONTÉ.** Le mauvais démontage ou remontage peut causer un risque de décharge électrique, d'incendie ou d'exposition à des produits chimiques. La garantie est nulle si les batteries, le chargeur ou l'appareil sont démontés ou si l'un des composants est retiré.
13. **RÉPARATIONS.** Ne pas utiliser l'appareil, les batteries ou le chargeur s'ils fonctionnent mal, s'ils ont reçu un choc violent, s'ils sont tombés par terre ou dans l'eau, ou s'ils ont été endommagés ou laissés dehors. Ne pas tenter de réparer ou de démonter l'appareil afin d'éviter tout risque de décharge électrique ou d'incendie.
14. **NE PAS UTILISER EN PRENANT UN BAIN OU SOUS LA DOUCHE, DANS UNE BAIGNOIRE OU UN ÉVIER.** Ne jamais placer ou ranger l'appareil ou les batteries à proximité d'une baignoire ou d'un évier afin d'éviter tout accident. Ne jamais placer ou faire tomber dans de l'eau ou tout autre liquide. Ne jamais toucher un appareil qui est tombé dans l'eau ou qui est entré en contact avec de l'eau. Débrancher immédiatement.
15. **LIMITEUR THERMIQUE.** L'appareil dispose d'un limiteur thermique à réarmement automatique qui éteint l'appareil afin d'éviter toute surchauffe ou incendie.

16. **PRISE POLARISÉE.** Pour limiter le risque de décharge électrique, cet appareil dispose d'une prise polarisée (une broche est plus large que l'autre). Cette prise ne peut se brancher que d'une seule façon. Si celle-ci n'entre pas dans la prise d'alimentation, la retourner. Si elle n'entre toujours pas, contacter un électricien compétent pour installer une prise TheraFace adéquate. Ne jamais modifier la prise.
17. **NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER** l'appareil dans un endroit où des aérosols (sprays) sont utilisés ou là où de l'oxygène est administré.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Risque

1. Utilisez l'appareil TheraFace PRO et les embouts de fixation uniquement comme décrit dans ce manuel d'utilisation. Les risques et les dangers liés à l'utilisation de l'appareil TheraFace PRO et des embouts de fixation d'une manière autre que celle spécifiée dans le manuel d'utilisation fourni sont inconnus et peuvent entraîner des effets secondaires négatifs.
2. Cet appareil TheraFace PRO n'a pas été testé pour une utilisation sur l'orbite ou la paupière, les risques sont donc inconnus.

Étiquettes

NO.	SYMBOLES	DESCRIPTION
1		Label CE
2		la restriction des substances dangereuses
3		«DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) ». Les déchets doivent être traités légalement.
4		Garder au sec
5		FCC Federal Communications Commission
6		Veuillez lire le manuel d'utilisation avant de l'utiliser
7		Type BF appliquer la partie.

Caractéristiques des produits

CARACTÉRISTIQUES DE L'UNITÉ DE BASE

Source d'alimentation	Adaptateur USB-A ou USB-C fourni par l'utilisateur
-----------------------	--

Témoin lumineux	OUI
-----------------	-----

Matériaux de construction	PC
---------------------------	----

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Environnement d'exploitation	Température : 0 ~ 40 ° C Humidité relative : < 93 % HR
------------------------------	--

Environnement de stockage	Température : -25 ° C ~ 50 ° C Humidité relative : 10~95 % HR
---------------------------	--

Utiliser la pression atmo- sphérique	70-106Kpa
--------------------------------------	-----------

Pour le traitement par microcourant :

Site stimulé	Visage et cou
Nombre de modes	3
Niveau d'intensité de sortie	4
Témoin lumineux	Oui, écran OLED
Plage de la minuterie	5-8 minutes par jour pendant 6 semaines
Matériaux de construction	Console : PC plastique

SPÉCIFICATION DE SORTIE

Forme d'onde	Pulsé Biphase
Tension de fonctionnement	0-15.5V
Puissance maximale	24 mW
Arrêt automatique	Oui
Tension de sortie maximale (+/- 10 %)	210-280mV @500 Ohm 0.8- 1.2 V @ 2 k Ohm 4.75-5.2V @ 10k Ohm

Courant de sortie maximal	420 µA - 560 µA @ 500 Ohm 400 µA - 600 µA @ 2k Ohm 475 µA - 520 µA @ 10k Ohm
Largeur d'impulsion	Marche 60 ms / Arrêt 60ms
Fréquence	8.3 Hz
Charge nette	N/A - Fonctionne sur batterie
Densité de courant maximale	1.65mA/cm ² @ 500 Ohm
Densité de puissance maximale	136125mW/cm ² @ 500Ω

POUR LE TRAITEMENT PAR LED

Longueur d'onde de la lumière	IR +Rouge : 830 nm ±10nm/633 ±10 nm, Lumière bleue : 415 nm ±10nm, Lumière rouge : 633 nm ±10nm
Puissance de la lumière (mW//cm2)	IR +Rouge 70 ±5%/60 ±5% Lumière rouge 60 ±5% Lumière bleue 45 ±5%

TRAITEMENT PAR PERCUSSION

Par percussion	1750, 2100 et 2400 rpm
Fréquence	1750rpm: 29,1Hz 2100rpm: 35 Hz 2400 rpm: 40 Hz

Sécurité, CEM et biocompatibilité

- FR** 1. Cet appareil est un équipement de classe II avec une partie appliquée de type BF. Il est conforme aux normes de sécurité électrique médicale (IEC 60601-1).
2. Cet appareil est également conforme à la norme CEM médicale (IEC 60601-1-2).
3. Tous les matériaux directement contractés par l'utilisateur pour le boîtier principal du dispositif et les contacts de sortie de ce dispositif sont biocompatibles pour l'utilisation prévue. Ils sont conformes aux normes de biocompatibilité ISO 10993-5 (Cytotoxicité) et ISO 10993-10 (Irritation et Sensibilisation).

Le TheraFace PRO a été testé et jugé conforme aux limites de compatibilité électromagnétique (CEM) pour les dispositifs médicaux selon la norme IEC 60601-1-2 : 2007. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation médicale typique.

ATTENTION:

Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'appareils générateurs d'interférences électromagnétiques (IEM), comme les téléphones cellulaires, les appareils utilisés pour l'imagerie par résonance magnétique (IRM), la tomographie axiale assistée par ordinateur (CT), la diathermie, la Radio-identification (RFID), etc. ou l'environnement MR. Les appareils IEM, RF ou l'environnement RM sont susceptibles de perturber le fonctionnement de l'appareil ou de provoquer des blessures.

Déclaration de conformité FCC

L'appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Son exploitation est soumise deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit causer aucune interférence nuisible, et (2) il doit accepter la réception de toute interférence, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable. Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient enlever à l'utilisateur le droit d'utiliser l'équipement.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

DÉCLARATION DU FABRICANT : ÉMISSIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

FR

L'appareil TheraFace PRO est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de l'appareil TheraFace PRO devrait s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

TEST D'ÉMISSION	CONFORMITÉ	ENVIRONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE : DIRECTIVES
Émissions RF CISPR 11	Groupe 1	L'appareil TheraFace PRO utilise l'énergie RF uniquement pour son fonctionnement interne. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et peu susceptibles de provoquer des interférences avec les équipements électroniques situés à proximité.
Émissions RF CISPR 11	Classe B	
Émissions harmoniques CEI 61000-3-2	Classe A	
Fonction de tension/émissions de scintillement CEI 61000-3-2	Est conforme	

DÉCLARATION DU FABRICANT : IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

FR

L'appareil TheraFace PRO est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de l'appareil TheraFace PRO devrait s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

TEST D'IMMUNITÉ	NIVEAU D'ESSAI CEI 60601	NIVEAU DE CONFORMITÉ	ENVIRONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE : DIRECTIVES
Décharge électrostatique (ESD) CEI 61000-4-2	±6 kV contact ±8 kV air	±6kV contact ±8kV air	Les sols doivent être en bois, en béton ou en carreaux de céramique. Si les sols sont recouverts d'un matériau synthétique, l'humidité relative doit être d'au moins 30 %.
Transitoire électrostatique/éclatement CEI 61000-4-4	±2 kV pour les lignes d'alimentation électrique ±1kV pour les lignes d'entrée/sortie	±2 kV pour les lignes d'alimentation électrique ±1 kV pour les lignes d'entrée/sortie	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier type.
Surcharge CEI 61000-4-5	±1 kV mode différentiel ±2 kV mode commun	±1 kV mode différentiel ±2 kV mode commun	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier type.
Baisses de tension, brèves interruptions et variations de tension sur les lignes d'entrée d'alimentation CEI 61000-4-11	5 % UT (95 % de baisse de UT) pour 5 sec	5 % UT (95 % de baisse de UT) pour 5 sec	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier type. Si l'utilisateur de l'appareil TheraFace PRO a besoin d'un fonctionnement continu pendant les coupures de l'alimentation secteur, il est recommandé d'alimenter l'appareil TheraFace PRO à l'aide d'un onduleur ou d'une batterie.
Champ magnétique de fréquence d'alimentation (50/60 Hz) CEI 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Les champs magnétiques à la fréquence du réseau doivent être à des niveaux caractéristiques d'un emplacement type dans un environnement commercial ou hospitalier type.

REMARQUE UT est la tension secteur CA avant l'application du niveau de test.

TEST D'IMMUNITÉ	NIVEAU D'ESSAI CEI 60601	NIVEAU DE CONFORMITÉ	ENVIRONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE : DIRECTIVES
RF par conduction CEI 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz à 80 MHz	3V	Les équipements de communication RF portatifs et mobiles ne doivent pas être utilisés plus près d'une partie de la Station Higi, câbles compris, que la distance d'éloignement recommandée et calculée à partir de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur. Distance d'éloignement recommandée Où p est la puissance nominale maximale de sortie de l'émetteur en watts (W) indiquée par le fabricant de l'émetteur et d est la distance d'éloignement recommandée en mètres (m). b Les intensités de champ des émetteurs RF fixes, telles que déterminées par une étude électromagnétique du site (a) devraient être inférieures au niveau de conformité dans chaque plage de fréquences (b). Des interférences peuvent se produire à proximité de l'équipement marqué du symbole suivant :
RF rayonnée CEI 61000-4-3	3 V/m 80 MHz à 2,5 GHz	3V/m	REMARQUE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences la plus élevée s'applique. REMARQUE 2 Ces directives peuvent ne pas s'appliquer à toutes les situations. L'électromagnétisme est affecté par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

a Les intensités de champ des émetteurs fixes, tels que les stations de base pour les téléphones radio (cellulaires/sans-fil) et les radios mobiles terrestres, les radios amateurs, les radios AM et FM et les émissions TV ne peuvent pas être prédites théoriquement avec précision. Pour déterminer l'environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF immobiles, une étude électromagnétique du site doit être envisagée. Si l'intensité de champ mesurée à l'endroit où le TheraFace PRO est utilisé dépasse le niveau de conformité RF applicable ci-dessus. Le TheraFace PRO doit être examiné pour vérifier son fonctionnement normal. Si un comportement anormal est observé, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, comme la réorientation ou le déplacement de la Station Higi.

b Sur la plage de fréquences 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champ doivent être inférieures à 3 V/m.

Distances de séparation recommandées entre les appareils portables et mobiles

Les équipements de communication RF et l'ÉQUIPEMENT ou le SYSTÈME - Pour les ÉQUIPEMENTS et les SYSTÈMES qui ne sont pas vitaux.

FR Distance d'éloignement recommandée entre les équipements de communication RF portables et mobiles et la Station hôte

L'appareil TheraFace PRO est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur de l'appareil TheraFace PRO peut contribuer à prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les équipements de communication RF portatifs et mobiles (émetteurs) et l'appareil TheraFace PRO, comme recommandé ci-dessous, en fonction de la puissance de sortie maximale des équipements de communication.

Maximum nominal sortie de l'émetteur sortie de l'émetteur	Distance d'éloignement en fonction de la fréquence de l'émetteur (m)		
	150 kHz à 80 MHz	80 MHz à 800 MHz	800 MHz à 2.5 GHz
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

GARANTIE LIMITÉE

Pour voir toutes les informations relatives à la garantie, veuillez consulter la page www.therabody.com/warranty. Pour demander une copie de la garantie par courrier, vous pouvez envoyer votre demande à l'adresse suivante :

Therabody - Warranty
Therabody, Inc. Attn: Customer Service
6100 Wilshire Blvd. Ste 200
Los Angeles, Ca. 90048

Veuillez noter que cette adresse n'est ni une adresse de retour ni un point de vente. Aucun produit ou colis Therabody ne sera accepté à cette adresse.

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie nominale maximale n'est pas indiquée ci-dessus, la distance d'éloignement recommandée en mètres (m) peut être estimée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est la puissance de sortie nominale maximale de l'émetteur en watts (W) indiquée par le fabricant de l'émetteur.

REMARQUE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la distance d'éloignement pour la plage de fréquence la plus élevée s'applique.

REMARQUE 2 Ces directives peuvent ne pas s'appliquer à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

Descripción general del producto

TheraFace PRO

Solución avanzada para mejorar el bienestar facial.


El TheraFace PRO es un dispositivo portátil 4 en 1 que lleva la salud facial a un nivel superior ayudando a reducir la tensión, a relajar los músculos faciales y a conseguir una piel con un aspecto más saludable gracias a la suave estimulación del rostro. También incluye tratamientos con microcorriente, LED facial con luz azul, roja y roja+infrarroja y tratamientos limpiadores, lo cual te permite personalizar tu terapia facial con un solo dispositivo versátil y fácil de usar. Reafirma, tonifica, rejuvenece y limpia tu piel en profundidad con nuestra selección de anillos de tratamiento. El TheraFace PRO es tu solución todo en uno para la salud y el bienestar de tu rostro.

Uso Previsto

El TheraFace PRO está indicado para ayudar a reducir la tensión, relajar los músculos faciales y lograr una piel más bonita mediante la suave estimulación del rostro. Reafirma, tonifica, rejuvenece y limpia tu piel en profundidad con nuestra selección de anillos de tratamiento.

Terapia Percusiva

La terapia percusiva ahora optimizada para el rostro.
Masaje facial para reducir la tensión y relajar los músculos faciales.




ES



TheraOne™ Gel Conductor


Un gel de imprimación diseñado para usarse con el dispositivo TheraFace PRO antes de comenzar el tratamiento con microcorrientes para garantizar la seguridad y efectividad del tratamiento.



Microcurrent Ring

La microcorriente reafirma y tensa la piel. También mejora el tono muscular y el contorno de la cara/cuello


- Se conecta magnéticamente al dispositivo y se puede quitar tirando de él
- El tratamiento con microcorrientes se administra a través del anillo Microcurrent Ring



Cleansing Ring

El tratamiento limpiador elimina la acumulación de suciedad facial, grasa y residuos

- Se conecta magnéticamente al dispositivo y se puede quitar tirando de él
- El tratamiento limpiador se administra mediante el anillo Cleansing Ring



LED Ring: Luz Roja

La luz roja *está indicada para* reducir las arrugas periorbitales (las arrugas alrededor de los ojos)

LED Ring: Luz Azul

La luz azul *está indicada para* reducir el acné de leve a moderado

LED Ring: Luz Roja+Infrarroja

La luz roja +infrarrojos *tiene como fin* reducir las arrugas periorbitales (arrugas alrededor de los ojos) y proporcionan calor terapéutico para reducir temporalmente el dolor y la incomodidad

*(La luz azul no está indicada para tratar o reducir el acné severo.)

LED Ring: Azul/Rojo/Rojo+Infrarrojo

- Se conecta magnéticamente al dispositivo y se puede quitar tirando de él
- El tratamiento de LED facial se administra mediante el anillo LED Ring



Ejemplo de Arrugas Periorbitales

Ejemplo de Acné Leve


Ejemplo de Acné Moderado

Ejemplos de Acné Severo*

Introducción al dispositivo TheraFace PRO

ES

- A Botón de encendido**
 - Enciende y apaga el dispositivo
- B Botón de terapia percusiva**
 - Controla el cabezal percusivo
- C Botón de anillo**
 - Controla el cabezal de tipo anillo
- D Cabezal de tipo anillo**
 - Se conecta magnéticamente al dispositivo y se puede quitar tirando de él
 - Todos los cabezales de tipo anillo tienen solo una posición correcta
- D Cabezales de terapia percusiva**
 - Se conectan magnéticamente al dispositivo y se pueden quitar tirando de ellos
 - Todos los cabezales percusivos tienen solo una posición correcta



E Flat- Uso general para todo el rostro, el cuello y el escote



E Cone - Tratamiento más localizado para zonas específicas como el contorno de los ojos, las líneas nasolabiales y los puntos de presión



E Micro-point - Mejora la circulación en zonas más grandes como la frente, las mejillas o el escote



Hot and Cold Rings
(vendus séparément)

◦ Se conectan magnéticamente al dispositivo y se pueden quitar tirando de ellos



◦ Ofrecen 3 opciones de frío y 3 de calor

Guía de inicio rápido

Cómo encender el TheraFace PRO

Mantén pulsado el botón ON/OFF para encender el dispositivo hasta que la pantalla OLED se ilumine.

Cómo apagarlo

Mantén pulsado el botón ON/OFF para apagar el dispositivo hasta que la pantalla OLED se apague.

Apagado automático

Si el dispositivo no se apaga manualmente presionando el botón de encendido, se apagará automáticamente después de 10 minutos de inactividad.

Lista de pasos básicos para empezar:

1. **Lávate y sécate bien la cara**
2. **Escoge un cabezal de tipo anillo**
3. **Enciende el dispositivo**
4. **Escoge la configuración**
5. **Inicia el tratamiento**

NOTA: Asegúrate de apagar el dispositivo antes de quitar los anillos.

Uso del TheraFace PRO

Empieza lavándote la cara por completo y enjuagándola dos veces para eliminar todos los residuos. Deja que la piel se seque por completo antes de empezar el tratamiento. Visita therabody.com para acceder a protocolos de tratamiento y vídeos instructivos.

Nota: El dispositivo TheraFace PRO pitará cada 15 segundos. Esto te ayudará a controlar el tiempo de cada tratamiento y también te informará de si un tratamiento se ha desconectado o ha finalizado.

- 1 pitido = respuesta programada cada 15 segundos para que puedas controlar mejor el tiempo de los protocolos
- 2 pitidos = el tratamiento LED, Microcurrent, Hot o Cold se ha desconectado accidentalmente
- 3 pitidos = el tratamiento LED, Microcurrent, Hot o Cold ha finalizado

A. Tratamiento con terapia percusiva

1. Conecta el cabezal de terapia percusiva que desees utilizar
2. Una vez conectado, enciende el dispositivo TheraFace PRO manteniendo pulsado el botón de encendido durante 2 segundos.
3. Activa la función percusiva pulsando el botón percusivo una sola vez.
4. Para alternar entre las 3 opciones de la velocidad (1750, 2100 y 2400 RPM), pulsa de nuevo el botón percusivo.
5. Para detener el tratamiento percusivo, pulsa el botón percusivo una vez más.

Nota: • Se puede combinar con los Hot & Cold Rings*. - (*Los Hot & Cold Rings se venden por separado) • No se puede combinar con el cabezal Microcurrent ni con el LED Ring.

B. Tratamiento con LED

1. El LED Ring tiene 3 opciones de longitud de onda con terapia de luz: roja, azul y roja+infrarroja.
2. Para empezar a usar el modo de terapia con LED, conecta el LED Ring al dispositivo TheraFace PRO.
3. Una vez conectado, enciende el dispositivo TheraFace PRO manteniendo pulsado el botón de encendido durante 2 segundos.
4. A continuación, enciende el LED Ring pulsando el botón de cabezal de tipo anillo.
5. Para alternar entre las opciones de luz (azul, roja y roja+infrarroja), pulsa de nuevo el botón de cabezal de tipo anillo.
6. El LED Ring tiene un sensor de proximidad y solo alcanza la máxima intensidad de luz (brillo) una vez que el dispositivo está situado a la distancia correcta de la cara (1,3 cm). El resto del tiempo, el brillo se reduce. Evita el contacto directo con la piel.
7. Para apagar el LED Ring, cambia al modo de luz roja+infrarroja y pulsa una vez más el botón de cabezal de tipo anillo o apaga el dispositivo TheraFace PRO manteniendo pulsado el botón de encendido durante 2 segundos.

Advertencia: No apliques el LED Ring directamente sobre la piel. Mantenlo aproximadamente a 1,3 cm de la piel.

C. Tratamiento con microcorrientes

1. Retira cualquier cabezal percusivo antes de conectar el Microcurrent Ring.
2. Antes de empezar el tratamiento con microcorrientes, aplica el gel conductor TheraOne™ en la cara o la zona de tratamiento en cuestión, siempre con la piel limpia y seca, para asegurarte de que el tratamiento se administra correctamente.
3. Conecta el Microcurrent Ring al dispositivo TheraFace PRO.
4. Una vez conectado, enciende el dispositivo TheraFace PRO manteniendo pulsado el botón de encendido durante 2 segundos.
5. Activa el tratamiento con microcorrientes pulsando una vez el botón de anillo.
6. Para ajustar el nivel de intensidad, pulsa una vez el botón de anillo y alterna entre las 3 opciones de intensidad.
7. Para detener el tratamiento con microcorrientes, pulsa el botón de anillo una vez más.

Consejo profesional: Cuando uses el Microcurrent Ring, desliza lentamente el dispositivo con una presión de ligera a moderada, manteniendo las dos esferas sobre la cara al mismo tiempo. Se puede realizar un tratamiento con microcorrientes de 5 a 8 minutos de duración una vez cada 24 horas. Visita therabody.com para acceder a protocolos de tratamiento y vídeos instructivos.

Nota :

- Hay una configuración predeterminada para que el dispositivo se apague a los 8 minutos
- El tratamiento con microcorrientes no se puede combinar con los cabezales de terapia percusiva.
- Si bien el Microcurrent Ring funciona con cualquier gel conductor, recomendamos el gel conductor de TheraOne™, siempre y cuando esté disponible en tu mercado.

Advertencia: Se necesita un imprimador para microcorrientes para utilizar el TheraFace PRO con el Microcurrent Ring. No utilices el Microcurrent Ring en la línea media del cuello o la zona de los ojos.

D. Imprimador para microcorrientes: Gel conductor TheraOne

El gel conductor TheraOne™ es un imprimador diseñado para usarse con el dispositivo TheraFace PRO antes de comenzar el tratamiento con microcorrientes para garantizar la seguridad y efectividad del tratamiento.

Instrucciones:

1. Lávate y sécate bien la cara.
2. Aplica una capa de gel conductor a modo de mascarilla en todas las zonas de tratamiento de la cara y el cuello.
3. Una vez completado el tratamiento con el Microcurrent Ring, enjuágate bien la cara y aplica tu crema hidratante habitual.

Advertencias :Utilízalo tal y como se indica en este manual. Evita el contacto con los ojos. No lo utilices en la línea media del cuello. Antes de empezar el tratamiento con microcorrientes, aplica una pequeña cantidad del gel conductor

ES TheraOne en una pequeña zona de la piel. La piel puede absorber el gel durante la sesión con microcorrientes. Vuelve a aplicar gel, si es necesario, para garantizar un deslizamiento uniforme del dispositivo sobre la piel.

Si usas tónico, sérum, crema hidratante y/o protección solar, aplícalos en este orden después de completar cualquier protocolo con TheraFace PRO:

1. Tónico: Impregna un algodón con el tónico y pásalo suavemente por la cara, evitando la zona de los ojos y centrándote especialmente en la nariz, el pliegue nasal y la barbilla.
2. Sérum: Aplica el sérum
3. Crema hidratante: Aplica la crema hidratante
4. Protector solar: Aplica el protector solar solo por la mañana o durante las horas de luz solar.

Cuidado y limpieza del dispositivo TheraFace PRO

Después del tratamiento facial

Límpiate la cara con una toallita tibia y húmeda.

Mantenimiento del dispositivo

Las siguientes instrucciones de mantenimiento son importantes para garantizar que el dispositivo funcione correctamente. Su incumplimiento puede ocasionar que el dispositivo deje de funcionar.

Cuidado y limpieza

Observa el dispositivo y los cabezales de tipo anillo en busca de signos evidentes de acumulación de residuos. Limpia el dispositivo y los cabezales de tipo anillo con un paño húmedo o una toallita higiénica sin alcohol. Después de limpiarlos, deja que tanto el dispositivo como los anillos se sequen por completo antes de guardarlos o iniciar otro tratamiento. Un dispositivo que se ha limpiado correctamente no debe presentar signos visibles de suciedad o humedad.

Nota : Este producto no es resistente al agua. Se recomienda limpiarlo frotando el dispositivo y los anillos con un paño húmedo o una toallita higiénica sin alcohol. No sumerjas el dispositivo en agua ni lo limpies bajo el grifo (salvo el Cleansing Ring). No permitas que el dispositivo entre en el contacto con ninguna solución corrosiva ya que dañaría su aspecto y funcionamiento. Guarda el dispositivo en un lugar fresco y seco (temperatura: 0°C - 40°C, humedad relativa: 10~95% Hr). No guardes el dispositivo ni la batería en un lugar donde la temperatura pueda superar los 40 °C como, por ejemplo, bajo la luz directa del sol o en un vehículo.

Carga del TheraFace PRO

- El TheraFace PRO está equipado con puerto USB C en la parte inferior del dispositivo.
- El TheraFace PRO incluye un cable USB C a USB A.
- Puedes conectar el dispositivo a cualquier adaptador USB estándar.
- El TheraFace PRO permite la carga rápida con un adaptador USB C.

Nota: Asegúrate de que el cargador proviene de un fabricante certificado y que no ha sufrido ningún daño estructural. El dispositivo TheraFace PRO no funciona mientras se está cargando.

Advertencias y orientaciones (precauciones y contraindicaciones) del TheraFace PRO

Antecedentes

Este dispositivo está diseñado para usarse en la cara, el cuello y la zona superior del pecho (escote). Si tienes alguna afección o preocupación médica específica, te recomendamos consultes con tu médico antes de usar este producto. Habrá momentos en los que sea recomendable modificar la forma de usar los dispositivos (precauciones) o momentos en los que no sea apropiado utilizar determinados dispositivos (contraindicaciones). El siguiente documento las destaca en función de la modalidad o cabezal de tratamiento incluido con el dispositivo TheraFace PRO a fecha de la impresión de este manual. Para obtener información actualizada, puedes consultar nuestra información en línea.

Información de seguridad importante

Uso general del TheraFace PRO

Lee todas las advertencias y orientaciones antes de usar el TheraFace PRO.

Este dispositivo está contraindicado y no debe utilizarse por o en personas con un historial de epilepsia, convulsiones o cardiopatía. Se desaconseja el uso de TheraFace PRO en personas que tengan un dispositivo electrónico implantado (como un marcapasos) o que padezcan cardiopatía, arritmia cardíaca, tumores o episodios agudos de enfermedades inflamatorias. Se desaconseja el uso de este dispositivo en personas con arteriosclerosis, trombosis o implantes en la zona del cuerpo que se está tratando. Los implantes dentales deben estar firmemente anclados antes de utilizar el dispositivo. No utilices el dispositivo en los ojos, los párpados ni la zona que rodea inmediatamente el ojo (zona periorbital). No se debe usar el dispositivo en presencia de manchas marrones oscuras o negras, tales como pecas grandes, marcas de nacimiento, lunares o verrugas en zona que se va a tratar. Se desaconseja el uso del dispositivo si la zona a tratar tiene eccema, psoriasis, lesiones, heridas abiertas o infecciones activas, a excepción del acné leve o moderado como, por ejemplo, un herpes labial. Espera a que la zona infectada se cure antes de usar el dispositivo. No deberías usar el dispositivo si padeces algún trastorno de la piel causado por la diabetes u otra enfermedad sistémica o metabólica. No se recomienda utilizar el dispositivo si existen antecedentes de brotes de herpes en la zona a tratar, a menos que se haya consultado con un médico y se haya recibido un tratamiento preventivo antes de usarlo. Consulta con tu médico antes de utilizar el dispositivo si estás embarazada y/o en periodo de lactancia. **Deja de usar el dispositivo inmediatamente ante el más mínimo signo de malestar o molestias.**

El dispositivo no está recomendado para mejores de 18 años sin la supervisión de un adulto y debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Si tienes algún tipo de preocupación médica, estás tomando alguna medicación que cause sensibilidad a la luz o te has sometido a alguna cirugía facial u otros procedimientos quirúrgicos, consulta con tu médico antes de empezar a usar el dispositivo.

Cabezal Microcurrent Ring

Estas recomendaciones se derivan de la consulta con expertos médicos y de la investigación publicada en lo que respecta a las precauciones y contraindicaciones vigentes en la fecha de impresión de este manual. Para obtener información actualizada, puedes consultar nuestra información en línea.

Para el tratamiento con microcorrientes **se requiere** imprimación con un gel conductor para microcorrientes. Antes de empezar el tratamiento con microcorrientes, aplica una pequeña cantidad del gel conductor en una zona pequeña de la piel.

Precauciones

- Lesión, cirugía o tratamiento facial reciente como neurotoxina, relleno dérmico, microagujas, láser o peeling químico hasta que la piel no se haya curado por completo
- No utilizar durante un brote de virus del herpes simple
- No utilizar sobre el vello facial. La zona debe estar afeitada ya que el pelo puede interferir con la conductividad
- No utilizar si se padece alguna enfermedad cardíaca
- No utilizar directamente sobre el centro del cuello (hueso) y evitar, específicamente, la tiroides
- No utilizar en la zona del pecho
- No utilizar sobre el pecho
- No utilizar en la zona de la ingle
- No utilizar directamente en los ojos, los párpados ni la zona alrededor del ojo (zona periorbital).
- No aplicar sobre piel con heridas abiertas

- No utilizar en niños

Contraindicaciones

Las siguientes son circunstancias en las que los riesgos potenciales pueden ser mayores que los beneficios. Consulta con un profesional médico antes de someterte a este tratamiento.

- Erupción cutánea, heridas abiertas, ampollas, inflamación local del tejido, infecciones, hematomas o tumores
- Marcapasos u otros dispositivos electrónicos implantados
- Epilepsia
- Embarazo
- Cáncer/tumores
- Trombosis
- Flebitis
- Placas o clavos metálicos en la zona de aplicación
- Desfibriladores/estimuladores implantados

Cabezal LED Ring (terapia con LED rojo, LED rojo+infrarrojo y LED azul)

Estas recomendaciones se derivan de la consulta con expertos médicos y de la investigación publicada en lo que respecta a las precauciones y contraindicaciones vigentes en la fecha de impresión de este manual. Para obtener información actualizada, puedes consultar nuestra información en línea.

Precauciones

- Lesión, cirugía o tratamiento facial reciente como neurotoxina, relleno dérmico, microagujas, láser o peeling químico hasta que

la piel no se haya curado por completo.

- Brote actual de virus del herpes simple
- Para el vello facial: Utilizar el LED sobre el vello facial siguiendo el patrón de crecimiento del vello (normalmente en movimiento descendente)
- No aplicar directamente sobre el globo ocular/párpado
- No aplicar sobre piel con heridas abiertas
- No aplicar retinol antes de un tratamiento de LED con luz roja

Contraindicaciones:

Las siguientes son circunstancias en las que los riesgos potenciales pueden ser mayores que los beneficios. Consulta con un profesional médico antes de someterte a este tratamiento.

- Erupción cutánea, heridas abiertas, ampollas, inflamación local del tejido, infecciones, hematomas o tumores
- Embarazo o lactancia
- Sensaciones anómalas (ejemplo: adormecimiento)
- Cáncer/tumores
- Epilepsia
- Cardiopatía (enfermedad del corazón)
- Fotoalergia o trastornos asociados con sensibilidad a la luz (ejemplo: lupus, porfiria, etc.)
- Medicamentos que provocan sensibilidad a la luz
- Medicamentos para el acné severo
- Sensibilidad extrema a la luz
- Melasma o hiperpigmentación (especialmente si se agrava con el calor leve)
- Lesiones sospechosas o cáncer de piel: visita a tu médico cuanto antes

- No utilizar luz infrarroja si se está tomando o usando algún medicamento o producto con retinol, sensible al sol o con peróxido de benzoilo

Cabezales de terapia percusiva (Flat, Cone y Micro-point)

Estas recomendaciones se derivan de la consulta con expertos médicos y de la investigación publicada en lo que respecta a las precauciones y contraindicaciones vigentes en la fecha de impresión de este manual. Para obtener información actualizada, puedes consultar nuestra información en línea.

Precauciones:

En estas circunstancias es necesario prestar especial atención y es posible que sea necesario modificar el uso de los dispositivos (como el cabezal utilizado, la fuerza aplicada, la posición del cuerpo, evitar el uso en contacto directo con una zona, etc.). Siempre que lo consideres oportuno o tengas dudas, pide consejo a un profesional.

- Lesión, cirugía o tratamiento facial reciente como neurotoxina, relleno dérmico, microagujas, láser o peeling químico hasta que la piel no se haya curado por completo.
- Brote actual de virus del herpes simple
- Hipertensión (controlada)
- Sensaciones anómalas (ejemplo: adormecimiento)
- Sensibilidad a la presión

- Medicamentos que pueden alterar las sensaciones
- No aplicar directamente sobre el globo ocular/párpado
- No aplicar sobre piel con heridas abiertas

Contraindicaciones:

Las siguientes son circunstancias en las que los riesgos potenciales pueden ser mayores que los beneficios. Consulta con un profesional médico antes de someterte a este tratamiento.

- Erupción cutánea, heridas abiertas, ampollas, inflamación local del tejido, infecciones, hematomas o tumores
- Fractura ósea o miositosisificante
- Hipertensión (no controlada)
- Enfermedad cardíaca, hepática o renal aguda o grave
- Afecciones neurológicas que provocan la pérdida o alteración de la sensibilidad
- Aplicación directa en los ojos o la garganta
- Trastornos hemorrágicos
- Cirugía o lesión reciente
- Trastornos del tejido conectivo
- Insuficiencia o enfermedad vascular periférica
- Medicamentos que diluyen la sangre o alteran las sensaciones
- Presión directa sobre una zona operada o con prótesis o implantes
- Malestar o dolor extremo
- Marcapasos, ICD o antecedentes de embolia

Cabezal Cleansing Ring

Estas recomendaciones se derivan de la consulta con expertos médicos y de la investigación publicada en lo que respecta a las precauciones y contraindicaciones vigentes en la fecha de impresión de este manual. Para obtener información actualizada, puedes consultar nuestra información en línea.

Precauciones:

- Lesión, cirugía o tratamiento facial reciente como neurotoxina, relleno dérmico, microagujas, láser o peeling químico hasta que la piel no se haya curado por completo.
- Brote actual de virus del herpes simple
- En presencia de vello facial, utilizar el Cleansing Ring siguiendo el patrón de crecimiento del vello (normalmente en movimiento descendente) y/o haciendo pequeños movimientos circulares, si resulta cómodo
- No aplicar directamente sobre el globo ocular/párpado
- No aplicar sobre piel con heridas abiertas

Contraindicaciones:

Las siguientes son circunstancias en las que los riesgos potenciales pueden ser mayores que los beneficios. Consulta con un profesional médico antes de someterte a este tratamiento.

- Erupción cutánea, heridas abiertas, ampollas, inflamación local del tejido, infecciones, hematomas o tumores.

Cabezal Hot Ring

Estas recomendaciones se derivan de la consulta con expertos médicos y de la investigación publicada en lo que respecta a las precauciones y contraindicaciones vigentes en la fecha de impresión de este manual. Para obtener información actualizada, puedes consultar nuestra información en línea.

Precauciones:

- Lesión, cirugía o tratamiento facial reciente como neurotoxina, relleno dérmico, microagujas, láser o peeling químico hasta que la piel no se haya curado por completo.
- Brote actual de virus del herpes simple
- No aplicar directamente sobre el globo ocular/párpado
- No aplicar sobre piel con heridas abiertas

Contraindicaciones:

Las siguientes son circunstancias en las que los riesgos potenciales pueden ser mayores que los beneficios. Consulta con un profesional médico antes de someterte a este tratamiento.

- Erupción cutánea, heridas abiertas, ampollas, inflamación local del tejido, infecciones, hematomas o tumores

Cabezal Cold Ring

Estas recomendaciones se derivan de la consulta con expertos médicos y de la investigación publicada en lo que respecta a las precauciones y las contraindicaciones existentes.

Precauciones:

- Lesión, cirugía o tratamiento facial reciente como neurotoxina, relleno dérmico, microagujas, láser o peeling químico hasta que la piel no se haya curado por completo.
- Brote actual de virus del herpes simple
- En el vello facial, utilizar el Cold Ring tal y como se indica en el protocolo estándar
- No aplicar directamente sobre el globo ocular/párpado
- No aplicar sobre piel con heridas abiertas

Contraindicaciones:

Las siguientes son circunstancias en las que los riesgos potenciales pueden ser mayores que los beneficios. Consulta con un profesional médico antes de someterte a este tratamiento.

- Erupción cutánea, heridas abiertas, ampollas, inflamación local del tejido, infecciones, hematomas o tumores
- Hipersensibilidad al frío / Urticaria por frío
- Insuficiencia circulatoria

Advertencias adicionales sobre la unidad

Al utilizar este dispositivo, deben seguirse siempre estas precauciones básicas:

1. **UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE COMO SE INDICA EN LAS INSTRUCCIONES.** Utiliza el dispositivo tal y como se describe en este manual de usuario. Utiliza únicamente

cabezales, accesorios y piezas de recambio recomendados. No lleves a cabo ningún tipo de mantenimiento por tu cuenta.

2. **NO APTO PARA NIÑOS.** El aparato no está destinado a ser utilizado por niños pequeños o por personas con capacidades físicas, sensoriales o de razonamiento reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento sobre el funcionamiento del aparato, a menos que sean supervisadas o instruidas por parte de una persona responsable. No permitas que el dispositivo se use como un juguete. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el dispositivo.
3. **LUGAR DE CARGA.** El dispositivo debe cargarse en interiores, en un lugar bien ventilado y seco. No cargues el dispositivo al aire libre, en un cuarto de baño o a menos de 3 metros de una bañera o piscina. No utilices el dispositivo ni el cargador sobre superficies mojadas, ni expongas el cargador a la humedad, la lluvia o la nieve. No utilices el dispositivo en presencia de atmósferas explosivas (gases, polvo o materiales inflamables). Podrían generarse chispas que ocasionarían un incendio.
4. **NO SOBRECARGAR EL APARATO.** No dejes la batería en el cargador durante más de 1 hora después de que se haya cargado por completo. La batería incluye un sistema que evita el riesgo de sobrecarga. Sin embargo, las sobrecargas pueden reducir su vida útil con el tiempo.
5. **NO QUEMAR NI INCINERAR EL DISPOSITIVO O SUS BATERÍAS.** La batería puede explotar y causar lesiones o daños personales. Si la batería se quema, se crean humos y materiales tóxicos.
6. **NO APRETAR, DEJAR CAER NI GOLPEAR LAS BATERÍAS O EL CARGADOR DEL DISPOSITIVO.** No uses el cargador si

- ha recibido un fuerte golpe, se ha caído o ha sido aplastado o dañado de alguna forma.
7. **LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE LAS BATERÍAS PROVOCAN GRAVES QUEMADURAS.** Nunca permitas que la batería interna entre en el contacto con la piel, los ojos o la boca. Si una batería dañada pierde productos químicos, utiliza guantes de goma o neopreno para desecharla. Si la piel se expone, en algún momento, a los fluidos de la batería, lava bien la zona con agua y jabón y enjuágala con vinagre. Si los ojos se exponen, en algún momento, a los productos químicos de la batería, enjuágalos inmediatamente con agua durante 20 minutos y busca atención médica. Quitarte la ropa contaminada y deséchala.
 8. **NO PROVOCAR CORTOCIRCUITOS.** Una batería cortocircuitará si un objeto metálico establece una conexión entre los contactos positivo y negativo de la batería o el conector de 16V. No coloques la batería cerca de algo que pueda causar un cortocircuito, como monedas, llaves o clavos. Una batería en cortocircuito puede provocar un incendio y lesiones personales.
 9. **NO UTILIZAR BAJO LA MANTA Y ALMOHADA NI ENTRE LOS COJINES DEL SOFÁ.** Puede producirse un calentamiento excesivo y causar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones.
 10. **ALMACENAMIENTO DEL DISPOSITIVO Y LA BATERÍA.** Guárdalos siempre en un lugar fresco y seco. Carga el dispositivo únicamente cuando la temperatura ambiente esté entre 0°C y 40°C. No guardes el dispositivo o las baterías donde las temperaturas puedan superar los 40°C como, por

ejemplo, bajo la luz directa del sol o en un vehículo.

11. **DESECHAR LAS BATERÍAS.** Las baterías de iones de litio del TheraFacePRO son más respetuosas con el medio ambiente que otro tipo de baterías. Desecha siempre las baterías del dispositivo de acuerdo con las normas federales, estatales y/o locales. Ponte en contacto con una agencia de reciclaje en tu zona para conocer los lugares de reciclaje más cercanos. Incluso las baterías descargadas contienen algo de energía.
12. **NO DESMONTAR EL DISPOSITIVO.** El desmontaje o montaje incorrecto puede provocar riesgo de descarga eléctrica, incendio o exposición a los productos químicos de la batería. La garantía quedará anulada si el dispositivo, las baterías o el cargador se desmontan o si se extrae alguna pieza.
13. **REPARACIÓN.** Si el dispositivo, las baterías o el cargador no funcionan correctamente, han recibido un golpe fuerte o se han caído, dañado, dejado a la intemperie o sumergido en el agua, no los utilices. No intentes reparar o desmontar el dispositivo ya que podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
14. **NO UTILIZAR EN LA DUCHA, BAÑERA O LAVABO.** No coloques ni guardes el dispositivo o las baterías donde puedan caerse y terminaren en una bañera o lavabo. No lo metas ni lo dejes caer en agua u otro líquido. No intentes coger un aparato que se haya caído o entrado en contacto con el agua. Desenchúfalo inmediatamente.
15. **LIMITADOR TÉRMICO.** El dispositivo cuenta con un limitador térmico de restablecimiento automático que apaga el dispositivo para evitar un sobrecalentamiento y posible incendio.

16. ENCHUFE POLARIZADO. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este tipo de enchufe solo puede encajar en una toma de corriente polarizada y en un solo sentido. Si notas que el enchufe no encaja en la toma, dale la vuelta. Si sigues sin encajar, contacta con un electricista para que te instale la toma de corriente adecuada para TheraGun. No intentes modificar el enchufe.

17. NO UTILIZAR el dispositivo en lugares donde se usen productos de aerosol (spray) o donde se suministre oxígeno.

CONSERVA ESTAS INSTRUCCIONES

Riesgos

1. Utiliza el dispositivo TheraFacePRO así como los cabezales y anillos exclusivamente como se describe en este Manual de usuario. Se desconocen los riesgos y peligros de usar el dispositivo TheraFacePRO y los cabezales y anillos de cualquier otra forma que no sea la especificada en este manual de usuario. El uso inadecuado puede provocar efectos secundarios negativos.
2. El uso del TheraFacePRO sobre la cuenca del ojo o el párpado no ha sido probado por lo que se desconocen los riesgos.

Etiquetas

N.º	SÍMBOLOS	DESCRIPCIÓN
1		Marcado CE
2		Restricción de sustancias peligrosas
3		"WEEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)". Los residuos de los productos deben tratarse de conformidad con la ley.
4		Mantener seco
5		.FCC Comisión Federal de comunicaciones
6		Lee el manual de usuario antes de usar el dispositivo
7		Pieza aplicada de tipo BF.

Características del producto

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD BÁSICA

Fuente de alimentación	Adaptador USB A o USB C suministrado por el usuario
Luz indicadora	SÍ
Materiales de la carcasa	PC

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Entorno de funcionamiento	Temperatura: 0 ~ 40 °C Humedad relativa: <93 % HR
Entorno de almacenamiento	Temperatura: -25 °C ~ 50 °C Humedad relativa: 10~95 % HR
Presión atmosférica re- comendada	70-106 kPa

Para tratamiento con microcorrientes:

Zona estimulada	Rostro y cuello
Número de modos	3
Nivel de intensidad de salida	4
Luz indicadora	Sí, pantalla OLED
Rango de temporización	5-8 minutos al día durante 6 semanas
Materiales de la carcasa	Consola: Plástico PC

CARACTERÍSTICAS DE SALIDA

Forma de onda	Bifásica pulsada
Tensión de funcionamiento	0-15,5 V
Potencia máxima	24 MW
Apagado automático	Sí

Tensión de salida máxima (+/- 10 %)	210-280 MV @ 500 ohm 0,8- 1,2 V @ 2k ohm 4,75-5,2 V @ 10k ohm
-------------------------------------	---

Ancho de pulso Encendido 60 ms / Apagado 60 ms

Carga neta N/A - Operado con batería

Densidad de potencia 1,36125 MW/cm² @ 500 Ω

Potencia de la luz (MW//cm2) Infrarroja+roja 70±5 %/60±5 % Luz roja 60±5 %
Luz azul 45±5 %

PARA TERAPIA PERCUSIVA

Percusiva 1750, 2100 y 2400 rpm

Frecuencia 1750rpm: 29,1 Hz 2100rpm: 35 Hz 2400rpm: 40 Hz

Seguridad, CEM y biocompatibilidad

ES

1. Este dispositivo es un equipo de Clase II con una pieza aplicada tipo BF y cumple con las normas de seguridad para equipos médicos eléctricos (IEC 60601-1).
2. Este dispositivo también cumple con la norma CEM para equipos médicos (IEC 60601-1-2).
3. Todos los materiales exteriores de la carcasa que tienen contacto directo con el usuario son biocompatibles y cumplen con las normas de biocompatibilidad ISO 10993-5 (Citotoxicidad) e ISO 10993-10 (irritación y sensibilización).

El TheraFace PRO ha sido probado y cumple con los límites de compatibilidad electromagnética (CEM) para dispositivos médicos según la norma IEC 60601-1-2: 2007. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación médica típica.

PRECAUCIÓN:

No apliques el dispositivo cerca de otros aparatos con interferencias electromagnéticas (EMI) como teléfonos móviles, imágenes por resonancia magnética (MRI), tomografía axial computarizada (TAC), diatermia, identificación por radiofrecuencia (RFID), etc. o en un entorno de resonancia magnética (RM). Las EMI, los dispositivos de RF o los entornos de RM pueden afectar al funcionamiento normal del dispositivo o causar lesiones al usuario.

Declaración de cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe producir interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda producir un funcionamiento no deseado. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en concreto.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

DECLARACIÓN DEL FABRICANTE - EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS

El dispositivo TheraFace PRO está destinado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del TheraFace PRO deberán asegurarse de que se utilice en un entorno de estetipo.

PRUEBA DE EMISIONES	CUMPLIMIENTO	ENTORNO ELECTROMAGNÉTICO - DIRECTRICES
Emisiones de RF CISPR 11	Grupo 1	El TheraFace PRO utiliza la energía de RF solo para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y es poco probable que causen interferencias en los equipos electrónicos cercanos. El TheraFace PRO es apto para uso en todos los establecimientos, incluidos los domésticos y los conectados directamente a la red pública de suministro de energía de baja tensión que abastece a los edificios utilizados con fines domésticos.
Emisiones de RF CISPR 11	Clase B	
Emisiones de armónicos IEC 61000-3-2	Clase A	
Fluctuaciones de tensión / emisiones de fluctuación y parpadeo IEC 61000-3-2	Conforme	

DECLARACIÓN DEL FABRICANTE - INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA

El dispositivo TheraFace PRO está destinado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del TheraFace PRO deberán asegurarse de que se utilice en un entorno de este tipo.

PRUEBA DE INMUNIDAD	NIVEL DE PRUEBA IEC 60601	NIVEL DE CONFORMIDAD	ENTORNO ELECTROMAGNÉTICO - DIRECTRICES
Descarga electrostática (ESD) IEC 61000-4-2	Contacto ± 6 kV Aire ± 8 kV	Contacto ± 6 kV Aire ± 8 kV	Los suelos deben ser de madera, hormigón o de baldosas de cerámica. Si los suelos están cubiertos de material sintético, la humedad relativa debe ser del 30 % como mínimo.
Transitorio / ráfagas electrostáticas IEC 61000-4-4	± 2 kV para líneas de alimentación eléctrica ± 1 kV para líneas de salida/entrada	± 2 kV para líneas de alimentación eléctrica ± 1 kV para líneas de salida/entrada	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario.
Sobretensión IEC 61000-4-5	± 1 kV modo diferencial ± 2 kV modo común	± 1 kV modo diferencial ± 2 kV modo común	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario.
Caídas de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión en las líneas de entrada de la alimentación eléctrica IEC 61000-4-11	5 % UT (caída de 95 % en UT) durante 5 s	5 % UT (caída de 95 % en UT) durante 5 s	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario. Si el usuario del TheraFace PRO requiere un funcionamiento continuo durante las interrupciones de la red eléctrica, se recomienda alimentar el dispositivo con un sistema de alimentación ininterrumpida o con una batería.
Frecuencia eléctrica (50/60 Hz) campo magnético IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Los campos magnéticos de frecuencia eléctrica deben estar a niveles característicos de una ubicación típica en un entorno comercial u hospitalario.

NOTA : UT es la tensión de la red de CA antes de la aplicación del nivel de prueba.

PRUEBA DE INMUNIDAD	NIVEL DE PRUEBA IEC 60601	NIVEL DE CONFORMIDAD	ENTORNO ELECTROMAGNÉTICO - DIRECTRICES
RF conducidas IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz	3V	Los equipos de comunicación por RF portátiles y móviles no deben utilizarse más cerca de cualquier parte de una high station, incluyendo los cables, que la distancia de separación recomendada calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor. Distancia de separación recomendada Donde p es la potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor y d es la distancia de separación recomendada en metros (m).^b Las intensidades de campo de los transmisores de RF fijos, determinadas por un estudio electromagnético del local, a deben ser inferiores al nivel de conformidad en cada gama de frecuencias. ^b Pueden producirse interferencias cerca del equipo marcado con el siguiente símbolo:
RF radiada IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz a 2,5 GHz	3V/m	NOTA 1A 80 MHz y 800 MHz se aplica la gama de frecuencias más alta. NOTA 2 Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética queda afectada por la absorción y la reflexión de estructuras, objetos y personas.

a. Las intensidad de campo de los transmisores como, por ejemplo, las estaciones base para teléfonos de radio (celulares/inalámbricos) y radios móviles terrestres, radioaficionados, emisiones de radio en AM y FM y emisiones de TV no se puede predecir de forma teórica con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético debido a los transmisores de radiofrecuencia fijos, debe considerarse la posibilidad de realizar un estudio electromagnético del emplazamiento. Si la intensidad de campo medida en el lugar en el que se utiliza el TheraFace PRO supera el nivel de conformidad de RF aplicable arriba indicado, se debe observar el dispositivo para comprobar su funcionamiento normal. Si se observa un rendimiento anormal, es posible que sea necesario tomar medidas adicionales, como reorientar o reubicar la high station.

b. En la gama de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V/m.

Distancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicación de RF portátiles y móviles y el EQUIPO O SISTEMA – Para EQUIPOS y SISTEMAS que no sean de SOPORTE VITAL

ES

Distancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicación de RF portátiles y móviles y la high station

El dispositivo TheraFace PRO está destinado para su uso en un entorno electromagnético en el que se controlen las perturbaciones de RF radiadas. El cliente o el usuario del TheraFace PRO puede ayudar a prevenir las interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre los equipos de comunicación de RF portátiles y móviles (transmisores) y el TheraFace PRO, como se recomienda a continuación, según la potencia máxima de salida del equipo de comunicaciones.

Potencia nominal máxima del transmisor W	Distancia de separación según la frecuencia del transmisor m		
	150 kHz a 80 MHz	80 MHz a 800 MHz	800 MHz to 2,5 GHz
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

GARANTÍA LIMITADA

Para obtener información completa sobre la garantía, visita www.therabody.com/warranty. Para solicitar una copia de la garantía por correo, puedes enviar una solicitud a la siguiente dirección:

Therabody - Warranty
Therabody, Inc. Attn: Customer Service
6100 Wilshire Blvd. Ste 200
Los Angeles, Ca. 90048

Ten en cuenta que no se trata de una dirección de devolución ni de una tienda. No se aceptarán productos ni paquetes.

Para los transmisores con una potencia de salida máxima no indicada anteriormente, la distancia de separación recomendada en metros (m) puede estimarse utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia de salida máxima del transmisor en vatios (W), según el fabricante del transmisor.

NOTA 1A 80 MHz y 800 MHz se aplica la distancia de separación para la gama de frecuencias más alta.

NOTA 2 Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética queda afectada por la absorción y la reflexión de estructuras, objetos y personas.

Descrizione di prodotto

TheraFace PRO Una soluzione avanzata per un miglior benessere del viso


TheraFace PRO è un dispositivo portatile 4-in-1 che permette alla pelle del viso di fare il salto di qualità, contribuendo a ridurre la tensione e a rilassare i muscoli per ottenere una pelle dall'aspetto più sano grazie a una delicata stimolazione. Effettua varie modalità di trattamento, a microcorrente, con luci LED e di pulizia, che ti permettono di personalizzare la tua terapia in un unico dispositivo versatile e intuitivo. Applica le diverse testine che aiutano a rassodare, tonificare, ringiovanire e pulire in profondità la pelle del viso. TheraFace PRO è la tua soluzione completa per una salute e un benessere ottimali per il viso.

Uso specifico

TheraFace PRO ha lo scopo di contribuire a ridurre la tensione, rilassare i muscoli del viso e ottenere una pelle più bella grazie a una delicata stimolazione. Le varie testine di trattamento sono concepite per rassodare, tonificare, ringiovanire e pulire in profondità la pelle del viso.

Terapia a percussione

Terapia a percussione, ottimizzata per il viso
Massaggio del viso per ridurre la tensione e rilassare i muscoli




IT



Gel conduttore TheraOne™


Gel da usare con il dispositivo TheraFace PRO prima di iniziare il massaggio a microcorrente per garantire sicurezza ed efficacia del trattamento.



Microcurrent Ring

La terapia a microcorrente rassoda e tonifica la pelle. La terapia a microcorrente migliora il tono muscolare e il contorno del viso/collo


- Collegamento magnetico al dispositivo, rimuovibile tramite semplice trazione.
- Il trattamento a microcorrente è effettuato tramite il Microcurrent Ring.



Cleansing Ring

Il trattamento di pulizia rimuove l'accumulo di impurità, olio e residui del viso.

- Collegamento magnetico al dispositivo, rimuovibile tramite semplice trazione.
- Il trattamento di pulizia è effettuato tramite il Cleansing Ring.



LED Ring: Luce ROSSA

La luce rossa è *volta a* ridurre le rughe periorbitali (le rughe intorno agli occhi)

LED Ring: Luce Blu

La luce blu è *volta a* ridurre l'acne, da lieve a moderata.

LED Ring: Rossa +Luce infrarossa

La luce rossa e a infrarossi è *finalizzata a* ridurre le rughe periorbitali (rughe del contorno occhi) e offre un calore terapeutico per alleviare temporaneamente il dolore e il fastidio

**La luce blu non è volta a trattare o ridurre l'acne grave.*

LED Ring: Blu/Rosso/ Rosso+Luce infrarossa

- Collegamento magnetico al dispositivo, rimuovibile tramite semplice trazione.
- Il trattamento a LED è effettuato tramite il LED Ring.



Esempio Di Rughe Periorbitali

Esempio Di Acne Lieve

Esempio Di Acne Moderata

Esempi Di Acne Grave*

Introduzione al tuo dispositivo TheraFace PRO

A Pulsante di accensione

- ON / OFF per accendere e spegnere il dispositivo

B Tasto per la terapia a percussione

- Attiva/disattiva le testine per la terapia a percussione

C Tasto per le testine ad anello


- Attiva/disattiva le testine ad anello

D Testina ad anello

- Collegamento magnetico al dispositivo, rimuovibile tramite semplice trazione.
- Le testine ad anello hanno un'unica posizione corretta.

D Testine per la terapia a percussione

- Collegamento magnetico al dispositivo, rimuovibile tramite semplice trazione.
- Le testine per la terapia a percussione hanno un'unica posizione corretta.



E Flat - Uso generale per viso, collo e petto.

E Cone - Trattamento più preciso per aree specifiche come il contorno occhi, le linee nasolabiali e i punti di pressione.

E Micro-point - Per aumentare la circolazione nelle aree più grandi come la fronte, le guance e il petto.

Hot e Cold Ring (venduti separatamente)

- Collegamento magnetico al dispositivo, rimuovibile tramite semplice trazione.
- 3 impostazioni per il trattamento a freddo e 3 impostazioni per il trattamento a caldo.

Per iniziare

Accensione del dispositivo TheraFace PRO

Tieni premuto il pulsante ON/OFF per avviare il dispositivo. Lo schermo OLED si accenderà.

Spegnimento

Tieni premuto il pulsante ON/OFF per arrestare il dispositivo. Lo schermo OLED si spegnerà.

Spegnimento automatico

Se non viene disattivato manualmente premendo il pulsante di accensione, il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti di inattività.

I passaggi fondamentali per iniziare:

1. **Detergi il viso per una pelle pulita e asciutta.**
2. **Seleziona e applica la testina ad anello a seconda del trattamento desiderato.**
3. **Attiva il dispositivo.**
4. **Scegli le impostazioni.**
5. **Inizia.**

NOTA: Assicurati di spegnere il dispositivo prima di rimuovere la testina ad anello.

Uso di TheraFace PRO

Detergi accuratamente il viso e risciacqua due volte per rimuovere i residui. Asciuga bene la pelle prima di iniziare il trattamento. Visita therabody.com per i trattamenti consigliati e i video didattici.

Nota: Il dispositivo TheraFace PRO emette un segnale acustico ogni 15 secondi. Ciò ti aiuterà a tenere conto del tempo durante il trattamento, oltre a informarti se il trattamento è stato interrotto o completato.

- 1 bip = segnale acustico ogni 15 secondi per poter seguire meglio il trattamento.
- 2 bip = il trattamento LED, Microcurrent, Hot, o Cold è stato interrotto per errore.
- 3 bip = il trattamento LED, Microcurrent, Hot, o Cold è completato.

A. Funzione della terapia a percussione

1. Seleziona e applica la testina per la terapia a percussione a seconda del trattamento desiderato.
2. Una volta installata, tieni premuto per due secondi il tasto ON del dispositivo TheraFace PRO.
3. Attiva la funzione premendo il tasto per la terapia a percussione.
4. Per spostarsi tra le 3 opzioni di velocità (1750, 2100 e 2400 rpm), premi di nuovo il tasto per la terapia a percussione.
5. Per interrompere il trattamento, premi il tasto per la terapia a percussione una terza volta.

Nota: • Può usarsi in combinazione con le testine ad anello Hot Ring e Cold Ring*
• Non può usarsi in combinazione con la testina Microcurrent o con la testina ad anello LED ring.
*Hot Ring e Cold Ring sono venduti separatamente.

B. Trattamento a LED

1. Il LED ring prevede 3 opzioni di lunghezza d'onda per la terapia della luce: rosso, blu e rosso+infrarossi.
2. Per iniziare ad utilizzare la modalità di terapia, applica il LED ring al dispositivo TheraFace PRO.
3. Tieni premuto per due secondi il tasto ON del dispositivo TheraFace PRO.
4. Successivamente, attiva il LED ring premendo il tasto relativo alle testine ad anello.
5. Per spostarsi tra le diverse opzioni di luce (blu, rosso e rosso+infrarossi), premi di nuovo il tasto relativo alle testine ad anello.
6. Il LED ring di TheraFace PRO è dotato di un sistema di sensori di prossimità, che permette di raggiungere la massima intensità di luce (luminosità) solo quando il dispositivo è posizionato alla giusta distanza dal viso (circa 1cm), riducendo al contempo il riverbero. Evitare il contatto diretto con la pelle.
7. Per spegnere il LED ring, spostati alla modalità Rosso+Infrarossi e premi il tasto relativo alle testine ad anello un'altra volta o arresta il dispositivo TheraFace PRO tenendo premuto per due secondi il tasto ON/OFF.

Attenzione: Non posizionare il LED Ring direttamente sulla pelle. Tenere il LED Ring a circa 1cm dalla pelle.

C. Trattamento a microcorrente

1. Rimuovi eventuali testine per la terapia a percussione prima di applicare il Microcurrent Ring.
2. Prima di iniziare il trattamento a microcorrente, distribuisce il gel conduttore TheraOne™ sulla pelle del viso pulita e asciutta o sull'area desiderata per garantire un corretto trattamento.
3. Applica il Microcurrent Ring al dispositivo TheraFace PRO.
4. Tieni premuto per due secondi il tasto ON del dispositivo TheraFace PRO.
5. Aziona il trattamento a microcorrente premendo il tasto relativo alle testine ad anello una volta.
6. Per regolare il livello di intensità secondo le tue preferenze, premi una volta il tasto relativo alle testine ad anello per spostarti tra le 3 opzioni di intensità.
7. Per interrompere il trattamento a microcorrente, premi il tasto relativo alle testine ad anello una terza volta.

Consiglio PRO: Durante l'uso di Microcurrent Ring, fai scorrere lentamente il dispositivo con una pressione da leggera a media, mantenendo entrambe le sfere sul viso contemporaneamente. Un trattamento a microcorrente di 5-8 minuti può essere completato una volta ogni 24 ore. Visita therabody.com per routine di trattamento e video didattici.

- Note:**
- Tempo di spegnimento preimpostato di 8 minuti.
 - Non può essere usato in combinazione con le testine per la terapia a percussione.
 - Anche se il Microcurrent Ring è compatibile con qualsiasi gel conduttore, consigliamo l'uso del gel conduttore TheraOne™ se disponibile nel tuo paese.

Attenzione: L'uso di TheraFace PRO in combinazione con il Microcurrent Ring richiede l'uso di un gel primer per il trattamento a microcorrente. NON usare il Microcurrent Ring sulla linea median del collo o nella zona degli occhi.

Gel primer per trattamento a microcorrente: Gel conduttore TheraOne

Il gel conduttore TheraOne™ è concepito per l'uso con il dispositivo TheraFace PRO, in particolare con la modalità a microcorrente per garantire sicurezza ed efficacia del trattamento.

Istruzioni:

1. Detergi il viso per una pelle pulita e asciutta.
2. Applica uno strato sottile e uniforme di gel conduttore su tutte le aree di trattamento del viso e del collo.
3. A conclusione del trattamento con il Microcurrent Ring, risciacqua e applica la tua crema idratante preferita.

Avvertenze: Usare solo come indicato. Evitare il contatto con gli occhi. NON usare sulla linea mediana del collo. Prima di iniziare il trattamento a microcorrente, fare una prova applicando prima una piccola quantità di gel conduttore TheraOne su una zona circoscritta della pelle. La pelle può assorbire il gel durante il trattamento a microcorrente; riapplicarlo, se necessario, per assicurare uno scorrimento uniforme del dispositivo sulla pelle.

Se usi già un tonico, un siero, una crema idratante e/o un SPF, applica i prodotti in questo ordine al termine di qualsiasi trattamento con TheraFace PRO

1. Tonico: passa delicatamente sul viso un batuffolo di cotone imbevuto di tonico, evitando la zona degli occhi e concentrandoti su naso, piega nasale e mento.
2. Siero: applica il siero.
3. Idratante: applica la crema idratante.
4. SPF: applica SPF solo al mattino o nelle ore diurne.

Cura e pulizia del dispositivo TheraFace PRO

Dopo il trattamento viso

Pulire il viso con un panno caldo e umido.

Manutenzione del dispositivo

Le seguenti istruzioni di manutenzione sono importanti per garantire che il dispositivo continui a funzionare come è stato progettato. Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare il malfunzionamento del dispositivo.

Cura e pulizia

Evita l'accumulo di residui nel dispositivo TheraFace PRO e nelle testine ad anello. Pulisci il dispositivo e le testine ad anello con un panno umido o una salvietta detergente senza alcool. Dopo la pulizia, fai asciugare completamente il dispositivo e le testine ad anello prima di riporli o iniziare un altro trattamento. Un dispositivo correttamente pulito non dovrebbe riportare segni visibili di residui o umidità.

Note: Questo prodotto non è impermeabile. Pulire il dispositivo e le testine ad anello passando un panno umido o una salvietta detergente senza alcool. Non immergere il dispositivo in acqua o pulirlo sotto l'acqua corrente (ad esclusione del Cleaning Ring). Evitare che il dispositivo entri in contatto con soluzioni corrosive, che ne danneggerebbero l'aspetto e il funzionamento. Conservare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto (Temperatura: 0°C/32°F - 40°C/104°F Umidità relativa: 10~95% RH). Non conservare il dispositivo o la batteria dove le temperature possono superare i 40°C/104°F, come alla luce diretta del sole o in un veicolo.

Caricare TheraFace PRO

- TheraFacePRO è abilitato alla connessione USB-C tramite la porta preposta nella parte inferiore del dispositivo.
- TheraFacePRO include un cavo da USB-C a USB-A.
- È possibile collegare il dispositivo a qualsiasi adattatore USB standard.
- TheraFacePRO si ricarica più rapidamente tramite adattatore USB-C.

Nota: Assicurati che il caricabatterie sia di un produttore certificato e che non abbia subito danni strutturali. Il dispositivo TheraFace PRO non funziona durante la ricarica.

Avvertenze e indicazioni (precauzioni e controindicazioni) per l'uso di TheraFace PRO

Premessa

Questo dispositivo è inteso per l'uso su viso, collo e parte superiore del torace. In caso di condizioni mediche specifiche o problematiche, si prega di consultare il proprio medico prima di utilizzare questo prodotto. In determinate situazioni è consigliabile modificare la modalità di utilizzo delle testine (precauzioni) o non è opportuno utilizzare determinate testine (controindicazioni). Di seguito sono evidenziate tali situazioni e le relative modalità e testine incluse con il dispositivo TheraFace alla data di stampa. Per informazioni aggiornate, visita il nostro sito web.

Informazioni importanti sulla sicurezza

Uso generale di TheraFace PRO

Leggi le avvertenze e le indicazioni prima di usare TheraFace PRO.

Questo dispositivo è controindicato e non deve essere usato da o su chiunque sia affetto da epilessia, convulsioni o cardiopatia. TheraFacePRO non è raccomandato ai portatori di dispositivi elettronici impiantati (come il pacemaker), a chi soffre di aritmia cardiaca, tumore o episodi acuti di malattie infiammatorie. Non si raccomanda l'uso in condizioni di arteriosclerosi, trombosi o impianti nella zona del corpo da trattare. Gli impianti dentali devono essere saldamente integrati prima di usare il dispositivo. Non usare il dispositivo su occhi, palpebre o area immediatamente circostante l'occhio (area periorbitale). Il dispositivo non dovrebbe essere usato se l'area da trattare presenta macchie scure o nere, come grandi lentiggini, voglie, nei o verruche. Il dispositivo non è raccomandato in caso di eczema, psoriasi, lesioni, ferite aperte o infezioni attive diverse dall'acne lieve o moderata, come l'herpes labiale, nella zona da trattare. Attendere la completa guarigione dell'area infetta prima di usare il dispositivo. Il dispositivo non deve essere usato in caso di condizioni anomale della pelle causate dal diabete o da altre malattie sistemiche o metaboliche. Si sconsiglia l'uso di questo dispositivo in caso di storia clinica di herpes nell'area da trattare, a meno che non si sia consultato il proprio medico e non si sia ricevuto un trattamento preventivo prima di usare il dispositivo.

Si prega di consultare il proprio medico prima dell'uso in caso di gravidanza e/o allattamento. ***Interrompere immediatamente l'uso del dispositivo al primo segnale di malessere***

Il dispositivo non è raccomandato ai minori di 18 anni senza la supervisione di un adulto e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini. Se hai problemi di salute, stai assumendo farmaci che causano sensibilità alla luce o hai subito un intervento chirurgico al viso o altre procedure chirurgiche, consulta il tuo medico prima di utilizzare il dispositivo.

Testina Microcurrent Ring

Queste raccomandazioni sono frutto di consultazione medica e di ricerche pubblicate in materia di precauzioni e controindicazioni e sono aggiornate alla data di stampa. Per informazioni aggiornate, consulta il nostro sito web.

Prima di effettuare il trattamento a microcorrente, è **necessario** distribuire sul viso un gel conduttore idoneo. Fai prima una prova applicando una piccola quantità di gel conduttore su una zona circoscritta della pelle.

Precauzioni

- Lesioni recenti, interventi chirurgici o trattamenti per il viso come neurotossine, filler dermici, microneedling, laser e/o peeling chimici fino alla completa guarigione della pelle.
- Non usare durante un episodio di Herpes Simplex.
- Non usare sopra i peli del viso; i peli del viso devono essere rasati prima dell'uso perché possono interferire con la conduttività.
- Non usare in caso di problematiche cardiache.
- Non usare direttamente sul centro del collo (osso), evitando in particolare la tiroide.
- Non usare sul seno.
- Non usare sul petto.

- Non usare sulla zona inguinale.
- Non usare direttamente su occhi, palpebre o area immediatamente circostante l'occhio (area periorbitale).
- Non applicare sulla pelle lesa.
- Non usare sui bambini.

Controindicazioni

Di seguito elenchiamo le condizioni cliniche in cui i rischi potenziali possono superare i benefici. Consultare un medico prima dell'uso.

- Eruzioni cutanee, ferite aperte, vesciche, infiammazioni locali dei tessuti, infezioni, contusioni o tumori.
- Pacemaker o altri dispositivi elettronici impiantati.
- Epilessia.
- Gravidanza.
- Cancro/tumori.
- Trombosi.
- Flebite.
- Piastre o perni metallici nell'area di trattamento.
- Defibrillatori/stimolatori impiantati.

Testina LED Ring (terapia a LED rossa, LED rossa+infrarossi, LED blu)

Queste raccomandazioni sono frutto di consultazione medica e di ricerche pubblicate in materia di precauzioni e

controindicazioni e sono aggiornate alla data di stampa. Per informazioni aggiornate, consulta il nostro sito web.

Precauzioni

- Lesioni recenti, interventi chirurgici o trattamenti per il viso come neurotossine, filler dermici, microneedling, laser e/o peeling chimici fino alla completa guarigione della pelle.
- Eruzione in corso di Herpes Simplex.
- Per i peli del viso: usare la testina LED sui peli del viso, seguendo il senso di crescita (in genere con un movimento verso il basso).
- Non applicare direttamente sul bulbo oculare/palpebra.
- Non applicare sulla pelle lesa.
- Non applicare retinolo prima di un trattamento con luce LED rossa.

Controindicazioni:

Di seguito elenchiamo le condizioni cliniche in cui i rischi potenziali possono superare i benefici. Consultare un medico prima dell'uso.

- Eruzioni cutanee, ferite aperte, vesciche, infiammazioni locali dei tessuti, infezioni, lividi o tumori.
- Gravidanza/allattamento.
- Sensazioni anomale (es. intorpidimento).
- Cancro/tumori.
- Epilessia.
- Cardiopatia (malattia cardiaca).
- Allergia solare o fotosensibilità (es. Lupus, porfiria).
- Farmaci che causano sensibilità alla luce.

- Farmaci per l'acne grave.
- Estrema sensibilità alla luce.
- Melasma o iperpigmentazione (specialmente se esacerbata da un leggero calore).
- Lesioni sospette o cancro della pelle: consultare il medico.
- Se stai assumendo o utilizzando retinolo, farmaci o prodotti che causano sensibilità alla luce o perossido di benzoile, non usare la luce infrarossa.

Testine per la terapia a percussione (Flat, Cone, Micro-point)

Queste raccomandazioni sono frutto di consultazione medica e di ricerche pubblicate in materia di precauzioni e controindicazioni e sono aggiornate alla data di stampa. Per informazioni aggiornate, consulta il nostro sito web.

Precauzioni:

Nelle seguenti circostanze è necessaria la dovuta attenzione e potrebbe essere necessario modificare l'uso dei dispositivi (come la testina utilizzata, la forza applicata, la posizione del corpo, il contatto diretto da evitare su una zona, ecc.). All'occorrenza o in caso di dubbi, chiedere il parere di un medico.

- Lesioni recenti, interventi chirurgici o trattamenti per il viso come neurotossine, filler dermici, microneedling, laser e/o peeling chimici fino alla completa guarigione della pelle.
- Eruzione in corso di Herpes Simplex.

- Ipertensione (controllata).
- Sensazioni anomale (es. intorpidimento).
- Sensibilità alla pressione.
- Farmaci che possono alterare le sensazioni.
- Non applicare direttamente sul bulbo oculare/palpebra.
- Non applicare sulla pelle lesa.

Controindicazioni:

Di seguito elenchiamo le condizioni cliniche in cui i rischi potenziali possono superare i benefici. Consultare un medico prima dell'uso.

- Eruzioni cutanee, ferite aperte, vesciche, infiammazioni locali dei tessuti, infezioni, contusioni o tumori.
- Fratture ossee o miosite ossificante.
- Ipertensione (non controllata).
- Malattie cardiache, epatiche o renali acute o gravi.
- Condizioni neurologiche con conseguente perdita o alterazione della sensibilità.
- Trattamento diretto su occhi o gola.
- Disturbi emorragici.
- Operazioni chirurgiche o lesioni recenti.
- Disturbi del tessuto connettivo.
- Insufficienza o malattia vascolare periferica.
- Farmaci che fluidificano il sangue o alterano le sensazioni.
- Pressione diretta sull'area operata o sul dispositivo medico installato.
- Estremo malessere o dolore.
- Pacemaker, ICD o storia clinica di embolia.

Testina Cleansing Ring

Queste raccomandazioni sono frutto di consultazione medica e di ricerche pubblicate in materia di precauzioni e controindicazioni e sono aggiornate alla data di stampa. Per informazioni aggiornate, consulta il nostro sito web.

Precauzioni:

- Lesioni recenti, interventi chirurgici o trattamenti per il viso come neurotossine, filler dermici, microneedling, laser e/o peeling chimici fino alla completa guarigione della pelle.
- Eruzione in corso di Herpes Simplex.
- Per i peli del viso, usa la testina Cleansing seguendo il senso di crescita (in genere con un movimento verso il basso) e/o facendo piccoli movimenti circolari, se risulta piacevole.
- Non applicare direttamente sul bulbo oculare/palpebra.
- Non applicare sulla pelle lesa.

Controindicazioni:

Di seguito elenchiamo le condizioni cliniche in cui i rischi potenziali possono superare i benefici. Consultare un medico prima dell'uso.

- Eruzioni cutanee, ferite aperte, vesciche, infiammazioni locali dei tessuti, infezioni, lividi o tumori.

Testina Hot Ring

Queste raccomandazioni sono frutto di consultazione medica e di ricerche pubblicate in materia di precauzioni e controindicazioni e sono aggiornate alla data di stampa. Per informazioni aggiornate, consulta il nostro sito web.

Precauzioni:

- Lesioni recenti, interventi chirurgici o trattamenti per il viso come neurotossine, filler dermici, microneedling, laser e/o peeling chimici fino alla completa guarigione della pelle.
- Eruzione in corso di Herpes Simplex.
- Non applicare direttamente sul bulbo oculare/palpebra.
- Non applicare sulla pelle lesa.

Controindicazioni:

Di seguito elenchiamo le condizioni cliniche in cui i rischi potenziali possono superare i benefici. Consultare un medico prima dell'uso.

- Eruzioni cutanee, ferite aperte, vesciche, infiammazioni locali dei tessuti, infezioni, lividi o tumori.

Testina Cold Ring

Queste raccomandazioni sono frutto di consultazione medica e di ricerche pubblicate in materia di precauzioni e controindicazioni.

Precauzioni:

- Lesioni recenti, interventi chirurgici o trattamenti per il viso come neurotossine, filler dermici, microneedling, laser e/o peeling chimici fino alla completa guarigione della pelle.
- Eruzione in corso di Herpes Simplex.
- Per i peli del viso usare Cold Ring come indicato nel programma standard.
- Non applicare direttamente sul bulbo oculare/palpebra.
- Non applicare sulla pelle lesa.

Controindicazioni:

Di seguito elenchiamo le condizioni cliniche in cui i rischi potenziali possono superare i benefici. Consultare un medico prima dell'uso.

- Eruzioni cutanee, ferite aperte, vesciche, infiammazioni locali dei tessuti, infezioni, lividi o tumori.
- Ipersensibilità al freddo/orticaria da freddo.
- Insufficienza circolatoria.

Ulteriori avvertenze

Durante l'uso del dispositivo, le seguenti precauzioni essenziali dovrebbero essere sempre seguite:

1. **USARE SOLO COME INDICATO.** Usare il dispositivo solo come descritto nel relativo manuale d'uso. Usare esclusivamente le testine, gli accessori e le parti di ricambio raccomandati. Non effettuare alcuna manutenzione autonomamente.
2. **NON ADATTO AI BAMBINI.** Il dispositivo non è destinato

all'uso da parte di bambini piccoli o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o di ragionamento, o con mancanza di esperienza e conoscenza di come il dispositivo dovrebbe essere utilizzato, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni da una persona responsabile. Non permettere che il dispositivo sia usato come un giocattolo. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.

3. **LUOGHI DI RICARICA.** Il dispositivo dovrebbe essere caricato al chiuso in un luogo ben ventilato e asciutto. Non caricare il dispositivo all'aperto, in bagno, o a una distanza di 3 metri dalla vasca da bagno o da una piscina. Non utilizzare il dispositivo o il caricabatterie su superfici bagnate e non esporre il caricabatterie a umidità, pioggia o neve. Non utilizzare il dispositivo in presenza di atmosfere esplosive (fumi gassosi, polvere o materiali infiammabili) perché potrebbero generarsi scintille in grado di causare un incendio.
4. **NON SOVRACCARICARE.** Non lasciare la batteria nel caricabatterie per più di 1 ora una volta che si sia raggiunta la carica completa. La batteria è predisposta per evitare il rischio di sovraccarico. Tuttavia, il sovraccarico può ridurre la durata nel tempo.
5. **NON BRUCIARE O INCENERIRE IL DISPOSITIVO O LE SUE BATTERIE.** La batteria può esplodere, causando lesioni personali o danni. Quando la batteria viene bruciata si creano fumi e materiali tossici.
6. **NON ROMPERE, FAR CADERE O DANNEGGIARE LE BATTERIE O IL CARICABATTERIE DEL DISPOSITIVO.** Non utilizzare il caricabatterie se ha subito un urto, è stato fatto cadere, è

stato calpestato o danneggiato in qualsiasi modo.

7. **LE SOSTANZE CHIMICHE DELLA BATTERIA CAUSANO GRAVI USTIONI.** Non permettere mai che la batteria interna venga a contatto con la pelle, gli occhi o la bocca. Se una batteria danneggiata perde sostanze chimiche, usa guanti di gomma o in neoprene per smaltirla. Se la pelle è esposta ai residui della batteria, lavare con acqua e sapone e risciacquare con aceto. Se gli occhi sono esposti alle sostanze chimiche della batteria, sciacquare immediatamente con acqua per 20 minuti e consultare un medico. Rimuovere e smaltire gli indumenti contaminati.
8. **NON MANDARE IN CORTOCIRCUITO.** La batteria va in cortocircuito se un oggetto metallico stabilisce un collegamento tra i contatti positivo e negativo della batteria o il connettore 16V. Non collocare la batteria vicino a qualcosa che possa causare un cortocircuito, come monete, chiavi o chiodi in tasca. Una batteria in cortocircuito può causare incendi e lesioni personali.
9. **NON AZIONARE SOTTO COPERTE E CUSCINI O TRA I CUSCINI DEL DIVANO.** Ciò può provocare un riscaldamento eccessivo e causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
10. **CONSERVAZIONE DEL DISPOSITIVO E DELLA BATTERIA.** Conservare in luogo fresco e asciutto. Caricare il dispositivo solo quando la temperatura ambiente è compresa tra 0°C/32°F - 40°C/104°F. Non conservare il dispositivo o le batterie dove le temperature possono superare i 40°C/104°F, come alla luce diretta del sole o in un veicolo.
11. **SMALTIMENTO DELLE BATTERIE.** Le batterie agli ioni di litio di TheraFace PRO sono più ecologiche di altri tipi di batterie.

Smaltire sempre le batterie del dispositivo secondo le normative nazionali, statali e locali. Contatta un'agenzia di riciclaggio nella tua zona per conoscere i luoghi di riciclaggio. Anche le batterie scariche contengono una residua quantità di energia.

12. **NON SMONTARE.** Lo smontaggio o il riasssemblaggio non corretto può comportare il rischio di scosse elettriche, incendi o esposizione alle sostanze chimiche della batteria. La garanzia sarà annullata se il dispositivo, le batterie o il caricabatterie sono smontati o se qualsiasi parte è stata rimossa.
13. **SERVIZIO.** Se il dispositivo, le batterie o il caricabatterie non funzionano correttamente, hanno subito un urto, sono caduti o danneggiati, sono stati lasciati all'aperto o sono caduti in acqua, evitare l'uso. Non tentare di riparare o smontare il dispositivo che potrebbe provocare una scossa elettrica o un incendio.
14. **NON USARE IN VASCA DA BAGNO, NELLA DOCCIA O NEL LAVANDINO.** Non posizionare o conservare il dispositivo o le batterie in luoghi a rischio di caduta in vasca o nel lavandino. Non immergere o non far cadere in acqua o altri liquidi. Non recuperare un apparecchio che è caduto o è entrato in contatto con l'acqua. Staccare immediatamente la spina dalla presa elettrica.
15. **LIMITATORE TERMICO.** Il dispositivo è dotato di limitatore termico che disattiva il dispositivo per prevenire il pericolo di surriscaldamento e incendio.
16. **SPINA POLARIZZATA.** Per ridurre il rischio di scosse elettriche, questo apparecchio è dotato di spina polarizzata (una lama è più larga dell'altra). Questa spina si inserisce in una presa polarizzata solo in un modo. Se la spina non si inserisce completamente

nella presa, invertire la spina. Se il problema persiste, contattare un elettricista qualificato per installare la presa TheraGun. Non cambiare la spina in alcun modo.

17. **NON UTILIZZARE** il dispositivo in vicinanza di aerosol (spray) o dove viene somministrato ossigeno.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Rischio

1. Utilizzare il dispositivo TheraFace PRO e gli anelli di fissaggio solo come descritto nel presente Manuale utente. I rischi e i pericoli legati all'utilizzo del dispositivo TheraFace PRO e degli anelli di fissaggio in modalità diverse da quelle specificate nel Manuale utente fornito non sono noti e potrebbero comportare effetti collaterali negativi.
2. Questo dispositivo TheraFace PRO non è stato testato per essere utilizzato sull'orbita oculare o sulle palpebre e non se ne conoscono i rischi.

Labels

NO.	SIMBOLI	DESCRIZIONE
1		Marchio CE
2		Restrizione dell'uso di sostanze pericolose
3		"RAE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)". I prodotti di scarto devono essere smaltiti in base alle normative vigenti.
4		Conservare in un luogo asciutto
5		Commissione federale per le comunicazioni (Federal Communications Commission, FCC)
6		Si prega di leggere il manuale utente prima dell'uso
7		Componente di tipo BF

Specificazioni di prodotto

CARATTERISTICHE DELL'UNITÀ DI BASE

Fonte di energia Adattatore USB-A o USB-C fornito dall'utente

Spia luminosa Sì

Materiali dell'alloggiamento PC

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Ambiente per l'esercizio Temperatura: 0 ~ 40 °C
Umidità relativa: <93%
UR

Ambiente per la conservazione Temperatura: -25 °C ~ 50 °C
Umidità relativa: 10~95% UR

Pressione atmosferica utilizzata 70-106 Kpa

Per il trattamento con le microcorrenti:

Zona stimolata	Viso e collo
Numero di modalità	3
Livello di intensità in uscita	4
Spia luminosa	Sì, display OLED
Intervallo timer	5-8 minuti al giorno per 6 settimane

Materiali dell'alloggiamento Console: plastica PC

SPECIFICAZIONI POTENZA IN USCITA

Forma d'onda	Bifasica pulsata
Tensione d'esercizio	0-15,5 V
Potenza massima	24mW
Spegnimento automatico	Sì

Tensione massima in uscita (+/- 10%)
 210-280 mV a 500 Ohm
 0,8-1,2 V a 2k Ohm
 4,75-5,2 V a 10k Ohm

Corrente massima in uscita	420 µA - 560 µA a 500 Ohm 400 µA - 600 µA a 2k Ohm 475 µA - 520 µA a 10k Ohm
Ampiezza dell'impulso	On 60ms / Off 60ms
Frequenza	8,3Hz
Carica netta	N/D - Funzionamento a batteria
Maximum Current Density	1,65 mA/cm ² a 500 Ohm
Densità massima di potenza	1,36125 mW/cm ² a 500 Ω

PER IL TRATTAMENTO A LED

Lunghezza d'onda della luce	IR+rossa: 830 nm ±10 nm/633 ±10 nm Luce blu: 415 nm ±10 nm, Luce rossa: 633 nm ±10 nm
Potenza luminosa (mW//cm ²)	IR+rossa 70 ±5%/60 ±5% Luce rossa 60 ±5%, Luce blue 45 ±5%

PER LA TERAPIA A PERCUSSIONE

Percussione	1750, 2100 e 2400 rpm
Frequenza	1750rpm:29,1 Hz 2100rpm:35 Hz 2400 rpm:40 Hz

Sicurezza, CEM e biocompatibilità

- IT
1. Questo dispositivo appartiene alle apparecchiature Classe II con componente di tipo BF. È conforme agli standard di sicurezza degli apparecchi elettromedicali (IEC 60601-1).
 2. Questo dispositivo è conforme anche alla norma relativa alla compatibilità elettromagnetica dei dispositivi medicali, CEM (IEC 60601-1-2).
 3. Tutti i materiali a diretto contatto con l'utente utilizzati per l'alloggiamento del dispositivo principale e per i contatti di uscita presenti in questo dispositivo sono biocompatibili per l'uso previsto. Sono conformi agli standard di biocompatibilità della norma ISO 10993-5 (Prove per la citotossicità) e ISO 10993-10 (Prove di irritazione e sensibilizzazione cutanea).

TheraFace PRO è stato testato e ritenuto conforme ai limiti di compatibilità elettromagnetica dei dispositivi medicali (CEM) in conformità con la norma IEC 60601-1-2: 2007. Questi limiti sono studiati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un tipico impianto medicale.

ATTENZIONE:

Non collegare il dispositivo vicino ad apparecchi che possono causare interferenze elettromagnetiche (IEM), come telefoni cellulari, imaging a risonanza magnetica (IRM), tomografia assiale computerizzata (TAC), diatermia, identificazione a radiofrequenza (RFID) ecc. o ambienti RM. Interferenze IEM, dispositivi RF o ambienti RM possono influire sul normale funzionamento del dispositivo o causare lesioni all'utente.

Dichiarazione di conformità FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle normative FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze che riceve, comprese quelle che possono provocarne il malfunzionamento. Eventuali modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Questa apparecchiatura è stata collaudata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle normative FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un impianto residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione.

Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di tentare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE: EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE

Il dispositivo TheraFace PRO è destinato all'uso negli ambienti elettromagnetici specificati di seguito. Il cliente o l'utente di TheraFace PRO deve assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente.

TEST DELLE EMISSIONI	CONFORMITÀ	AMBIENTE ELETTROMAGNETICO: GUIDA
Emissioni RF CISPR 11	Gruppo 1	TheraFace PRO utilizza energia in RF solo per il suo funzionamento interno. Le sue emissioni RF sono pertanto molto basse ed è improbabile che causino interferenze con apparecchi elettronici vicini.
Emissioni RF CISPR 11	Classe B	
Emissioni di correnti armoniche IEC 61000-3-2	Classe A	
Fluttuazioni di tensione/emissioni di flicker IEC 61000-3-2	Conforme	

IT

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE: IMMUNITÀ ELETTROMAGNETICA

Il dispositivo TheraFace PRO è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente di TheraFace PRO deve assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente.

IT

PROVA DI IMMUNITÀ	LIVELLO DI PROVA IEC 60601	LIVELLO DI CONFORMITÀ	AMBIENTE ELETTROMAGNETICO: GUIDA
Scarica elettrostatica (ESD) IEC 61000-4-2	±6 kV a contatto ±8 kV in aria	±6 kV a contatto ±8 kV in aria	I pavimenti devono essere rivestiti in legno, cemento o piastrelle di ceramica. Se i pavimenti sono rivestiti in materiale sintetico, l'umidità relativa deve essere pari almeno al 30%.
Transitori veloci/raffiche di impulsi elettrici IEC 61000-4-4	±2 kV per linee di alimentazione ±1 kV per linee in ingresso/uscita	±2 kV per linee di alimentazione ±1 kV per linee in ingresso/uscita	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere quella di un tipico ambiente commerciale od ospedaliero.
Surge IEC 61000-4-5	±1 kV modo differenziale ±2 kV modo comune	±1 kV modo differenziale ±2 kV modo comune	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere quella di un tipico ambiente commerciale od ospedaliero.
Sovratensione transitoria IEC 61000-4-5	5% UT (95% dip in UT) per 5 sec	5% UT (95% dip in UT) per 5 sec	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere quella di un tipico ambiente commerciale od ospedaliero. Se l'utente del dispositivo TheraFace PRO necessita di funzionamento continuo durante le interruzioni di corrente, si consiglia di alimentare TheraFace PRO con un gruppo di continuità o una batteria.
Cali di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione sulle linee di alimentazione in ingresso IEC 61000-4-11	3 A/m	3 A/m	I campi magnetici a frequenza di rete devono essere a livelli caratteristici di un tipico ambiente commerciale od ospedaliero.

NOTA: UT è la tensione della rete elettrica a corrente alternata prima dell'applicazione del livello di prova.

PROVA DI IMMUNITÀ	LIVELLO DI PROVA IEC 60601	LIVELLO DI CONFORMITÀ	AMBIENTE ELETTROMAGNETICO: GUIDA
RF condotta IEC 61000-4-6	3 Vrms Da 150 kHz a 80 MHz	3V	Gli apparecchi di comunicazione RF portatili e mobili devono essere usati a una distanza da qualsiasi componente della high Station, inclusi i cavi, non inferiore alla distanza di separazione consigliata, calcolata mediante l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore. Distanza di separazione consigliata Dove p è il livello di potenza nominale massima in uscita in watt (W) indicata dal produttore del trasmettitore e d è la distanza di separazione consigliata in metri (m).^b Le intensità di campo provenienti da trasmettitori RF fissi, in base a quanto determinato da un rilevamento elettromagnetico in loco, devono essere inferiori al livello di conformità in ogni gamma di frequenze. ^b Possono verificarsi interferenze nelle vicinanze dell'apparecchiatura contrassegnata dal seguente simbolo:
RF irradiata IEC 61000-4-3	3 V/m da 80 MHz a 2,5 GHz	3V/m	NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, si applica la gamma di frequenze più elevata. NOTA 2 Le presenti linee guida potrebbero non applicarsi in tutte le situazioni. Il campo elettromagnetico è influenzato dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.

a. Impossibile prevedere in modo teorico e accurato l'intensità di campo dei trasmettitori, come le stazioni base di radiotelefoni (cellulari e cordless) e radiomobili terrestri, radio amatoriali, le trasmissioni radio sulle frequenze AM e FM e le trasmissioni televisive. Per valutare l'ambiente elettromagnetico dovuto a trasmettitori RF fissi, si deve prendere in considerazione un rilevamento elettromagnetico in loco. Se l'intensità di campo misurata nella posizione in cui il dispositivo TheraFace PRO è utilizzato supera il livello di conformità RF applicabile sopra indicato, il dispositivo deve essere tenuto sotto controllo per verificarne il normale funzionamento. Qualora si osservino prestazioni anomale, potrebbero essere necessarie misure aggiuntive, come il riorientamento o la ricollocazione della high Station.

b. Nelle gamme di frequenze da 150 kHz a 80 MHz, le intensità di campo devono essere inferiori a 3 V/m.

Distanze consigliate tra apparecchi di comunicazione RF portatili e mobili
e l'APPARECCHIO o il SISTEMA - Per APPARECCHI e SISTEMI che non sono DI SUPPORTO VITALE

Distanze di separazione consigliate
tra apparecchi di comunicazione RF portatili e mobili e la High Station

IT

Il dispositivo TheraFace PRO è destinato all'uso in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi da RF irradiata siano tenuti sotto controllo.

Rated maximum output of transmitter W	Separation distance according to frequency of transmitter		
	150 kHz to 80 MHz	80 MHz to 800 MHz	800 MHz to 2.5 GHz
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

Per i trasmettitori con potenza massima in uscita non elencata sopra, la distanza di separazione consigliata in metri (m) può essere stimata utilizzando l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P è la potenza nominale massima in uscita del trasmettitore in watt (W) secondo le indicazioni del produttore del trasmettitore.

NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, si applica la gamma di frequenze più elevata.

NOTA 2 Le presenti linee guida potrebbero non applicarsi in tutte le situazioni. Il campo elettromagnetico è influenzato dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.

GARANZIA LIMITATA

Per informazioni dettagliate sulla garanzia, si prega di visitare il sito www.therabody.com/warranty. Per richiedere una copia della garanzia per e-mail, inviare una richiesta al seguente indirizzo:

Therabody - Warranty
Therabody, Inc. Attn: Customer Service
6100 Wilshire Blvd. Ste 200
Los Angeles, Ca. 90048

*Si prega di notare che non si tratta di un indirizzo per i resi o di un rivenditore.
A questo indirizzo non saranno accettati prodotti Therabody o pacchi.*

Productoverzicht

TheraFace PRO

Een geavanceerde oplossing voor beter gezichtswelzijn.

De TheraFace PRO is een 4-in-één draagbaar apparaat dat de gezondheid van het gezicht naar een hoger niveau tilt door spanning te verminderen, gezichtsspieren te ontspannen en een gezonder uitziende huid te verkrijgen door het gezicht zacht te stimuleren. Het omvat microstroombehandeling, LED-behandeling met blauw, rood en rood+infrarood licht en reinigingsbehandeling, voor gezichtstherapie op maat in één gebruiksvriendelijk, veelzijdig apparaat. Gebruik de verschillende behandelingsringen om te liften, te versterken, te verjongen en diep te reinigen. De TheraFace PRO is uw alles-in-één oplossing voor een optimale gezondheid en welzijn van het gezicht.


Gebruiksdoel

De TheraFace PRO is bedoeld om spanning te verminderen, gezichtsspieren te ontspannen en een mooiere huid te verkrijgen door het gezicht zachtjes te stimuleren. De verschillende behandelingsringen zijn bedoeld om te liften, te versterken, te verjongen en diep te reinigen.

Percussie therapie

Percussie therapie, nu geoptimaliseerd voor het gezicht.

Gezichtsmassage om spanning te verminderen en gezichtsspieren te ontspannen.




NL



TheraOne™ Geleidende gel


Deze primergel is bedoeld voor gebruik met het TheraFace PRO-apparaat voordat de microstroombehandeling wordt gestart, om ervoor te zorgen dat de behandeling correct wordt uitgevoerd.



Microcurrent Ring

Microstroom versterkt en verstrakt de huid
Microstroom verbetert de spiertonus en contour in het gezicht/dehals


- Magnetische verbinding met het apparaat; kan worden verwijderd door te trekken
- De microstroombehandeling wordt geleverd via de Microcurrent Ring



Cleansing Ring

Zuivering verwijdt ophoping van vuil, olie en resten in het gezicht

- Magnetische verbinding met het apparaat; kan worden verwijderd door te trekken
- Alle zuivering wordt geleverd via de Cleansing Ring



LED Ring: ROOD licht

Rood licht *is bedoeld om* periorbitale rimpels (de rimpels rond de ogen) te verminderen

LED Ring: Blauw licht

Blauw licht *is bedoeld om* milde tot gemiddelde acne te verminderen

LED Ring: Rood +infrarood licht

Rode +Infrarode Licht *is bedoeld voor* het verminderen van periorbitale rimpels (rimpels rond de ogen) en biedt therapeutische verwarming voor het tijdelijk verlichten van pijn en ongemak

**Blauw licht is niet bedoeld om ernstige acne te behandelen of te verminderen*

LED Ring: Blauw/Rood/Rood+infrarood

- Magnetische verbinding met het apparaat; kan worden verwijderd door te trekken
- De LED-behandeling wordt geleverd via de LED Ring



Voorbeeld van periorbitale rimpels

Voorbeeld van milde acne

Voorbeeld van gemiddelde acne

Voorbeelden van ernstige acne*

Leer uw TheraFace PRO-apparaat kennen

A Aan-/uitknop

- Schakel het apparaat ON / OFF

B Knop voor percussie therapie

- Bedient het percussiehulpstuk

C Ring-knop


- Bedient het ringhulpstuk

D Ringhulpstuk

- Magnetische verbinding met het apparaat; kan worden verwijderd door te trekken
- Alle ringhulpstukken hebben slechts één correcte positie

D Hulpstukken voor percussie therapie

- Magnetische verbinding met het apparaat; kan worden verwijderd door te trekken
- Alle ringhulpstukken hebben slechts één correcte positie



Flat - Algemeen gebruik voor het hele gezicht, hals en borst

Cone - Nauwkeurigere behandeling van gerichte gebieden zoals rond de ogen, nasolabiale lijnen en drukpunten

Micro-point - Maximaliseer de bloedsomloop voor grotere gebieden zoals het voorhoofd, de wangen en de borst

Hot en Cold Rings (afzonderlijk verkocht)

- Magnetische verbinding met het apparaat; kan worden verwijderd door te trekken
- Biedt de optie van 3 Cold- en 3 Hot-instellingen

Aan de slag

Het TheraFace PRO-apparaat inschakelen

Houd de ON/OFF-knop ingedrukt om het apparaat in te schakelen en het OLED-scherm wordt geactiveerd.

Uitschakelen

Houd de ON/OFF-knop nogmaals ingedrukt om het apparaat uit te schakelen en het OLED-scherm wordt gedeactiveerd.

Automatische uitschakeling

Als het apparaat niet handmatig wordt uitgeschakeld door op de aan-/uitknop te drukken, wordt het apparaat na 10 minuten inactiviteit automatisch uitgeschakeld.

Basisstappen om van start te gaan:

1. **Begin met een schoon, droog gezicht**
2. **Selecteer het gewenste ringhulpstuk en bevestig het**
3. **Schakel het apparaat in**
4. **Kies uw instellingen**
5. **Ga van start**

OPMERKING: Zorg ervoor dat u het apparaat uitschakelt voordat u de ringen verwijdt.

De TheraFace PRO gebruiken

Was uw hele gezicht en spoel twee keer om resten te verwijderen. Laat de huid volledig drogen voordat u met de behandeling begint. Bezoek therabody.com voor behandelingsprotocollen en instructievideo's.

NL Opmerking: Het TheraFace PRO-apparaat maakt elke 15 seconden een piepgeluid. Hiermee kunt u de tijd binnen elke behandeling bijhouden en wordt u ook geïnformeerd als een behandeling is afgebroken of voltooid.

- 1 pieptoon = getimed feedback elke 15 sec, zodat u hun protocollen beter kunt timen
- 2 pieptonen = de LED, Microcurrent, Hot, of Cold-behandeling is per ongeluk afgebroken
- 3 pieptonen = de LED, Microcurrent, Hot, of Cold-behandeling is voltooid

A. Percussie therapie-functie

1. Selecteer en bevestig het gewenste hulpstuk voor percussie therapie
2. Zodra u het hulpstuk hebt bevestigd aan de TheraFace PRO, schakelt u het TheraFace PRO-apparaat ON door de aan-/uitknop 2 seconden lang in te drukken.
3. Schakel de percussiefunctie in door eenmaal op de percussieknop te drukken.
4. Om tussen de 3 snelheidsopties (1750, 2100 en 2400 omw/min.) te schakelen, drukt u nogmaals op de percussieknop.
5. Om de percussiebehandeling te stoppen, drukt u een derde keer op de percussieknop.

Opmerking: • Kan worden gecombineerd met Hot en Cold Rings* (*Hot en Cold Rings worden afzonderlijk verkocht) • Kan niet worden gecombineerd met het Microcurrent-hulpstuk of met de LED Ring

B. LED-behandeling

1. De LED Ring heeft 3 golflengte-opties voor lichttherapie: rood, blauw en rood+infrarood.
2. Om de LED-therapiemodus te gebruiken, bevestigt u de LED Ring aan het TheraFace PRO-apparaat.
3. Schakel het TheraFace PRO-apparaat ON door de aan-/uitknop 2 seconden lang in te drukken.
4. Schakel dan de LED Ring ON door op de knop voor het ringhulpstuk te drukken.
5. Druk nogmaals op de knop voor het ringhulpstuk om te schakelen tussen de lichtopties (blauw, rood en rood+infrarood).
6. De TheraFace PRO LED Ring heeft een nabijheidssensorsysteem en bereikt pas de volledige lichtintensiteit (helderheid) als het apparaat op de juiste afstand van uw gezicht wordt geplaatst (1,3 cm / 0,5 inch). In de tussentijd wordt verblinding beperkt. Vermijd direct contact met de huid.
7. Om de LED Ring uit te schakelen, schakelt u naar de modus Rood+infrarood licht en drukt u nog een keer op de knop voor het ringhulpstuk, of schakelt u het TheraFace PRO-apparaat uit door de aan-/uitknop 2 seconden lang ingedrukt te houden.

Waarschuwing: Plaats de LED Ring niet direct op de huid. Houd de LED Ring ongeveer 1,3 cm (0,5 inch) verwijderd van de huid.

C. Microstroombehandeling

1. Verwijder elk hulpstuk voor percussie therapie voordat u de Microcurrent Ring bevestigt.
2. Breng, voordat u met de microstroombehandeling begint, de TheraOne™ Geleidende gel aan op uw schone, droge gezicht of op het behandelgebied om er zeker van te zijn dat de behandeling correct wordt uitgevoerd.
3. Bevestig de Microcurrent Ring op het TheraFace PRO-apparaat.
4. Zodra u het hulpstuk hebt bevestigd aan de TheraFace PRO, schakelt u het TheraFace PRO-apparaat ON door de aan-/uitknop 2 seconden lang in te drukken.
5. Schakel de microstroombehandeling in door eenmaal op de ringknop te drukken.
6. Om het intensiteitsniveau aan uw comfort aan te passen, drukt u eenmaal op de ringknop om tussen de 3 intensiteitsopties te schakelen.
7. Om de microstroombehandeling te stoppen, drukt u een derde keer op de ringknop.

Professionele tip: Laat wanneer u de Microcurrent Ring gebruikt het apparaat langzaam glijden met lichte tot gemiddelde druk, waarbij u beide bollen tegelijk op het gezicht houdt. Een microstroomprotocol van 5-8 minuten kan eenmaal per periode van 24 uur worden uitgevoerd. Bezoek therabody.com voor behandelingsprotocollen en instructievideo's.

Opmerking:

- Er is een vooraf ingestelde uitschakeltijd van 8 minuten
- Kan niet worden gecombineerd met de hulpstukken voor percussie therapie
- Hoewel de Microcurrent Ring met elke geleidende gel werkt, raden we de TheraOne™ Geleidende gel aan, indien beschikbaar in uw markt.

Waarschuwing: Bij gebruik van de TheraFace PRO met de Microcurrent Ring is een primer voor de microstroom vereist. Gebruik de Microcurrent Ring NIET op de middellijn van de hals of op het gebied rond de ogen.

D. Primer voor de microstroom: TheraOne Geleidende gel

De TheraOne™ Geleidende gel is een primer die bedoeld is voor gebruik met het TheraFace PRO-apparaat voordat de microstroombehandeling wordt gestart, om ervoor te zorgen dat de behandeling correct wordt uitgevoerd.

Instructies

1. Begin met een schoon, droog gezicht.
2. Breng een maskerachtige laag van de geleidende gel aan op alle behandelzones van het gezicht en de hals.
3. Na de behandeling met de Microcurrent Ring afspoelen en uw favoriete vochtinbrengende crème aanbrengen.

Waarschuwingen: Gebruik alleen zoals aangegeven. Vermijd contact met de ogen. NIET gebruiken op de middellijn van de hals. Voordat u met de microstroombehandeling begint, dient u een test uit te voeren door eerst een kleine hoeveelheid TheraOne Geleidende gel op een klein stukje van de huid aan te brengen. De huid kan gel absorberen tijdens een microstroomsessie. Indien nodig opnieuw aanbrengen om ervoor te zorgen dat het apparaat gelijkmatig over de huid glijdt.

NL

Als u al een toner, serum, vochtinbrengende crème en/of SPF gebruikt, breng ze dan in deze volgorde aan na voltooiing van een TheraFace PRO-protocol:

1. Toner: Gebruik een wattenschijfje met toner erop en veeg zachtjes over het gezicht. Vermijd daarbij het gebied rond de ogen en concentreer u op de neus, neusplooi en kin
2. Serum: Breng het serum aan
3. Vochtinbrengende crème: Breng de vochtinbrengende crème aan
4. SPF: Breng de SPF alleen 's morgens of overdag aan

Verzorging en reiniging van het TheraFace PRO-apparaat

Na de huidbehandeling

Reinig uw gezicht met een warm, vochtig washandje.

Onderhoud van het apparaat

De volgende onderhoudsinstructies zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat uw apparaat blijft functioneren zoals het is ontworpen. Als u deze instructies niet opvolgt, is het mogelijk dat uw apparaat niet langer functioneert.

Verzorging en reiniging

Inspecteer het TheraFace PRO-apparaat en de ringhulpstukken op duidelijke tekenen van vuilophoping. Veeg uw apparaat en de ringhulpstukken af met een vochtige doek of een alcoholvrij reinigingsdoekje. Laat het apparaat en de ringhulpstukken na het reinigen goed drogen voordat u ze opbergt of met een ander behandelprotocol begint. Een goed schoongemaakt apparaat mag geen zichtbare tekenen van vuil of vocht vertonen.

Opmerking: Dit product is niet waterdicht; alleen reinigen met een vochtige doek of alcoholvrij reinigingsdoekje door het apparaat en ringhulpstukken af te vegen. Dompel het apparaat niet onder in water en reinig het niet onder stromend water (met uitzondering van de Cleansing Ring). Laat het apparaat niet in contact komen met bijtende oplossingen, die het uiterlijk en de functie kunnen aantasten. Bewaar het apparaat op een koele en droge plaats (Temperatuur: 0°C/32°F - 40°C/104°F Relatieve luchtvochtigheid: 10~95% RH). Bewaar het apparaat of de batterij niet op een plaats waar de temperatuur de 40°C/104°F kan overschrijden, zoals in direct zonlicht of in een voertuig.

De TheraFace PRO opladen

- De TheraFace PRO beschikt over een USB-C-aansluiting aan de onderkant van het apparaat.
- De TheraFace PRO wordt geleverd met een USB-C-naar-USB-A-kabel.
- U kunt het apparaat op elke standaard USB-adapter aansluiten.
- De TheraFace PRO maakt snel opladen mogelijk wanneer het apparaat wordt opgeladen met een USB-C-adapter.

Opmerking: Zorg ervoor dat de oplader afkomstig is van een gecertificeerde fabrikant en geen structurele schade heeft opgelopen. Het TheraFace PRO-apparaat werkt niet tijdens het opladen.

TheraFace PRO Waarschuwingen en richtlijnen (voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties)

Achtergrond

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik op het gezicht, de hals en het bovenste deel van de borstkas. Als u specifieke medische aandoeningen of zorgen hebt, raadpleeg dan uw arts voordat u dit product gebruikt. Er zullen momenten zijn waarop het raadzaam is om het gebruik van apparaten te wijzigen (voorzorgsmaatregelen) of momenten waarop het niet gepast is om bepaalde apparaten te gebruiken (contra-indicaties). Het volgende document beschrijft deze voor elke modaliteit/elk hulpstuk dat bij het ter perse gaan van deze handleiding is inbegrepen bij het TheraFace PRO-apparaat. Bezoek onze website voor de meest actuele informatie.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Algemeen gebruik van de TheraFace PRO

Lees de volledige waarschuwingen en richtlijnen voordat u de TheraFace PRO gebruikt.

Dit apparaat is gecontra-indiceerd tegen en mag niet worden gebruikt door of op iemand met een voorgeschiedenis van epilepsie, toevallen of cardiopathie. De TheraFace PRO wordt niet aanbevolen voor personen met een elektronisch geïmplantéerd apparaat (zoals een pacemaker), een hartimplantaat, hartritmestoornissen, tumoren of acute voorvallen van ontstekingsziekten. Het apparaat wordt niet aanbevolen voor mensen met arteriosclerose, trombose of implantaten in het te behandelen lichaamsgebied. Tandimplantaten moeten stevig worden verankerd voordat het apparaat wordt gebruikt. Gebruik het apparaat niet op de ogen, oogleden of het gebied direct rond het oog (periorbita). Het apparaat mag niet worden gebruikt als u donkerbruine of zwarte vlekken heeft op het te behandelen gebied, zoals grote sproeten, moedervlekken of wratten. Het apparaat wordt niet aanbevolen als u eczeem, psoriasis, laesies, open wonden of andere actieve infecties heeft anders dan milde tot gemiddelde acne, zoals koortsblaasjes, in het te behandelen gebied. Wacht tot het geïnfecteerde gebied is genezen voordat u het apparaat gebruikt. Het apparaat mag niet worden gebruikt als u abnormale huidaandoeningen heeft die worden veroorzaakt door diabetes of andere systemische of stofwisselingsziekten. Het wordt niet aanbevolen om dit apparaat te gebruiken als u een voorgeschiedenis heeft van herpesuitbraken in het behandelingsgebied, tenzij u uw arts heeft geraadpleegd en een preventieve behandeling heeft ondergaan voordat u het apparaat gebruikt. Raadpleeg vóór gebruik uw arts als u zwanger bent en/of borstvoeding geeft. **Staak onmiddellijk het gebruik van het apparaat bij het eerste teken van ongemak.**

Het apparaat wordt niet aanbevolen voor personen onder de 18 jaar zonder toezicht van een volwassene en moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden. Als u medische zorgen heeft, medicijnen gebruikt die lichtgevoeligheid veroorzaken, of een gezichtsoperatie of andere chirurgische ingreep heeft ondergaan, raadpleeg dan uw arts voordat u het apparaat gebruikt.

Microcurrent Ring-hulpstuk

Deze aanbevelingen zijn afgeleid van overleg met medische experts en het gepubliceerde onderzoek met betrekking tot voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties en gelden vanaf de afdrukdatum van deze handleiding. Bezoek onze website voor de meest actuele informatie.

NL Bij gebruik van het apparaat met de microstroombehandeling is een microstroomgeleidende gelprimer **vereist**. Voordat u met de microstroombehandeling begint, dient u een test uit te voeren door een kleine hoeveelheid van de geleidende gel op een klein stukje van de huid aan te brengen.

Voorzorgsmaatregelen

- Recent letsel, operatie of gezichtsbehandeling zoals neurotoxine, dermale filler, microneedling, laseren/of chemische peeling totdat de huid volledig is genezen
- Niet gebruiken tijdens een uitbraak van het Herpes Simplex-virus
- Niet gebruiken op gezichtshaar; gezichtshaar moet voor gebruik worden geschoren, omdat haar de geleidbaarheid kan verstoren
- Niet gebruiken als u aan een hartaandoening lijdt
- Niet direct boven het midden van de hals (wervel) gebruiken; met name de schildklier vermijden
- Niet gebruiken op het borstgebied
- Niet gebruiken op uw borst
- Niet gebruiken op het liesgebied

- Niet direct op de ogen, oogleden of het gebied direct rond het oog (periorbita) gebruiken.
- Niet gebruiken op een beschadigde huid
- Niet gebruiken op kinderen

Contra-indicaties

Hieronder volgen omstandigheden waarin de mogelijke risico's opwegen tegen de voordelen. Raadpleeg voor gebruik een medische professional.

- Huiduitslag, open wonden, blaren, lokale weefselontsteking, infecties, kneuzingen of tumoren
- Pacemaker of andere geïmplanteerde elektronische apparaten
- Epilepsie
- Zwangerschap
- Kanker/tumoren
- Trombose
- Flebitis
- Metalen platen of pinnen in het toepassingsgebied
- Geïmplanteerde defibrillators/stimulators

LED Ring-hulpstuk (Behandelingen met rood, rood+infrarood en blauw LED-licht)

Deze aanbevelingen zijn afgeleid van overleg met medische experts en het gepubliceerde onderzoek met betrekking tot voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties geldend vanaf de afdrukdatum van deze handleiding. Bezoek onze website voor de meest actuele informatie.

Voorzorgsmaatregelen

- Recent letsel, operatie of gezichtsbehandeling zoals neurotoxine, dermale filler, microneedling, laser en/of chemische peeling totdat de huid volledig is genezen.
- Actuele uitbraak van het Herpes Simplex-virus
- Voor gezichtshaar: Gebruik LED-licht op gezichtshaar, volgens het patroon van de haargroei (meestal in een neerwaartse beweging)
- Niet rechtstreeks op de oogbol/het ooglid gebruiken
- Niet gebruiken op een beschadigde huid
- Geen retinol aanbrengen voor gebruik van rood LED-licht

Contra-indicaties:

Hieronder volgen omstandigheden waarin de mogelijke risico's opwegen tegen de voordelen. Raadpleeg voor gebruik een medische professional.

- Huiduitslag, open wonden, blaren, lokale weefselontsteking, infecties, kneuzingen of tumoren
- Zwangerschap/borstvoeding
- Abnormale sensaties (bijv. gevoelloosheid)
- Kanker/tumoren
- Epilepsie
- Cardiopathie (hartziekte)
- Foto-allergie of -stoornis (bijv. Lupus, porfyrie)
- Medicijnen die lichtgevoeligheid veroorzaken
- Medicijnen voor ernstige acne
- Extreme gevoeligheid voor licht
- Melasma of hyperpigmentatie (vooral indien verergerd door milde warmte)

- Verdachte laesies of huidkanker – bezoek uw arts
- Als u retinol of zongevoelige medicijnen of producten of benzoylperoxide gebruikt, gebruik dan geen infrarood licht

Hulpstukken voor percussie therapie (Flat, Cone, Micro-point)

Deze aanbevelingen zijn afgeleid van overleg met medische experts en het gepubliceerde onderzoek met betrekking tot voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties geldend vanaf de afdrukdatum van deze handleiding. Bezoek onze website voor de meest actuele informatie.

Voorzorgsmaatregelen:

In deze omstandigheden is de nodige zorgvuldigheid geboden en kan het nodig zijn het gebruik van de hulpmiddelen te wijzigen (zoals het gebruikte hulpstuk, de uitgeoefende kracht, de positie van het lichaam, het vermijden van gebruik in direct contact met een gebied, enz.). Raadpleeg zo nodig of als u zich zorgen maakt een medische professional.

- Recent letsel, operatie of gezichtsbehandeling zoals neurotoxine, dermale filler, microneedling, laseren/of chemische peeling totdat de huid volledig is genezen.
- Actuele uitbraak van het Herpes Simplex-virus
- Hypertensie (gecontroleerd)
- Abnormale sensaties (bijv. gevoelloosheid)
- Gevoeligheid voor druk

- Medicijnen die uw sensaties kunnen veranderen
- Niet rechtstreeks op de oogbol/het ooglid gebruiken
- Niet gebruiken op een beschadigde huid

Contra-indicaties:

Hieronder volgen omstandigheden waarin de mogelijke risico's opwegen tegen de voordelen. Raadpleeg voor gebruik een medische professional.

- Huiduitslag, open wonden, blaren, lokale weefselontsteking, infecties, kneuzingen of tumoren
- Botbreuk of myositis ossificans
- Hypertensie (ongecontroleerd)
- Acute of ernstige hart-, lever- of nierziekte
- Neurologische aandoeningen die leiden tot verlies of verandering van sensaties
- Directe toepassing op de ogen of keel
- Bloedstroomissen
- Recente operatie of verwonding
- Bindweefsel aandoeningen
- Perifere vasculaire insufficiëntie of ziekte
- Medicijnen die het bloed verdunnen of uw sensaties veranderen
- Directe druk op de operatieplek of hardware
- Extreem ongemak of pijn
- Pacemaker, ICD of voorgeschiedenis van embolie

Cleansing Ring-hulpstuk

Deze aanbevelingen zijn afgeleid van overleg met medische experts en het gepubliceerde onderzoek met betrekking tot voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties geldend vanaf de afdrukdatum van deze handleiding. Bezoek onze website voor de meest actuele informatie.

Voorzorgsmaatregelen:

- Recent letsel, operatie of gezichtsbehandeling zoals neurotoxine, dermale filler, microneedling, laser en/of chemische peeling totdat de huid volledig is genezen.
- Actuele uitbraak van het Herpes Simplex-virus
- Als u gezichtshaar heeft, gebruik dan de Cleansing Ring volgens het patroon van de haargroei (meestal in een neerwaartse beweging) en/of maak kleine cirkelvormige bewegingen
- Niet rechtstreeks op de oogbol/het ooglid gebruiken
- Niet gebruiken op een beschadigde huid

Contra-indicaties:

Hieronder volgen omstandigheden waarin de mogelijke risico's opwegen tegen de voordelen. Raadpleeg voor gebruik een medische professional.

- Huiduitslag, open wonden, blaren, lokale weefselontsteking, infecties, kneuzingen of tumoren

Hot Ring-hulpstuk

Deze aanbevelingen zijn afgeleid van overleg met medische experts en het gepubliceerde onderzoek met betrekking tot voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties geldend vanaf de afdrukdatum van deze handleiding. Bezoek onze website voor de meest actuele informatie.

NL Voorzorgsmaatregelen:

- Recent letsel, operatie of gezichtsbehandeling zoals neurotoxine, dermale filler, microneedling, laseren/of chemische peeling totdat de huid volledig is genezen.
- Actuele uitbraak van het Herpes Simplex-virus
- Niet rechtstreeks op de oogbol/het ooglid gebruiken
- Niet gebruiken op een beschadigde huid

Contra-indicaties:

Hieronder volgen omstandigheden waarin de mogelijke risico's opwegen tegen de voordelen. Raadpleeg voor gebruik een medische professional.

- Huiduitslag, open wonden, blaren, lokale weefselontsteking, infecties, kneuzingen of tumoren

Cold Ring-hulpstuk

Deze aanbevelingen zijn afgeleid van overleg met medische experts en het gepubliceerde onderzoek met betrekking tot voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties.

Voorzorgsmaatregelen:

- Recent letsel, operatie of gezichtsbehandeling zoals neurotoxine, dermale filler, microneedling, laseren/of chemische peeling totdat de huid volledig is genezen.
- Actuele uitbraak van het Herpes Simplex-virus
- Gebruik voor gezichtshaar de Cold Ring zoals vermeld in het standaardprotocol
- Niet rechtstreeks op de oogbol/het ooglid gebruiken
- Niet gebruiken op een beschadigde huid

Contra-indicaties:

Hieronder volgen omstandigheden waarin de mogelijke risico's opwegen tegen de voordelen. Raadpleeg voor gebruik een medische professional.

- Huiduitslag, open wonden, blaren, lokale weefselontsteking, infecties, kneuzingen of tumoren
- Koude overgevoeligheid/Koude urticaria
- Circulatoire insufficiëntie

Aanvullende apparaatwaarschuwingen

Wanneer u het apparaat gebruikt, moeten de volgende standaard voorzorgsmaatregelen altijd in acht worden genomen:

1. ALLEEN GEBRUIKEN ZOALS GEÏNSTRUEERD. Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in de gebruikershandleiding. Gebruik alleen de aanbevolen hulpstukken, accessoires en vervangende onderdelen. Voer zelf geen onderhoud uit.

2. **NIETVOOR KINDEREN.** Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of begripsvermogen, of met gebrek aan ervaring en kennis over hoe het apparaat bediend moet worden, tenzij ze ondertoezicht staan van, of geïnstrueerd worden door, een verantwoordelijk persoon. Laat het apparaat niet als speelgoed gebruiken. Kinderen moeten ondertoezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
3. **LOCATIES VOOR OPLADEN.** Het apparaat dient binnenshuis, op een goed geventileerde, droge plaatste worden opgeladen. Laad het apparaat niet buitenshuis, in een badkamer of binnen een afstand van 3,1 meter van een badkuip of zwembad op. Gebruik het apparaat of de oplader niet op natte oppervlakken en stel de oplader niet bloot aan vocht, regen of sneeuw. Gebruik het apparaat niet in een explosieve omgeving (met gasvormige dampen, stof of brandbare materialen). Er kunnen vonken worden gegenereerd die brand kunnen veroorzaken.
4. **NIET OVERLADEN.** Laat de batterij niet langer dan 1 uur in de oplader, nadat de batterij volledig is opgeladen. De batterij bevat een systeem om het risico van overladen te voorkomen. Overladen kan echter de levensduur ervan in de loop van de tijd verminderen.
5. **HET APPARAAT OF DE BATTERIJEN NIET VERBRANDEN.** De batterij kan exploderen en persoonlijk letsel of schade veroorzaken. Bij het verbranden van de batterij ontstaan giftige dampen en materialen.
6. **DE BATTERIJEN OF OPLADER VAN HET APPARAAT NIET PLETTEN, LATEN VALLEN OF BESCHADIGEN.** Gebruik geen oplader die een harde klap heeft gekregen, is gevallen, overreden of op een andere manier is beschadigd.

7. **CHEMICALIËN VAN BATTERIJEN VEROORZAKEN ERNSTIGE BRANDWONDEN.** Laat de interne batterij nooit in contact komen met de huid, ogen of mond. Als een beschadigde batterij chemicaliën lekt, gebruik dan rubberen of neopreen handschoenen om deze weg te gooien. Als de huid wordt blootgesteld aan vloeistoffen van de batterij, moet u de huid wassen met zeep en water en afspoelen met azijn. Als de ogen worden blootgesteld aan chemicaliën van de batterij, moet u onmiddellijk gedurende 20 minuten spoelen met water en medische hulp inroepen. Verontreinigde kleding verwijderen en afvoeren.
8. **NIET KORTSLUITEN.** Een batterij maakt kortsluiting als een metalen voorwerp een verbinding maakt tussen de positieve en negatieve contacten op de batterij of de 16V-connector. Plaats een batterij niet in de buurt van voorwerpen die kortsluiting kunnen veroorzaken, zoals munten, sleutels of spijkers in uw zak. Een kortgesloten batterij kan brand en lichamelijk letsel veroorzaken.
9. **NIET GEBRUIKEN ONDER EEN DEKEN EN KUSSEN OF TUSSEN DE KUSSENS VAN EEN BANK.** Er kan oververhitting optreden en het kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.
10. **HET APPARAAT EN DE BATTERIJ OPBERGEN.** Bewaren op een koele, droge plaats. Laad het apparaat alleen op bij een omgevingstemperatuur tussen de 0°C/32°F en 40°C/104°F. Bewaar het apparaat of de batterijen niet op een plaats waar de temperatuur de 40°C/104°F kan overschrijden, zoals in direct zonlicht of in een voertuig.
11. **BATTERIJEN WEGGOOIEN.** De TheraFace PRO lithium-ion batterijen voor het apparaat zijn milieuvriendelijker dan sommige andere soorten batterijen. Voer de batterijen van het apparaat af

af volgens de federale, provinciale en lokale voorschriften. Neem contact op met een recyclingbedrijf in uw regio voor recyclinglocaties. Zelfs lege batterijen bevatten nog wat energie.

12. **NIET DEMONTEREN.** Demontage of onjuiste montage kan het risico op elektrische schokken, brand of blootstelling aan chemicaliën van de batterij tot gevolg hebben. De garantie vervalt als het apparaat, de batterijen of de oplader zijn gedemonteerd of als er onderdelen zijn verwijderd.
13. **SERVICE.** Gebruik het apparaat, de batterijen of de oplader niet als deze niet naar behoren werken, een harde klap hebben gekregen, zijn gevallen, zijn beschadigd, buiten hebben gelegen of in het water zijn gevallen. Probeer het apparaat niet te repareren of te demonteren. Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
14. **NIET GEBRUIKEN IN BADEN OF ONDER DE DOUCHE, IN EEN TOBBE OF WASTAFEL.** Plaats of bewaar het apparaat of de batterijen niet op een plek waar deze in een badkuip of gootsteen kunnen vallen of erin kunnen worden getrokken. Niet in water of een andere vloeistof plaatsen of laten vallen. Haal een apparaat dat in het water is gevallen er nooit uit en maak ook geen contact met het water. Koppel het onmiddellijk los.
15. **THERMISCHE BEGRENZER.** Het apparaat heeft een thermische begrenzer met automatische reset die het apparaat uitschakelt om oververhitting en brand te voorkomen.
16. **GEPOLARISEERDE STEKKER.** Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, heeft dit apparaat een gepolariseerde stekker (één pin is breder dan de andere). Deze stekker past maar op één manier in een gepolariseerd stopcontact. Als de stekker niet volledig in het stopcontact past, draait u de stekker om. Als het nog steeds niet past, neem dan contact op met een gekwalificeerde

elektricien om een stopcontact te installeren dat geschikt is voor de TheraFace PRO. Verander de stekker op geen enkele manier.

17. **GEBRUIK HET APPARAAT NIET** op plekken waar aerosol producten (spray) worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Risico's

1. Gebruik het TheraFace PRO-apparaat en de ringhulpstukken alleen zoals beschreven in deze gebruikershandleiding. De risico's en gevaren van het gebruik van het TheraFace PRO-apparaat en de ringhulpstukken op een andere manier dan gespecificeerd in de meegeleverde gebruikershandleiding, zijn niet bekend en kunnen leiden tot negatieve bijwerkingen.
2. Dit TheraFace PRO-apparaat is niet getest voor gebruik op de oogkas of het ooglid, dus de risico's zijn onbekend.

Labels

NR.	SYMBOLEN	BESCHRIJVING
1		CE-teken
2	RoHS	de beperking van gevaarlijke stoffen
3		'WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)'. De afvalstoffen dienen op legale wijze te worden verwerkt.
4		Droog houden
5		.FCC Federal Communications Commission
6		Lees alstublieft de handleiding voor gebruik
7		Type BF toegepast onderdeel.

Productspecificaties

FUNDAMENTELE APPARAATKENMERKEN

Voeding	Door de gebruiker verstrekte USB-A- of USB-C-adapter
Indicatielampje	JA
Behuizingsmateriaal	PC

EXTRA FUNCTIES

Omgeving voor gebruik	Temperatuur: 0 ~ 40°C Relatieve luchtvochtigheid: <93% RH
Omgeving voor opslag	Temperatuur: -25°C ~ 50°C Relatieve luchtvochtigheid: 10~95% RH
Gebruik atmosferische druk	70-106 Kpa

Voor microstroombehandeling:

Gestimuleerde plek	Gezicht en hals
Aantal modi	3
Intensiteitsniveau output	4
Indicatielampje	Ja, OLED-scherm
Bereik van de timer	5-8 minuten per dag voor 6 weken
Behuizingsmateriaal	Console: PC-plastic

UITGANGSSPECIFICATIE

Golfvorm	Gepulseerd bifasisch
Bedrijfsspanning	0 - 15,5 V
Maximaal vermogen	24 mW
Automatische uitschakeling	Ja
Maximale uitgangsspanning (+/- 10%)	210 - 280 mV bij 500 Ohm 0,8 - 1,2 V bij 2k Ohm 4,75 - 5,2 V bij 10k Ohm

Maximale uitgangsstroom	420 μ A - 560 μ A bij 500 Ohm 400 μ A - 600 μ A bij 2k Ohm 475 μ A - 520 μ A bij 10k Ohm
Pulsbreedte	Aan 60 ms / Uit 60 ms
Frequentie	8,3 Hz
Nettolast	n.v.t. - batterij-aangedreven
Maximale stroomdichtheid	1,65 mA/cm ² bij 500 Ohm
Maximale	1,36125 mW/cm ² bij 500 Ω

Lichtvermogen (mW//cm ²)	Infrarood+rood 70 $\pm$ 5%/ 60 $\pm$ 5%, Rood licht 60 $\pm$ 5%, Blauw licht 45 $\pm$ 5%
--------------------------------------	---

VOOR PERCUSSIETHERAPIE

Percussie	1750, 2100 en 2400 omw/min.
Frequentie	1750omw/min:29,1Hz 2100omw/min:35Hz 2400 omw/min:40 Hz

Veiligheid, EMC en biocompatibiliteit

1. Dit apparaat is klasse II-apparatuur met een toegepast onderdeel van het type BF. Het voldoet aan de medische elektrische veiligheidsnormen (IEC 60601-1).
2. Dit apparaat voldoet ook aan de medische EMC-norm (IEC 60601-1-2).
3. Alle door de gebruiker rechtstreeks gehanteerde materialen voor de behuizing van het hoofdapparaat en de uitgangcontacten in dit apparaat zijn biocompatibel voor het beoogde gebruik. Ze voldoen aan de biocompatibiliteitsnormen ISO 10993-5 (Cytotoxiciteit) en ISO 10993-10 (Irritatie en sensibilisatie).

De TheraFace PRO is getest en voldoet aan de limieten voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC) voor medische apparaten volgens IEC 60601-1-2: 2007. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een typische medische installatie.

WAARSCHUWING:

Gebruik het apparaat niet in de buurt van apparaten met elektromagnetische interferentie (EMI), zoals mobiele telefoons, beeldvorming met magnetische resonantie (MRI), computergestuurde axiale tomografie (CT), diathermie, radiofrequentie-identificatie (RFID), enz., of in een MR-omgeving. EMI, RF-apparaten of MR-omgevingen kunnen de normale werking van het apparaat beïnvloeden of letsel veroorzaken bij de gebruiker.

FCC nalevingsverklaring

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk worden aangebracht door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig met Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen, schadelijke interferentie veroorzaken bij radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden bij een bepaalde installatie.

Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om de interferentie te corrigeren met een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander circuit dan het circuit waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

VERKLARING VAN DE FABRIKANT – ELEKTROMAGNETISCHE EMISSIES

De TheraFace PRO is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgevingen. De klant of de gebruiker van de TheraFace PRO dient ervoor te zorgen dat het in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

EMISSIETEST	NALEVING	ELEKTROMAGNETISCHE OMGEVING –RICHTLIJNEN
RF-emissies CISPR 11	Groep 1	De TheraFace PRO gebruikt alleen RF-energie voor zijn interne functie. Daarom zijn de RF-emissies erg laag en zullen ze waarschijnlijk geen interferentie veroorzaken in nabije elektronische apparatuur.
RF-emissies CISPR 11	Klasse B	
Harmonische emissies IEC 61000-3-2	Klasse A	
Spanningsfunctie / flikkeremissies IEC 61000-3-2	Conform	

NL

VERKLARING VAN DE FABRIKANT – ELEKTROMAGNETISCHE IMMUNITEIT

De TheraFace PRO is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van de TheraFace PRO dient ervoor te zorgen dat het in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

NL

IMMUNITEITSTEST	IEC 60601 TESTNIVEAU	NALEVINGSNIVEAU	ELEKTROMAGNETISCHE OMGEVING – RICHTLIJNEN
Elektrostatische ontlading (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV contact ± 8 kV lucht	± 6 kV contact ± 8 kV lucht	Vloeren moeten van hout, beton of keramische tegels zijn. Als vloeren zijn bedekt met synthetisch materiaal, moet de relatieve luchtvochtigheid minimaal 30% zijn.
Elektrostatische stroomstoot/ burst IEC 61000-4-4	± 2 kV voor stroomtoevoerlijnen ± 1 kV voor ingangs-/uitgangslijnen	± 2 kV voor stroomtoevoerlijnen ± 1 kV voor ingangs-/uitgangslijnen	De kwaliteit van de netspanning moet die van een typische commerciële of ziekenhuisomgeving zijn.
Piek IEC 61000-4-5	± 1 kV differentiële modus ± 2 kV gebruikelijke modus	± 1 kV differentiële modus ± 2 kV gebruikelijke modus	De kwaliteit van de netspanning moet die van een typische commerciële of ziekenhuisomgeving zijn.
Spanningsdalingen, korte onderbrekingen en spanningsvariaties op voedingsingangslijnen IEC 61000-4-11	< 5% U_T (> 95% daling in U_T) voor 5 sec.	< 5% U_T (> 95% daling in U_T) voor 5 sec.	De kwaliteit van de netspanning moet die van een typische commerciële of ziekenhuisomgeving zijn. Als de gebruiker van de TheraFace PRO ononderbroken gebruik vereist tijdens stroomonderbrekingen, wordt aanbevolen om de TheraFace PRO van stroom te voorzien via een ononderbreekbare stroomvoorziening of een batterij.
Netfrequentie (50/60 Hz) magnetisch veld IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Magnetische velden met netfrequentie moeten een niveau hebben dat kenmerkend is voor een typische locatie in een typische commerciële of ziekenhuisomgeving.

OPMERKING U_T is de AC-netspanning voorafgaand aan toepassing van het testniveau.

IMMUNITEITSTEST	IEC 60601 TESTNIVEAU	NALEVINGSNIVEAU	ELEKTROMAGNETISCHE OMGEVING – RICHTLIJNEN
Geleide RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz tot 80 MHz	3V	Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur mag niet dichterbij een onderdeel van het High Station, inclusief de kabels, worden gebruikt dan de aanbevolen scheidingsafstand berekend op basis van de vergelijking die van toepassing is op de frequentie van de zender. Aanbevolen scheidingsafstand Waarbij p het maximale uitgangsvermogen van de zender in Watt (W) is volgens de fabrikant van de zender en d de aanbevolen scheidingsafstand in meters (m).^b Veldsterktes van vaste RF-zenders, zoals bepaald door een elektromagnetische locatiecontrole (a), moeten lager zijn dan het conformiteitsniveau in elk frequentiebereik. ^b Er kan interferentie optreden in de buurt van apparatuur met het volgende symbool:
Uitgestraalde RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz tot 2,5 GHz	3V/m	OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz geldt het hogere frequentiebereik. OPMERKING 2 Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische verspreiding wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, objecten en mensen.

a. Veldsterkten van zenders, zoals basisstations voor radio (mobiele/draadloze) telefoons en landmobiele radio's, amateurradio, AM- en FM-radio-uitzendingen en tv-uitzendingen kunnen theoretisch niet nauwkeurig worden voorspeld. Om de elektromagnetische omgeving als gevolg van vaste RF-zenders te beoordelen, moet een elektromagnetische locatiecontrole worden overwogen. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar de TheraFace PRO wordt gebruikt het bovenstaande toepasselijke RF-conformiteitsniveau overschrijdt. De TheraFace PRO moet worden geobserveerd om de normale werking te verifiëren. Als abnormale prestaties worden waargenomen, kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals het heroriënteren of verplaatsen van het High Station.

b. Over het frequentiebereik 150 kHz tot 80 MHz moeten de veldsterkten minder dan 3 V/m zijn.

Aanbevolen scheidingsafstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en de APPARATUUR of het SYSTEEM – Voor APPARATUUR en SYSTEMEN die niet LEVENSONDERSTEUNEND zijn

Aanbevolen scheidingsafstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en het high Station

NL

De TheraFace PRO is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin uitgestraalde RF-stralingen onder controle zijn. De klant of de gebruiker van de TheraFace PRO kan elektromagnetische interferentie helpen voorkomen door een minimale afstand aan te houden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en de TheraFace PRO, zoals hieronder aanbevolen, in overeenstemming met het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.

Nominale maximale output van zender W	Scheidingsafstand in overeenstemming met de frequentie van de zender m		
	150 kHz tot 80 MHz	80 MHz tot 800 MHz	800 MHz tot 2,5 GHz
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

BEPERKTE GARANTIE

Bezoek voor volledige garantie-informatie www.therabody.com/warranty. Om per post een kopie van de garantie aan te vragen, kunt u een verzoek sturen naar het volgende adres:

Therabody - Warranty
Therabody, Inc. Attn: Customer Service
6100 Wilshire Blvd. Ste 200
Los Angeles, Ca. 90048

Let op, dit is geen retouradres of een winkellocatie. Op deze locatie worden geen Therabody-producten of pakketten geaccepteerd.

Voor zenders met een nominaal maximaal uitgangsvermogen dat hierboven niet is vermeld, kan de aanbevolen scheidingsafstand d in meters (m) worden geschat met behulp van de vergelijking die van toepassing is op de frequentie van de zender, waarbij P het maximale uitgangsvermogen van de zender is in Watt (W) volgens de zenderfabrikant.

OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz geldt de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik.

OPMERKING 2 Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische verspreiding wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, objecten en mensen.

Descrição geral do produto

TheraFace PRO

Uma solução avançada para o bem-estar do rosto.

O TheraFace PRO é um dispositivo manual 4-em-1 que eleva o bem-estar do rosto ao nível seguinte ajudando a reduzir a tensão, a descontrair os músculos faciais, e a alcançar uma pele com um aspeto mais saudável através da suave estimulação do rosto. Também inclui microcorrente, LED de luz de infravermelhos+vermelho, vermelho e azul, e tratamentos de limpeza, que lhe permitem personalizar a sua terapia facial num dispositivo versátil fácil de utilizar. Utilize a variedade de anéis de tratamento para ajudar a elevar, tonificar, rejuvenescer e limpar em profundidade. O TheraFace PRO é a sua solução tudo em um para saúde e bem-estar do rosto.


Utilização prevista

O TheraFace PRO destina-se a ajudar a reduzir a tensão, a relaxar os músculos faciais, e a alcançar uma pele mais bela através da suave estimulação do rosto. A variedade de anéis de tratamento destina-se a ajudar a elevar, tonificar, rejuvenescer e limpar em profundidade.

Percussive Therapy

Terapia percussiva, agora otimizada para o rosto.


Massagem facial para reduzir a tensão e relaxar os músculos faciais





TheraOne™ Conductive Gel


Um primer que se destina a ser usado com o aparelho TheraFace PRO antes de iniciar o tratamento de microcorrente, de forma a assegurar que o tratamento é realizado com segurança e eficácia.



Microcurrent Ring

A microcorrente refirma e aperta a pele
A microcorrente melhora o tônus muscular e o contorno do rosto/pescoço


- Ligação magnética ao dispositivo e pode ser removida ao puxar
- O tratamento de Microcorrente é realizado através do Microcurrent Ring



Cleansing Ring

A limpeza remove a acumulação de sujidade, oleosidade e resíduos do rosto

- Ligação magnética ao dispositivo e pode ser removida ao puxar
- Toda a limpeza é realizada através do Cleansing Ring



LED Ring: Luz VERMELHA

A luz vermelha *destina-se a* reduzir as rugas periorbitais (as rugas à volta dos olhos)

LED Ring: Luz Azul

A luz azul *destina-se a* reduzir acne ligeira a moderada

LED Ring: Red +Infrared Light

A luz vermelha +infravermelha *destina-se a* reduzir as rugas periorbitais (rugos ao redor dos olhos) e fornece aquecimento terapêutico para reduzir temporariamente a dor e o desconforto

*(a luz azul não se destina a tratar ou reduzir a acne grave.)

LED Ring: Blue/Red/Red+IR

- Ligação magnética ao dispositivo e pode ser removida ao puxar
- O tratamento LED é realizado através do LED Ring



Exemplo de Rugas Periorbitais


Exemplo de acne ligeira

Exemplo de Acne Moderada

Exemplos de Acne Grave*

Conhecer o seu dispositivo TheraFace PRO

- A Botão de alimentação**
• Liga/desliga o dispositivo ON / OFF
- B Botão de Percussive Therapy**
• Controla o Acessório de Percussão
- C Botão do Conjunto**
• Controla o Conjunto do Acessório
- D Conjunto do Acessório**
• Ligação magnética ao dispositivo e pode ser removida ao puxar
• Todos os Anéis (Rings) dos Acessórios têm apenas uma posição correta
- D Acessórios de terapia percussiva**
• Ligação magnética ao dispositivo e pode ser removida ao puxar
• Todos os Anéis (Rings) dos Acessórios têm apenas uma posição correta



E Flat - Utilização geral para todo o rosto, o pescoço e o tórax



E Cone - Tratamento mais preciso para áreas específicas, como a zona à volta dos olhos, as linhas nasolabiais e pontos de pressão



E Micro-Point-Aufsatz - Maximização da circulação em zonas maiores, como a testa, as maçãs do rosto e o tórax



Hot e Cold Rings
(vendidos separadamente)

- Ligação magnética ao dispositivo e pode ser removida ao puxar
- Disponibiliza a opção de 3 definições Frias e 3 Quentes

Começar

Ligar o dispositivo TheraFace PRO

Prima e segure o botão ON/OFF para ligar o dispositivo e o ecrã OLED irá ligar-se.

Desligar

Prima e segure o botão ON/OFF novamente para desligar o dispositivo e o ecrã OLED irá desligar-se.

Desligamento automático

Se o dispositivo não for desligado manualmente ao premir o botão de Ligar/Desligar, o dispositivo irá desligar-se automaticamente após 10 minutos de inatividade.

Lista de passos básicos para começar a usar:

1. **Inicie com o rosto limpo e seco**
2. **Selecione e fixe o seu conjunto de acessório pretendido**
3. **Ligue o dispositivo**
4. **Escolha as suas definições**
5. **Começar**

NOTA: Certifique-se de que desliga o dispositivo antes de retirar os conjuntos.

Utilizar o TheraFace PRO

Comece por lavar todo o rosto e enxague duas vezes para remover os resíduos. Deixe a pele secar completamente antes de iniciar o tratamento. Certifique-se de que visita therabody.com para aceder aos protocolos de tratamento e a vídeos instrutivos.

PT

Nota: O dispositivo TheraFace PRO emitirá um sinal sonoro a cada 15 segundos. Isto irá ajudá-lo(a) a controlar o tempo de cada tratamento e irá também informá-lo(a) se um tratamento for interrompido ou tiver sido concluído.

- 1 sinal sonoro = feedback a cada 15 segundos, para poder controlar melhor os protocolos
- 2 sinais sonoros = o tratamento LED, Microcurrent, Hot ou Cold foi acidentalmente interrompido
- 3 sinais sonoros = o tratamento LED, Microcurrent, Hot ou Cold terminou

A. Funcionalidade de Percussive Therapy

1. Selecione e fixe o acessório de terapia percussiva pretendido
2. Após ligar ao TheraFace PRO, Ligue (ON) o dispositivo TheraFace PRO ao premir o Botão de Ligar//Desligar durante 2 segundos.
3. Ative a funcionalidade percussiva ao premir uma vez o botão de terapia percussiva.
4. Para alternar entre as 3 opções de velocidade (1750, 2100 e 2400 rpm), prima novamente o botão de terapia percussiva.
5. Para interromper o tratamento com terapia percussiva, prima o botão de terapia percussiva pela terceira vez.

Nota: • Pode ser combinado com Hot e Cold Rings*. - (*Hot e Cold Rings vendidos separadamente) • Não pode ser combinado com o acessório de Microcurrent ou com o LED ring

B. Tratamento LED

1. O LED ring tem 3 opções de comprimento de onda da terapia de luz: vermelho, azul e vermelho+infravermelho.
2. Para começar a usar o modo de terapia LED, fixe o LED ring ao dispositivo TheraFace PRO.
3. Ligue (ON) o dispositivo TheraFace PRO ao premir o Botão de Ligar//Desligar durante 2 segundos.
4. Depois, ligue (ON) o LED ring ao premir o botão do Conjunto do Acessório.
5. Para alternar entre as opções de luz, (azul, vermelho e vermelho+infravermelho) prima novamente o botão do Conjunto do Acessório.
6. O TheraFace PRO LED ring tem um sistema de sensor de proximidade e apenas atingirá a plena intensidade da luz (luminosidade) quando o dispositivo for colocado à distância correta do seu rosto (1,25 cm), reduzindo o brilho entretanto. Evite o contacto direto com a pele.
7. Para desligar o LED ring, passe para o modo de luz Vermelho+Infravermelho e prima o Botão do Conjunto do Acessório mais uma vez, ou desligue o dispositivo TheraFace PRO ao premir o Botão de Ligar/Desligar durante 2 segundos.

Aviso: Não ponha o LED Ring diretamente na pele. Mantenha o LED Ring cerca de 1,25 cm afastado da pele.

C. Tratamento de microcorrente

1. Retire qualquer acessório de terapia percussiva antes de fixar o Microcurrent Ring.
2. Antes de iniciar o tratamento de microcorrente, aplique o TheraOne™ Gel Condutor no seu rosto limpo e seco ou na zona do tratamento, para garantir que o mesmo é realizado corretamente.
3. Fixe o Microcurrent Ring ao dispositivo TheraFace PRO.
4. Após ligar ao TheraFace PRO, ligue (ON) o dispositivo TheraFace PRO ao premir o Botão de Ligar//Desligar durante 2 segundos.
5. Ligue o tratamento de microcorrente ao premir o botão do conjunto uma vez.
6. Para ajustar o nível de intensidade ao seu conforto, prima o botão do conjunto uma vez para alternar entre as 3 opções de intensidade.
7. Para interromper o tratamento de microcorrente, prima o botão do conjunto pela terceira vez.

Ponta PRO: Ao usar o Microcurrent Ring, deslize lentamente o dispositivo, aplicando uma pressão leve a média e mantendo as duas esferas no rosto ao mesmo tempo. Pode ser realizado um protocolo de microcorrente de 5-8 minutos uma vez a cada período de 24 horas. Certifique-se de que visita therabody.com para aceder aos protocolos de tratamento e a vídeos instrutivos.

Nota:

- Há um tempo de desligamento predefinido de 8 minutos
- Não pode ser combinado com os acessórios de terapia percussiva
- Embora o Microcurrent Ring funcione com qualquer gel condutor, recomendamos o TheraOne™ Gel Condutor, se estiver disponível no seu mercado.

Aviso: Ao usar o TheraFace PRO com o Microcurrent Ring, é necessário um primer de microcorrente. NÃO use o Microcurrent Ring na linha central do pescoço ou na zona dos olhos.

D. Primer de microcorrente: TheraOne Gel Condutor

O TheraOne™ Gel Condutor é um primer que se destina a ser usado com o aparelho TheraFace PRO antes de iniciar o tratamento de microcorrente, de forma a assegurar que o tratamento é realizado com segurança e eficácia.

Instruções:

1. Inicie com o rosto limpo e seco.
2. Aplique uma camada do gel condutor, idêntica à de uma máscara, em todas as áreas de tratamento do rosto e pescoço.
3. Após o tratamento com o microcurrent ring, enxague e aplique com o seu hidratante favorito.

Advertências: Usar apenas conforme indicado. Evitar o contacto com os olhos. Não usar na linha central do pescoço. Antes do início do tratamento de microcorrente, testar aplicando primeiro uma pequena quantidade de TheraOne Gel Condutor numa pequena parte de pele. A pele pode absorver gel durante a sessão de microcorrente; voltar a aplicar, se necessário, para garantir um deslizar uniforme do aparelho sobre a pele.

Se já usa um toner, sérum, hidratante e/ou FPS, aplique por esta ordem, após a conclusão de qualquer protocolo do TheraFace PRO:

1. Toner: Passe um pouco de algodão com toner suavemente pelo rosto, evitando a zona dos olhos e concentrando-se no nariz, na prega nasal e no queixo
2. Sérum: aplicar o sérum
3. Hidratante: aplicar o hidratante
4. FPS: aplicar o FPS apenas de manhã ou durante o dia

Dispositivo TheraFace PRO após o cuidado e limpeza

Após o tratamento de cuidado da pele

Limpe o rosto com uma toalha de rosto quente e húmida.

Manutenção do dispositivo

As instruções de manutenção seguintes são importantes para garantir que o seu dispositivo continua a funcionar conforme pretendido. Se não seguir estas instruções, o seu dispositivo pode deixar de funcionar.

Cuidado e limpeza

Inspecione visualmente o dispositivo TheraFace PRO e os anéis acessórios para ver se há sinais evidentes de acumulação de resíduos. Limpe o dispositivo e os conjuntos de acessórios com um pano húmido ou uma toalhita de limpeza sem álcool. Após limpar, deixe o dispositivo e os conjuntos de acessórios secar bem antes de os guardar ou de iniciar outro protocolo de tratamento. Um dispositivo bem limpo não deve ter sinais visíveis de resíduos ou humidade.

Nota : Este produto não é impermeável; limpe apenas com um pano húmido ou com uma toalhita de limpeza sem álcool, usando os mesmos para esfregar o dispositivo e os conjuntos de acessórios. Não mergulhe o dispositivo em água nem o lave sob água corrente (à exceção do Cleaning Ring). Não deixe o dispositivo entrar em contacto com quaisquer soluções corrosivas, que danificariam o seu aspeto e funcionamento. Guarde o dispositivo num local fresco e seco (Temperatura: 0 °C/32 °F - 40 °C/104 °F Humidade relativa: 10~95% RH). Não guarde o dispositivo ou a bateria em locais em que as temperaturas possam exceder 40 °C/104°F como, por exemplo, exposto a luz solar direta ou num veículo.

Carregar o TheraFace PRO

- O TheraFace PRO é compatível com USB-C, com o conector na parte inferior do dispositivo.

- O TheraFacePRO inclui um cabo USB-C para USB-A.
- Pode ligar o dispositivo a qualquer adaptador USB padrão.
- O TheraFacePRO é compatível com o carregamento rápido se for carregado com um adaptador USB-C.

Nota: Certifique-se de que o carregador é de um fabricante certificado e não sofreu danos estruturais. O dispositivo TheraFace PRO não funciona enquanto está a carregar.

TheraFace PRO - Avisos e orientações (precauções e contraindicações)

Contexto

Este dispositivo destina-se a ser usado nas zonas do rosto, do pescoço e da parte superior do tórax. Caso tenha quaisquer preocupações ou doenças específicas, consulte o seu médico antes de usar este produto. Há alturas em que é aconselhável mudar a forma como os dispositivos são usados (precauções) ou alturas em que não é adequado usar determinados dispositivos (contraindicações). O documento seguinte especifica estas precauções e contraindicações para cada modalidade ou acessório de tratamento incluído com o dispositivo TheraFace PRO à data de impressão. Para obter informações atualizadas, visite-nos online.

Informação de segurança importante

Utilização do TheraFace PRO em geral

Leia na íntegra os Avisos e Orientações antes de usar o TheraFacePRO.

Este dispositivo é contra-indicado e não deve ser usado por ou em alguém com um historial de epilepsia, convulsões ou cardiopatia. O TheraFace PRO não é recomendado para ninguém que tenha implantado um dispositivo eletrónico (como um pacemaker), arritmia cardíaca, tumores ou episódios agudos de doenças inflamatórias. O dispositivo não é recomendado para pessoas com arteriosclerose, que tenham tido trombozes ou que tenham implantes na zona do corpo que é alvo de tratamento. Os implantes dentários devem ser devidamente fixados antes de usar o dispositivo. Não use o dispositivo nos olhos, nas pálpebras ou na zona imediatamente à volta do olho (zona periorbital). O dispositivo não deve ser usado se tiver manchas castanho-escuras ou pretas, tais como sardas grandes, sinais de nascença ou verrugas na área a tratar. Não é recomendável usar o dispositivo se tiver eczema, psoríase, lesões, feridas abertas ou infeções ativas para além da acne ligeira a moderada, tais como aftas, na área a tratar. Aguarde que a zona infetada fique curada antes de usar o dispositivo. Não deve usar o dispositivo se tiver doenças da pele causadas pela diabetes ou outras doenças sistémicas ou metabólicas. Não é recomendável usar este dispositivo se tiver um historial de surtos de herpes na zona a tratar, a menos que tenha consultado o seu médico e tenha recebido tratamento preventivo antes de usar o dispositivo. Consulte o seu médico antes de usar o dispositivo se estiver grávida e/ou a amamentar. **Pare de usar o dispositivo imediatamente ao primeiro sinal de desconforto.**

O dispositivo não é recomendado para qualquer pessoa com menos de 18 anos sem a supervisão de um adulto e deve ser mantido fora do alcance das crianças. Se tiver quaisquer preocupações médicas, se tomar medicamentos que causem sensibilidade à luz, ou se foi submetido(a) a uma cirurgia no rosto ou a outras intervenções cirúrgicas, consulte o seu médico antes de usar o dispositivo.

Acessório Microcurrent Ring

Estas recomendações derivam da consulta de médicos especialistas e de investigações publicadas em matéria de precauções e contraindicações à data da impressão. Para obter informações atualizadas, visite-nos online.

Quando usar o dispositivo com o tratamento de microcorrente **é obrigatório** usar um primer gel condutor de microcorrente. Antes do início do tratamento de microcorrente, testar aplicando primeiro uma pequena quantidade de gel condutor numa pequena parte de pele.

Precauções

- Lesão recente, cirurgia ou tratamento facial, tais como neurotoxina, enchimento cutâneo, microagulhas, laser e/ou peeling químico, até a pele curar completamente
- Não usar durante um surto do vírus Herpes Simplex
- Não usar sobre pelos faciais; os pelos faciais devem ser removidos antes da utilização, pois podem interferir com a condutividade
- Não usar se sofrer de alguma doença cardíaca
- Não usar diretamente sobre o centro do pescoço (osso), nomeadamente, deve evitar a tireoide
- Não usar na zona dos seios
- Não usar sobre o tórax
- Não usar na zona da virilha
- Não usar diretamente nos olhos, nas pálpebras ou na zona imediatamente à volta do olho (zona periorbital).
- Não aplicar em pele danificada

- Não usar em crianças

Contraindicações

As seguintes são circunstâncias em que os potenciais riscos podem sobrepor-se aos benefícios. Consulte um médico antes de usar.

- Erupção cutânea, feridas abertas, inflamação dos tecidos locais, infeções, hematomas ou tumores
- Pacemaker ou outros dispositivos eletrónicos implantados
- Epilepsia
- Gravidez
- Cancro/tumores
- Trombose
- Flebite
- Placas ou pinos de metal na zona de aplicação
- desfibriladores/estimuladores implantados

Acessório LED Ring (Terapias com LED Vermelho, LED Vermelho+Infravermelho e LED Azul)

Estas recomendações derivam da consulta de médicos especialistas e de investigações publicadas em matéria de precauções e contraindicações à data da impressão. Para obter informações atualizadas, visite-nos online.

Precauções

- Lesão recente, cirurgia ou tratamento facial, tais como neurotoxina, enchimento cutâneo, microagulhas, laser e/ou

peeling químico, até a pele curar completamente.

- Surto atual do vírus Herpes Simplex
- Para pelos faciais: Usar o LED sobre os pelos faciais, seguindo o padrão do crescimento dos pelos (regra geral, num movimento descendente)
- Não aplicar diretamente no globo ocular/pálpebra
- Não aplicar em pele danificada
- Não aplicar retinol antes do uso da luz LED

Contraindicações:

As seguintes são circunstâncias em que os potenciais riscos podem sobrepor-se aos benefícios. Consulte um médico antes de usar.

- Erupção cutânea, feridas abertas, inflamação dos tecidos locais, infeções, hematomas ou tumores
- Gravidez/amamentação
- Sensações anormais (por exemplo, dormência)
- Cancro/tumores
- Epilepsia
- Cardiopatia (doença cardíaca)
- Fotoalergia ou doença relacionada com a luz (por exemplo, Lúpus, porfiria)
- Medicamentos que causem sensibilidade à luz
- Medicamentos para a acne grave
- Sensibilidade extrema à luz
- Melasma ou hiperpigmentação (especialmente se exacerbada por calor suave)
- Seções suspeitas ou raras da pele, consulte o seu médico
- Se tomar ou usar retinol, medicamentos ou produtos sensíveis ao sol ou peróxido de benzoílo, não utilizar a luz infravermelha

Acessórios de Percussive Therapy (Flat, Cone, Micro-point)

Estas recomendações derivam da consulta de médicos especialistas e de investigações publicadas em matéria de precauções e contraindicações à data da impressão. Para obter informações atualizadas, visite-nos online.

Precauções:

Deve ter o devido cuidado nestas circunstâncias e talvez seja necessário modificar a utilização dos dispositivos (como por exemplo, o acessório usado, a força aplicada, a posição do corpo, evitar usar em contacto direto com uma zona, etc.). Quando adequado ou se tiver quaisquer preocupações, consulte um médico.

- Lesão recente, cirurgia ou tratamento facial, tais como neurotoxina, enchimento cutâneo, microagulhas, laser e/ou peeling químico, até a pele curar completamente.
- Surto atual do vírus Herpes Simplex
- Hipertensão (controlada)
- Sensações anormais (por exemplo, dormência)
- Sensibilidade à pressão
- Medicamentos que podem alterar sensações
- Não aplicar diretamente no globo ocular/pálpebra
- Não aplicar em pele danificada

Contraindicações:

As seguintes são circunstâncias em que os potenciais riscos podem sobrepor-se aos benefícios. Consulte um médico antes de usar.

- Erupção cutânea, feridas abertas, inflamação dos tecidos locais, infeções, hematomas ou tumores
- Fratura óssea ou miosite ossificante
- Hipertensão (não controlada)
- Doença cardíaca, hepática ou renal aguda ou grave
- Doenças neurológicas que resultam na perda ou alteração da sensação
- Aplicação direta nos olhos ou na garganta
- Doenças hemorrágicas
- Cirurgia ou ferimento recente
- Doenças dos tecidos conjuntivos
- Insuficiência ou doença vascular periférica
- Medicamentos que tornam o sangue mais fluido ou alteram as sensações
- Pressão direta sobre o local de uma intervenção cirúrgica ou um aparelho
- Dor ou desconforto extremos
- Pacemaker, ICD ou historial de embolia

Acessório Cleansing Ring

Estas recomendações derivam da consulta de médicos especialistas e de investigações publicadas em matéria de precauções e contraindicações à data da impressão. Para obter informações atualizadas, visite-nos online.

Precauções:

- Lesão recente, cirurgia ou tratamento facial, tais como neurotoxina, enchimento cutâneo, microagulhas, laser e/ou peeling químico, até a pele curar completamente.

- Surto atual do vírus Herpes Simplex
- Se tiver pelos faciais, use o Cleansing Ring, seguindo o padrão do crescimento dos pelos (regra geral, num movimento descendente) e/ou faça pequenos movimentos circulares, caso se sinta confortável
- Não aplicar diretamente no globo ocular/pálpebra
- Não aplicar em pele danificada

Contraindicações:

As seguintes são circunstâncias em que os potenciais riscos podem sobrepor-se aos benefícios. Consulte um médico antes de usar.

- Erupção cutânea, feridas abertas, inflamação dos tecidos locais, infeções, hematomas ou tumores

Acessório Hot Ring

Estas recomendações derivam da consulta de médicos especialistas e de investigações publicadas em matéria de precauções e contraindicações à data da impressão. Para obter informações atualizadas, visite-nos online.

Precauções:

- Lesão recente, cirurgia ou tratamento facial, tais como neurotoxina, enchimento cutâneo, microagulhas, laser e/ou peeling químico, até a pele curar completamente.
- Surto atual do vírus Herpes Simplex
- Não aplicar diretamente no globo ocular/pálpebra
- Não aplicar em pele danificada

Contraindicações:

As seguintes são circunstâncias em que os potenciais riscos podem sobrepor-se aos benefícios. Consulte um médico antes de usar.

- Erupção cutânea, feridas abertas, inflamação dos tecidos locais, infecções, hematomas ou tumores

Acessório Cold Ring

Estas recomendações derivam da consulta de médicos especialistas e de investigações publicadas em matéria de precauções e contraindicações.

Precauções:

- Lesão recente, cirurgia ou tratamento facial, tais como neurotoxina, enchimento cutâneo, microagulhas, laser e/ou peeling químico, até a pele curar completamente.
- Surto atual do vírus Herpes Simplex
- Para pelos faciais, usar o Cold Ring conforme indicado no protocolo padrão
- Não aplicar no globo ocular/pálpebra
- Não aplicar em pele danificada

Contraindicações:

As seguintes são circunstâncias em que os potenciais riscos podem sobrepor-se aos benefícios. Consulte um médico antes de usar.

- Erupção cutânea, feridas abertas, inflamação dos tecidos locais, infecções, hematomas ou tumores
- Hipersensibilidade ao frio/Urticária causada pelo frio
- Insuficiência circulatória

Avisos adicionais da unidade

Ao utilizar o dispositivo, deverá cumprir sempre estas precauções básicas:

1. **UTILIZAR APENAS COMO INDICADO.** Use o dispositivo apenas conforme descrito no Manual do Utilizador. Utilize apenas os acessórios e peças de substituição recomendados. Não faça qualquer manutenção pelos seus meios.
2. **NÃO DEVER SER USADO POR CRIANÇAS.** O dispositivo não se destina a ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou de raciocínio reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos sobre a utilização do dispositivo, exceto se tiverem recebido supervisão ou instrução por uma pessoa responsável. Não permita que o dispositivo seja utilizado como um brinquedo. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o dispositivo.
3. **LOCALIZAÇÕES DE CARREGAMENTO.** O dispositivo deve ser carregado num espaço interior, seco e bem ventilado. Não carregue o dispositivo no exterior, numa casa de banho ou a uma distância inferior a 3,1 metros de uma banheira ou uma piscina. Não utilize o dispositivo ou o carregador sobre superfícies molhadas e não exponha o carregador a humidade, chuva ou neve. Não utilize o dispositivo na presença de atmosferas explosivas (fumos gasosos, poeiras ou materiais inflamáveis). Podem ser geradas faíscas, possivelmente causando um incêndio.
4. **NÃO SOBRECARRREGAR.** Não deixe a bateria no carregador durante mais de uma hora depois da mesma estar completamente carregada. A bateria inclui um sistema para evitar o risco de sobreaquecimento. Contudo, sobreaquecimento pode reduzir a vida útil do sistema ao longo do tempo.
5. **NÃO QUEIMAR OU INCINERAR O DISPOSITIVO OU AS BATERIAS DO MESMO.** A bateria pode explodir, causando danos ou ferimentos pessoais. Quando a bateria é queimada são criados materiais e vapores tóxicos.
6. **NÃO ESMAGAR, DEIXAR CAIR OU DANIFICAR AS BATERIAS OU O CARREGADOR DO DISPOSITIVO.** Não utilize um carregador que tenha recebido um golpe forte, que tenha caído, que tenha sido atropelado ou que esteja de alguma forma danificado.
7. **OS QUÍMICOS DA BATERIA CAUSAM QUEIMADURAS PERIGOSAS.** Nunca deixe que a bateria interna entre em contacto com a pele, os olhos ou a boca. Se uma bateria danificada tiver uma fuga de químicos, utilize luvas de borracha ou de neopreno para a eliminar. Se a pele for exposta aos fluidos da bateria, lave-a com água e sabão e enxague com vinagre. Se os olhos forem expostos a químicos da bateria, enxague imedia-

- tamente com água durante 20 minutos e procure cuidados médicos. Retire e descarte qualquer roupa contaminada.
8. **NÃO CAUSAR CURTOS-CIRCUITOS.** Uma bateria irá entrar em curto-circuito se um objeto metálico realizar uma ligação entre os contactos positivo e negativo na bateria ou no conector de 16V. Não coloque a bateria perto de nada que possa causar um curto-circuito como, por exemplo, moedas, chaves ou pregos no seu bolso. Uma bateria em curto-circuito pode causar um incêndio ou ferimentos pessoais.
 9. **NÃO USAR DEBAIXO DE MANTAS E ALMOFADAS OU ENTRE AS ALMOFADAS DO SOFÁ.** Pode ocorrer um aquecimento excessivo e causar um incêndio, choque elétrico ou ferimentos pessoais.
 10. **ARMAZENAMENTO DO DISPOSITIVO E DA BATERIA.** Armazene num local fresco e seco. Carregue o dispositivo apenas quando a temperatura ambiente estiver entre 0 °C/32 °F - 40 °C/104 °F. Não armazene o dispositivo ou as baterias num local onde as temperaturas possam exceder 40 °C/104 °F como, por exemplo, exposto a luz solar direta ou num veículo.
 11. **DESCARTAR AS BATERIAS.** As baterias de íões de lítio do TheraFace PRO para o dispositivo são mais amigas do ambiente do que alguns dos outros tipos de baterias. Elimine

- sempre as baterias do dispositivo de acordo com os regulamentos federais, estatais e locais. Contacte uma agência de reciclagem na sua área para obter soluções de reciclagem. Até baterias sem carga podem conter alguma energia.
12. **NÃO DESMONTAR.** A desmontagem ou a montagem incorreta pode resultar em risco de choque elétrico, incêndio ou exposição aos químicos da bateria. A garantia será nula se o dispositivo, as baterias ou o carregador forem desmontados ou se quaisquer peças tiverem sido removidas.
 13. **ASSISTÊNCIA.** Se o dispositivo, as baterias ou o carregador não estiverem a funcionar corretamente, o dispositivo tiver recebido um impacto forte, tiver caído, estiver danificado, tiver sido deixado no exterior, ou se tiver caído dentro de água, não o utilize. Não tente reparar ou desmontar o dispositivo, pois pode resultar em choque elétrico ou incêndio.
 14. **NÃO UTILIZAR DURANTE O BANHO OU NO CHUVEIRO, NA BANHEIRA OU NO LAVATÓRIO.** Não coloque ou guarde o dispositivo ou baterias num local onde possam cair ou possam ser puxados para dentro de uma banheira ou lavatório. Não coloque ou deixe cair o aparelho dentro de água ou de outro líquido. Não toque num aparelho que tenha caído dentro de água ou que tenha entrado em contacto com água. Desligue o aparelho imediatamente da tomada.
 15. **LIMITADOR TÉRMICO.** O dispositivo tem um limitador

térmico de reposição automática que desliga o dispositivo para impedir sobreaquecimento e incêndio.

16. **FICHA POLARIZADA.** Para reduzir o risco de choque elétrico, este aparelho tem uma ficha polarizada (uma lâmina é mais larga que a outra). A ficha entrará numa tomada polarizada apenas de uma forma. Se a ficha não entrar completamente na tomada, volte a ficha ao contrário. Se ainda assim não entrar completamente, contacte um eletricista qualificado para instalar a tomada TheraGun apropriada. Não altere a ficha de nenhuma forma.
17. **NÃO UTILIZAR** o dispositivo em locais em que estejam a ser usados aerossóis (sprays) ou onde esteja a ser administrado oxigénio.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Risco

1. Use o dispositivo TheraFace PRO e os conjuntos de acessórios apenas conforme descrito neste Manual do Utilizador. Os riscos e perigos de usar o dispositivo TheraFace PRO e os conjuntos de acessórios de qualquer forma que não a especificada no Manual do Utilizador são desconhecidos e podem resultar em efeitos secundários negativos.
2. A utilização deste dispositivo TheraFace PRO sobre a órbita ocular ou a pálpebra não foi testada, pelo que os riscos são desconhecidos.

Rótulos

Nº.	SÍMBOLOS	DESCRIÇÃO
1		Marca CE
2		a Restrição de Substâncias Perigosas
3		"REEE (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos)". Os resíduos de produtos devem ser tratados legalmente.
4		Manter seco
5		.FCC - Comissão Federal de Comunicações
6		Leia o manual do utilizador antes de usar
7		Peça aplicada tipo BF.

Especificações do produto

CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE BÁSICA

Fonte de alimentação	Adaptador USB-A ou USB-C fornecido pelo utilizador
Luz indicadora	SIM
Materiais do invólucro	PC

FUNCIONALIDADES ADICIONAIS

Ambiente de funcionamento	Temperatura: 0 ~ 40 °C Humidade relativa: < 93% RH
Ambiente de armazenamento	Temperatura: -25 °C ~ 50 °C Humidade relativa: 10~95% RH
Pressão atmosférica de utilização	70-106 Kpa

Para o tratamento de Microcorrente:

Área estimulada	Rosto e pescoço
Número de modos	3
Nível de intensidade de saída	4
Luz indicadora	Sim, ecrã OLED
Intervalo do temporizador	5-8 minutos por dia durante 6 semanas
Materiais do invólucro	Consola: plástico PC

ESPECIFICAÇÃO DE SAÍDA

Forma de onda	Bifásica pulsada
Tensão de funcionamento	0 - 15,5 V
Potência máxima	24 mW
Desligamento automático	Sim
Tensão de saída máxima (+/- 10%)	210-280 mV @ 500 Ohm 0,8 - 1,2 V @ 2k Ohm 4,75 - 5,2 V @ 10k Ohm

Largura do impulso Ligado 60 ms / Desligado 60 ms

Carga líquida N/A - Funciona a bateria

Densidade máxima da 1,36125 mW/cm² @ 500Ω

Potência da luz
(mW//cm2) Infravermelho+Vermelho 70 ±5%/60 ±5%
Luz vermelha 60 ±5% Luz azul 45 ±5%

PARA PERCUSSIVE THERAPY

Percussão 1750, 2100 e 2400 rpm

Frequência 1750rpm: 29,1 Hz 2100rpm: 35 Hz 2400 rpm: 40 Hz

Segurança, EMC e biocompatibilidade

1. Este dispositivo é um equipamento de Classe II com peça aplicada do tipo BF. Cumpre as Normas de Segurança Elétrica Médica (IEC 60601-1).
2. Este dispositivo também cumpre a Norma Médica EMC (IEC 60601-1-2).
3. Todos os materiais que contactam diretamente com o utilizador, no que respeita ao invólucro do dispositivo principal e os contactos de saída, são biocompatíveis para a utilização a que se destina. Cumprem as normas de biocompatibilidade ISO 10993-5 (Citotoxicidade) e ISO 10993-10 (Irritação e Sensibilização).

O TheraFace PRO foi testado e verificou-se que cumpre os limites de compatibilidade eletromagnética ("electromagnetic compatibility", EMC) para dispositivos médicos da IEC 60601-1-2: 2007. Estes limites são concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação médica típica.

CUIDADO:

Não colocar o dispositivo perto de quaisquer dispositivos com Interferência Eletromagnética (IEM), tais como telemóveis, ressonância magnética (RM), tomografia axial computadorizada (TAC), diatermia, Identificação por radiofrequência (RFID), etc. ou ambiente de RM. Dispositivos com IEM ou RF ou ambiente de RM podem afetar o normal funcionamento do dispositivo ou ser prejudiciais para o utilizador.

Declaração de conformidade da FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar funcionamento indesejado. As alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo responsável pela conformidade, podem anular a autoridade do utilizador em operar o equipamento.

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 das regras da FCC. Estes limites são concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às radiocomunicações. No entanto, não há garantias de que não ocorram interferências numa determinada instalação.

Se este equipamento causar interferência prejudicial à receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, o utilizador deve tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou recolocar a antena recetora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento numa tomada num circuito diferente ao qual o recetor está ligado.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

DECLARAÇÃO DO FABRICANTE – EMISSÕES ELETROMAGNÉTICAS

O TheraFace PRO destina-se a ser utilizado nos ambientes eletromagnéticos descritos abaixo. O cliente ou o utilizador do TheraFace PRO deve garantir a utilização nesse ambiente.

TESTE DE EMISSÕES	CONFORMIDADE	AMBIENTE ELETROMAGNÉTICO – ORIENTAÇÕES
Emissões de RF CISPR 11	Grupo 1	O TheraFace PRO usa energia por RF apenas para o seu funcionamento interno. Por isso, as suas emissões de RF são muito baixas e é pouco provável que causem qualquer interferência em equipamentos eletrónicos na proximidade. O TheraFace PRO é adequado para utilização em todos os estabelecimentos, incluindo os estabelecimentos domésticos e estabelecimentos diretamente ligados à rede pública de abastecimento de energia elétrica de baixa tensão a edifícios utilizados para fins domésticos.
Emissões de RF CISPR 11	Classe B	
Emissões harmónicas IEC 61000-3-2	Classe A	
Função de tensão / emissões de cintilação IEC 61000-3-2	Cumpre	

PT

DECLARAÇÃO DO FABRICANTE – IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA

O TheraFace PRO destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético descrito abaixo. O cliente ou o utilizador do TheraFace PRO deve garantir a utilização nesse ambiente.

TESTE DE IMUNIDADE	IEC 60601 – TESTE DO NÍVEL	NÍVEL DE CONFORMIDADE	AMBIENTE ELETROMAGNÉTICO – ORIENTAÇÕES
Descarga eletrostática (DEE) IEC 61000-4-2	±6 kV contacto ±8 kV ar	±6 kV contacto ±8 kV ar	O pavimento deve ser de madeira, cimento ou azulejo. Se o pavimento for revestido por um material sintético, a humidade relativa deve ser pelo menos de 30%.
Pico/ descarga eletrostática IEC 61000-4-4	±2 kV para linhas de alimentação ±1 kV para linhas de entrada/saída	±2 kV para linhas de alimentação ±1 kV para linhas de entrada/saída	A fonte de alimentação deve ser a habitual num ambiente comercial ou hospitalar.
Surto IEC 61000-4-5	±1 kV modo diferencial ±2 kV modo comum	±1 kV modo diferencial ±2 kV modo comum	A fonte de alimentação deve ser a habitual num ambiente comercial ou hospitalar.
Baixas da tensão, pequenas interrupções e variações da tensão nas linhas de entrada da alimentação IEC 61000-4-11	< 5% U_T (>95% descida em UT) durante 5 seg.	< 5% U_T (>95% descida em UT) durante 5 seg.	A fonte de alimentação deve ser a habitual num ambiente comercial ou hospitalar. Se o utilizador do TheraFace PRO necessitar de um funcionamento contínuo durante as interrupções da fonte de alimentação, recomenda-se que o TheraFace PRO seja alimentado por uma fonte de alimentação ininterrupta ou por uma bateria.
Frequência elétrica (50/60 Hz) do campo magnético IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	A frequência elétrica dos campos magnéticos deve ter níveis característicos de um ambiente comercial ou hospitalar típico.

NOTA: UT é a tensão da CA antes de se aplicar o nível de teste.

TESTE DE IMUNIDADE	IEC 60601 – TESTE DO NÍVEL	NÍVEL DE CONFORMIDADE	AMBIENTE ELETROMAGNÉTICO – ORIENTAÇÕES
RF conduzida IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz	3V	Os equipamentos de comunicações portáteis móveis por RF não devem ser utilizados na proximidade de qualquer parte da Estação higi, incluindo dos cabos, sem cumprir as recomendações de distância, calculadas com base na equação aplicável à frequência de transmissão. Distância de separação recomendada Em que p é a potência máxima de saída do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor e d é a distância de separação recomendada em metros (m).^b A intensidade do campo de transmissores fixos por RF, conforme determinado por um levantamento eletromagnético do local, deve ser inferior ao nível de conformidade em cada intervalo de frequências.^b Podem ocorrer interferências nas proximidades do equipamento assinalado com o seguinte símbolo:
RF radiada IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz a 2,5 GHz	3V/m	NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se o intervalo de frequência mais elevado. NOTA 2 Estas orientações podem não ser aplicáveis a todas as situações. A eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

a Os campos de força de transmissores, tais como estações base de telefones de rádio (móveis/sem fios) e rádios móveis terrestres, rádio amador, transmissões de rádio AM e FM, e transmissões de TV não podem ser previstas teoricamente com exatidão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores fixos por RF, deve ser considerado fazer-se um levantamento eletromagnético do local. Se a intensidade do campo medida no local em que o TheraFace PRO é utilizado exceder o nível de conformidade de RF acima aplicável. O TheraFace PRO deve ser observado para verificar se está a funcionar normalmente. Se for observado um desempenho anómalo, podem ser necessárias medidas adicionais, tais como a reorientação ou a realocação da Estação higi.

b Acima do intervalo de frequências de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades do campo devem ser abaixo de 3 V/m.

Distâncias de separação recomendadas entre o equipamento de comunicações de RF portátil e móvel e o EQUIPAMENTO ou SISTEMA – Para EQUIPAMENTOS e SISTEMAS que não são de APOIO À VIDA

Distâncias de separação recomendadas entre equipamento de comunicações RF portátil e móvel, e a Estação higi

O dispositivo TheraFace PRO destina-se a ser utilizado num ambiente eletromagnético em que as perturbações causadas por radiações de RF estão controladas. O cliente ou o utilizador do TheraFace PRO pode ajudar a prevenir interferências eletromagnéticas mantendo uma distância mínima entre o equipamento de comunicação portátil e móvel por RF (transmissores) e o TheraFace PRO, conforme abaixo recomendado, e de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicação.

Saída máxima do transmissor classificada W	Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor m		
	150 kHz a 80 MHz	80 MHz a 800 MHz	800 MHz a 2,5 GHz
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Para aceder a informações completas sobre a garantia, visite: www.therabody.com/warranty. Para solicitar o envio de uma cópia da garantia por correio, pode enviar um pedido para o seguinte endereço:

Therabody - Warranty
Therabody, Inc. Attn: Customer Service
6100 Wilshire Blvd. Ste 200
Los Angeles, Ca. 90048

*Tenha em atenção que este não é um endereço para devoluções nem um local de vendas a retalho.
Não serão aceites produtos ou volumes Therabody neste local*

No caso de transmissores classificados com uma potência máxima de saída não indicada acima, a distância de separação recomendada em metros (m) pode ser estimada usando a equação aplicável à frequência do transmissor, em que P é a potência máxima de saída do transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor.

NOTA 1A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para o intervalo de frequência mais elevado.

NOTA 2 Estas orientações podem não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

Обзор продукта

TheraFace PRO

Прогрессивное решение для здоровья лица.

TheraFacePRO —карманный прибор 4-в-одном, который предлагает кардинально новый уровень ухода за лицом: помогает уменьшить напряжение, расслабляет мышцы лица и делает кожу здоровой на вид, мягко стимулируя лицо. Микротоки, синий, красный и красный +инфракрасный светодиоды и очищающие процедуры позволяют настроить собственный режим ухода за лицом одним удобным в использовании универсальным прибором. Используйте разные циклы ухода для лифтинга, тонизирования, восстановления и глубокого очищения. TheraFace PRO —универсальное решение для оптимального здоровья и оздоровления кожи лица.


Предполагаемое использование

TheraFace PRO предназначен для уменьшения напряжения, расслабления мышц лица и более красивого вида кожи благодаря мягкой стимуляции лица. Разные циклы ухода разработаны для лифтинга, тонизирования, восстановления и глубокого очищения.

Перкуссионная терапия

Перкуссионная терапия —теперь и для ухода за лицом.

Массаж лица для снятия напряжения и расслабления мышц лица




RU



Токопроводящий гель TheraOne™


Основа-гель, предназначенная для использования с устройством TheraFace PRO и наносимая перед микротоковой терапией для ее безопасного и эффективного проведения.



Microcurrent Ring

Микротоки укрепляют и подтягивают кожу
Микротоки улучшают мышечный тонус и подтягивают контур лица/шеи


- Магнитное соединение с прибором; для отсоединения необходимо потянуть
- Процедура с применением микротоков проводится с помощью Microcurrent Ring



Cleansing Ring

В процессе очищения с лица удаляются грязь, кожное сало и другие загрязнения

- Магнитное соединение с прибором; для отсоединения необходимо потянуть
- Все очищение обеспечивается с помощью Cleansing Ring



LED Ring: красный свет

Красный свет *помогает* уменьшить морщины в околоорбитальной области (морщины вокруг глаз)

LED Ring: синий свет

Синий свет *помогает* уменьшить акне легкой или умеренной степени тяжести

LED Ring: Красный +инфракрасный свет

Красный +инфракрасный свет *предназначен* для уменьшения периорбитальных морщин (морщин вокруг глаз) и обеспечивает терапевтическое прогревание для временного уменьшения боли и дискомфорта

**(синий свет не предназначен для лечения акне тяжелой степени или уменьшения его проявлений.)*

LED Ring:синий/красный/ красный+ИК

- ° Магнитное соединение с прибором; для отсоединения необходимо потянуть
- ° Светодиодная процедура проводится с помощью LED Ring



Пример морщин в околоорбитальной области


Пример акне легкой степени тяжести

Пример акне умеренной степени тяжести

Примеры акне тяжелой степени*

Знакомство с прибором TheraFace PRO

- A Кнопка включения питания**
- Включает устройство ON / OFF
- B Кнопка Percussive Therapy («Перкуссионная терапия»)**
- Управляет перкуссионной насадкой
- C Кнопка Ring («Кольцо»)**
- Управляет кольцом насадки
- D Кольцо насадки**
- Магнитное соединение с прибором; для отсоединения необходимо потянуть
 - Все кольца насадки имеют только одно правильное положение
- D Насадки для перкуссионной терапии**
- Магнитное соединение с прибором; для отсоединения необходимо потянуть
 - Все кольца насадки имеют только одно правильное положение



E Flat- общее использование для всего лица, шеи и зоны декольте

E Cone - более точная обработка конкретных участков, например, вокруг глаз, по носо-губным линиям и в точках снятия напряжения

E Micro-point - максимально увеличивает циркуляцию на больших по размеру участках, например, на лбу, щеках и в зоне декольте

Hot и Cold Rings (продаются отдельно)

- Магнитное соединение с прибором; для отсоединения необходимо потянуть
- 3 настройки для Cold Ring и 3 настройки для Hot Ring

Начало работы

Включение прибора TheraFace PRO

Нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF на приборе, чтобы включить OLED-дисплей.

Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF на приборе, чтобы выключить OLED-дисплей.

Автоматическое выключение

Если не выключить прибор вручную, нажав на кнопку питания, он автоматически выключится через 10 минут отсутствия активности.

Перечислите базовые начальные шаги:

1. Перед началом убедитесь, что кожа лица чистая и сухая.
2. Выберите и прикрепите необходимо кольцо насадки.
3. Включите прибор.
4. Выберите свои настройки.
5. Начните процедуру.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед тем, как снять кольца-насадки, обязательно выключите подачу питания на прибор.

Использование TheraFace PRO

Сначала полностью вымойте лицо и дважды прополощите его, чтобы удалить остатки жидкости. Полностью высушите кожу до начала процедуры. Обязательно ознакомьтесь с протоколами терапии и посмотрите видеоинструкции на сайте therabody.com.

Примечание. Прибор TheraFace PRO будет издавать звук каждые 15 секунд. Так вы сможете следить за временем каждой процедуры, а также узнаете о ее прекращении или завершении.

- 1 звуковой сигнал = сигнал каждые 15 сек. для оптимального планирования времени процедуры
- 2 звуковых сигнала = случайное прекращение процедуры LED, Microcurrent, Hot или Cold
- 3 звуковых сигнала = завершение процедуры LED, Microcurrent, Hot или Cold

A. Функция Percussive Therapy

1. Выберите и прикрепите к прибору необходимую насадку для перкуссионной терапии.
2. Закрепив ее на TheraFace PRO, переведите прибор TheraFace PRO в режим ON, нажимая на кнопку питания в течение 2 секунд.
3. Включите функцию перкуссионной терапии одним нажатием на кнопку перкуссионной терапии.
4. Для переключения между 3 скоростными режимами (1750, 2100 и 2400 об./мин.) снова нажмите на кнопку перкуссионной терапии.

5. Чтобы остановить перкуссионную терапию, нажмите на кнопку перкуссионной терапии в третий раз.

Примечание: • Можно объединять с Hot и Cold Rings*. - (*Hot и Cold Rings продаются отдельно) • Нельзя объединять с насадкой Microcurrent или LED ring.

B. Светодиодная терапия

1. В режиме LED ring есть 3 варианта длины волны световой терапии: красный, синий и красный+инфракрасный.
2. Чтобы начать пользоваться режимом светодиодной терапии, прикрепите LED ring к прибору TheraFace PRO.
3. Переведите прибор TheraFace PRO в режим ON, нажимая на кнопку питания в течение 2 секунд.
4. Затем переведите LED ring на ON, нажав на кнопку кольца насадки.
5. Для переключения между вариантами света (синий, красный и красный+инфракрасный) нажмите на кнопку кольца насадки еще раз.
6. У TheraFace PRO LED ring есть система датчика присутствия, и он будет гореть с полной интенсивностью (яркостью) только при размещении прибора на нужном расстоянии от лица (1,3 см), при этом на промежуточном этапе яркость будет меньше. Избегайте прямого контакта с кожей.
7. Чтобы отключить LED ring, перейдите в световой режим красный+ИК и нажмите на кнопку кольца насадки еще раз или отключите питание от прибора TheraFace PRO, нажимая на кнопку питания в течение 2 секунд.

ВНИМАНИЕ! Не ставьте LED Ring прямо на кожу. Держите LED Ring на расстоянии приблизительно 1,3 см от кожи.

С. Терапия микротоком

1. Снимите насадку для перкуссионной терапии перед установкой Microcurrent Ring.
2. До начала терапии микротоком на чистую, сухую кожу лица или обрабатываемый участок нанесите проводящий гель TheraOne™ для правильного проведения процедуры.
3. Прикрепите Microcurrent Ring к прибору TheraFace PRO.
4. Закрепив ее на TheraFace PRO, переведите прибор TheraFace PRO в режим ON, нажимая на кнопку питания в течение 2 секунд.
5. Включите режим терапии микротоком, нажав один раз на кнопку кольца.
6. Чтобы настроить комфортную вам интенсивность, нажмите на кнопку кольца один раз для переключения между 3 опциями интенсивности.
7. Чтобы остановить терапию микротоком, нажмите на кнопку кольца в третий раз.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ совет. Используя Microcurrent Ring, медленно двигайте прибор с легким или умеренным нажимом, одновременно прижимая обе сферы к лицу. Процедуру с микротоком в течение 5–8 минут можно выполнять раз в сутки. Обязательно ознакомьтесь с протоколами терапии и посмотрите видеоинструкции на сайте therabody.com.

Примечание.

- На приборе предусмотрено время отключения через 8 минут.
- Нельзя использовать одновременно с насадками для перкуссионной терапии.
- Хотя Microcurrent Ring будет работать с любым токопроводящим гелем, мы рекомендуем токопроводящий гель TheraOne™, если он продается в вашей стране.

ВНИМАНИЕ! При использовании TheraFace PRO с Microcurrent Ring требуется основа для терапии микротоком. НЕ используйте Microcurrent Ring на центральной части шеи или в области вокруг глаз.

D. Основа для терапии микротоком: токопроводящий гель TheraOne

Токопроводящий гель TheraOne™ —основа, предназначенная для использования с устройством TheraFace PRO и наносимая перед терапией микротоком для ее безопасного и эффективного проведения.

Инструкции

1. Перед началом убедитесь, что кожа лица чистая и сухая.
2. Нанесите слой токопроводящего геля на все участки лица и шеи, на которых будет проводиться терапевтическая процедура.
3. После терапии с помощью microcurrent ring смойте маску и нанесите предпочтительное увлажняющее средство.

Предупреждения. Используйте только в соответствии с инструкциями. Избегайте попадания в глаза. НЕ используйте в центральной части щеи. Перед микротоковой терапией нанесите небольшое количество токопроводящего геля TheraOne на небольшой участок кожи для тестирования. Во время сеанса микротоковой терапии кожа может впитывать гель. При необходимости нанесите его повторно, чтобы обеспечить гладкое скольжение устройства по коже.

Если вы уже используете тоник, сыворотку, увлажняющее средство и/или средство с SPF, нанесите их в следующем порядке после выполнения любой процедуры с TheraFace PRO:

1. Тоник: аккуратно нанесите тоник ватным диском на лицо, избегая области вокруг глаз и концентрируясь на области носа, на носовой складке и подбородке.
2. Сыворотка: нанесите сыворотку.
3. Увлажняющее средство: нанесите увлажняющее средство.
4. SPF: средство с SPF наносите только утром или днем.

Уход за прибором TheraFace PRO после процедуры и очистка

Уход за кожей лица после процедуры

Очистите лицо теплой, влажной салфеткой из махровой ткани.

Обслуживание прибора

Важно выполнять следующие инструкции по техническому уходу, чтобы прибор продолжал работать надлежащим образом. Невыполнение этих инструкций может привести к поломке прибора.

Уход и очистка

Осмотрите прибор TheraFace PRO и кольца насадки на предмет очевидных признаков загрязнения. Протрите прибор и кольца насадки влажной тряпочкой или влажной салфеткой без содержания спирта. После очистки тщательно высушите прибор и кольца насадки перед размещением на хранение или началом другой процедуры. На тщательно очищенном приборе должны отсутствовать какие-либо заметные признаки загрязнения или влаги.

Примечание. Настоящее изделие не является водонепроницаемым. Очищайте его только влажной тряпочкой или влажной салфеткой без содержания спирта: протрите прибор и кольца насадки. Не погружайте прибор в воду и не очищайте его под проточной водой (кроме Cleaning Ring). Предотвращайте контакт прибора с агрессивными растворами, которые могут повредить его или нарушить его работу. Храните прибор в прохладном и сухом месте (температура: 0–40°C, относительная влажность (ОВ): 10–95%). Не храните прибор и аккумулятор в местах, где температура может превышать 40°C, например, под прямыми солнечными лучами или в автомобиле.

Зарядка TheraFace PRO

- TheraFace PRO оснащен зарядным портом USB-C с разъемом, расположенным в нижней части прибора.
- TheraFace PRO укомплектован кабелем USB-C на USB-A.
- Прибор можно подключить к любому стандартному USB-адаптеру.
- TheraFace PRO обеспечивает быструю зарядку через USB-C-адаптер.

Примечание. Зарядное устройство должно быть изготовлено сертифицированным производителем и не иметь следов структурных повреждений. Прибор TheraFace PRO не будет работать во время зарядки.

TheraFace PRO: предупреждения и инструкции (меры предосторожности и противопоказания)

Исходная информация

Прибор предназначен для использования на лице, шее и верхней части зоны декольте. Если у вас есть какое-либо заболевание или проблемы медицинского характера, до использования продукта проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. В некоторых случаях рекомендуется изменить способ работы приборов (меры предосторожности) или рекомендованы периоды, в которые определенные приборы использовать не следует (противопоказания). В следующем документе эти аспекты рассматриваются для каждого режима или насадки для терапии в комплекте с прибором TheraFace PRO на дату печати документа. С актуальной информацией можно ознакомиться онлайн.

Важная информация по безопасности

Общие положения об использовании TheraFace PRO

До использования TheraFace PRO прочитайте полный текст предупреждений и инструкций. Прибор противопоказан к использованию и не должен использоваться людьми с эпилепсией, судорогами или кардиопатией в анамнезе. Не рекомендуется использовать TheraFace PRO людям с электронными имплантированными приборами (например, кардиостимулятором), сердечными заболеваниями, нарушением сердечного ритма, опухолями или острыми эпизодами воспалительных заболеваний. Прибор не рекомендован к использованию людьми с атеросклерозом, тромбозами или имплантами на обрабатываемом участке тела. Зубные импланты должны быть прочно закреплены до использования прибора. Не используйте прибор на глазах, веках или в области вокруг глаз (на надкостнице глазницы). Прибор нельзя использовать при наличии темно-коричневых или черных пятен, таких как большие веснушки, родимые пятна, бородавки или кожные наросты, на обрабатываемом участке. Не рекомендуется использовать прибор, если у вас есть экзема, псориаз, повреждения, открытые раны или активные инфекции, кроме акне легкой или умеренной степени, например, герпес, на обрабатываемом участке. Дождитесь заживления до использования прибора. Прибор нельзя использовать, если у вас есть нарушения кожных покровов, вызванные диабетом или другими системными или метаболическими заболеваниями. Не рекомендуется использовать этот прибор, если у вас в анамнезе есть высыпания герпеса на обрабатываемом участке, без консультации с лечащим врачом и прохождения профилактического лечения до применения прибора. Если вы беременны и/или кормите грудью, до применения прибора проконсультируйтесь с врачом. **Незамедлительно прекратите использование прибора при первых признаках дискомфорта.** Прибор не рекомендуется использовать лицам до 18 лет без присмотра взрослого. Храните его в недоступном для детей месте. Если у вас есть проблемы медицинского характера, вы принимаете какие-либо препараты, которые вызывают светочувствительность, прошли хирургическое вмешательство на лице или другие хирургические процедуры, до использования прибора проконсультируйтесь с врачом.

RU

Насадка Microcurrent Ring

Эти рекомендации основаны на консультациях с медицинскими экспертами и опубликованных исследованиях по мерам предосторожности и противопоказаниям, и применимы на дату печати. С актуальной информацией можно ознакомиться онлайн.

При работе прибора в режиме микротоковой терапии **требуется** использование токопроводящего геля-основы. Перед микротоковой терапией нанесите небольшое количество токопроводящего геля на небольшой участок кожи для тестирования.

Меры предосторожности

- Недавняя травма, хирургическое вмешательство или такая лицевая терапия, как введение нейротоксинов, дермальных наполнителей, микроигльчатая терапия, лазерная терапия и/или химический пилинг до полного восстановления кожи.
- Не использовать во время высыпания, вызванного вирусом простого герпеса.
- Не использовать поверх растительности на лице; до применения прибора растительность на лице необходимо сбрить, так как она может мешать токопроводимости.
- Не использовать, если у вас есть заболевание сердца.
- Не использовать непосредственно в центральной части шеи (кости), в частности поверх щитовидной железы.
- Не использовать в области молочных желез.
- Не использовать в области груди.
- Не использовать в паховой области.
- Не использовать непосредственно на глазах, веках или в

- области вокруг глаз (на надкостнице глазницы).
- Не использовать на поврежденной коже.
- Не использовать на детях.

Противопоказания

В следующих обстоятельствах потенциальные риски могут перевешивать пользу от применения прибора. До использования проконсультируйтесь с врачом.

- Кожная сыпь, открытые раны, волдыри, местное воспаление тканей, инфекции, синяки или опухоли
- Наличие кардиостимулятора или других имплантированных электронных устройств
- Эпилепсия
- Беременность
- Рак/опухоли
- Тромбоз
- Флебит
- Металлические пластины или стержни в области применения
- Имплантированные дефибрилляторы/стимуляторы

Насадка LED Ring (терапии красным светодиодом, красным+ИК светодиодом и синим светодиодом)

Эти рекомендации основаны на консультациях с медицинскими экспертами и опубликованных исследованиях по мерам предосторожности и противопоказаниям на дату печати. С актуальной информацией можно ознакомиться онлайн.

Меры предосторожности

- Недавняя травма, хирургическое вмешательство или такая лицевая терапия, как введение нейротоксинов, дермальных наполнителей, микроигльчатая терапия, лазерная терапия и/или химический пилинг до полного восстановления кожи.
- Высыпания, вызванные вирусом простого герпеса.
- При растительности на лице: проводите светодиодную терапию поверх растительности на лице в направлении роста волос (обычно движением вниз).
- Не использовать непосредственно на глазном яблоке/веке.
- Не использовать на поврежденной коже.
- Не наносить средства с ретинолом до применения красного светодиода.

Противопоказания.

В следующих обстоятельствах потенциальные риски могут перевешивать пользу от применения прибора. До использования проконсультируйтесь с врачом.

- Кожная сыпь, открытые раны, волдыри, местное воспаление тканей, инфекции, синяки или опухоли
- Беременность/кормление грудью.
- Атипичные ощущения (например, онемение)
- Рак/опухоли
- Эпилепсия
- Кардиопатия (заболевание сердца)
- Аллергия на свет или нарушение, связанное с чувствительностью к свету (например, волчанка, порфирия)
- Препараты, вызывающие светочувствительность
- Препараты для лечения акне тяжелой степени
- Крайне выраженная чувствительность к свету

- Мелазма или гиперпигментация (особенно усугубляемая легким нагревом)
- Подозрительные повреждения или рак кожи; проконсультируйтесь с лечащим врачом
- Не используйте инфракрасный свет при применении ретинола или чувствительных к свету лекарственных средств или препаратов или бензоил-пероксида

Насадки Percussive Therapy (Flat, Cone, Micro-point)

Эти рекомендации основаны на консультациях с медицинскими экспертами и опубликованных исследованиях по мерам предосторожности и противопоказаниям на дату печати. С актуальной информацией можно ознакомиться онлайн.

Меры предосторожности.

В этих обстоятельствах требуется проявлять осторожность и, возможно, придется изменить метод использования прибора (например, используемую насадку, силу нажима, положение тела, отсутствие прямого контакта с участком тела и т. д.). В применимых случаях или при наличии у вас каких-либо проблем обратитесь за консультацией к врачу.

- Недавняя травма, хирургическое вмешательство или такая лицевая терапия, как введение нейротоксинов, дермальных наполнителей, микроиглольчатая терапия, лазерная терапия и/или химический пилинг до полного восстановления кожи
- Высыпания, вызванные вирусом простого герпеса

- Гипертензия (контролируемая)
- Атипичные ощущения (например, онемение)
- Чувствительность к нажиму
- Лекарственные препараты, которые могут изменять ощущения
- Не использовать непосредственно на глазном яблоке/веке
- Не использовать на поврежденной коже

Противопоказания.

В следующих обстоятельствах потенциальные риски могут перевешивать пользу от применения прибора. До использования проконсультируйтесь с врачом.

- Кожная сыпь, открытые раны, волдыри, местное воспаление тканей, инфекции, синяки или опухоли
- Перелом костей или оссифицирующий миозит
- Гипертензия (неконтролируемая)
- Острое или тяжелое заболевание сердца, печени или почек
- Неврологические заболевания, приводящие к потере или изменению ощущений
- Прямое применение на глазах или передней поверхности шеи
- Нарушения свертываемости крови
- Недавнее хирургическое вмешательство или травма
- Заболевания соединительной ткани
- Периферическая сосудистая недостаточность или заболевание периферических сосудов
- Лекарственные препараты, разжижающие кровь или изменяющие ощущения

- Прямой нажим на место хирургического вмешательства или установленный имплант
- Крайне сильный дискомфорт или боль
- Наличие кардиостимулятора, ИКД или эмболия в анамнезе

Насадка Cleansing Ring

Эти рекомендации основаны на консультациях с медицинскими экспертами и опубликованных исследованиях по мерам предосторожности и противопоказаниям на дату печати. С актуальной информацией можно ознакомиться онлайн.

Меры предосторожности.

- Недавняя травма, хирургическое вмешательство или такая лицевая терапия, как введение нейротоксинов, дермальных наполнителей, микроиглольчатая терапия, лазерная терапия и/или химический пилинг до полного восстановления кожи
- Высыпания, вызванные вирусом простого герпеса
- Если у вас есть растительность на лице, используйте Cleansing Ring в направлении роста волос (как правило, движением вниз) и/или водите насадку мелкими круговыми движениями, если вам так удобно
- Не использовать непосредственно на глазном яблоке/веке
- Не использовать на поврежденной коже

Противопоказания.

В следующих обстоятельствах потенциальные риски могут перевешивать пользу от применения прибора. До использования проконсультируйтесь с врачом.

- Кожная сыпь, открытые раны, волдыри, местное воспаление тканей, инфекции, синяки или опухоли

Насадка Hot Ring

Эти рекомендации основаны на консультациях с медицинскими экспертами и опубликованных исследованиях по мерам предосторожности и противопоказаниям на дату печати. С актуальной информацией можно ознакомиться онлайн.

Меры предосторожности.

- Недавняя травма, хирургическое вмешательство или такая лицевая терапия, как введение нейротоксинов, дермальных наполнителей, микроигельчатая терапия, лазерная терапия и/или химический пилинг до полного восстановления кожи
- Высыпания, вызванные вирусом простого герпеса
- Не использовать непосредственно на глазном яблоке/веке
- Не использовать на поврежденной коже

Противопоказания.

В следующих обстоятельствах потенциальные риски могут перевешивать пользу от применения прибора. До использования проконсультируйтесь с врачом.

- , синяки или опухоли

Насадка Cold Ring

Эти рекомендации основаны на консультациях с медицинскими экспертами и опубликованных исследованиях по мерам предосторожности и противопоказаниям.

Меры предосторожности.

- Недавняя травма, хирургическое вмешательство или такая лицевая терапия, как введение нейротоксинов, дермальных наполнителей, микроигельчатая терапия, лазерная терапия и/или химический пилинг до полного восстановления кожи
- Высыпания, вызванные вирусом простого герпеса
- При растительности на лице используйте Cold Ring в соответствии со стандартным протоколом
- Не использовать на глазном яблоке/веке
- Не использовать на поврежденной коже

Противопоказания.

В следующих обстоятельствах потенциальные риски могут перевешивать пользу от применения прибора. До использования проконсультируйтесь с врачом.

- Кожная сыпь, открытые раны, волдыри, местное воспаление тканей, инфекции, синяки или опухоли
- Гиперчувствительность к холоду/холодовая крапивница
- Сосудистая недостаточность

Дополнительные предупреждения при использовании прибора

При использовании прибора всегда следует соблюдать следующие базовые меры предосторожности:

1. **ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ.** Используйте прибор только, как описано в Руководстве пользователя. Используйте только рекомендованные

насадки, аксессуары и запчасти. Не выполняйте техническое обслуживание самостоятельно.

2. **НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДЕТЕЙ.** Прибор не предназначен для использования маленькими детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, за исключением тех случаев, когда они находятся под надзором ответственного лица или проинструктированы им. Не допускайте использования прибора в качестве игрушки. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
3. **МЕСТА ДЛЯ ЗАРЯДКИ.** Прибор следует заряжать в хорошо проветриваемом сухом помещении. Не заряжайте прибор на открытом воздухе, в ванной или в пределах 3,1 метра от ванны или бассейна. Не используйте прибор или зарядное устройство на влажных поверхностях и не подвергайте зарядное устройство воздействию влаги, дождя или снега. Не используйте прибор во взрывоопасных средах (газообразные пары, пыль или легковоспламеняющиеся материалы). Могут возникнуть искры, что может привести к пожару.
4. **НЕ ПЕРЕЗАРЯЖАТЬ.** Не оставляйте аккумулятор в зарядном устройстве более 1 часа после полной зарядки аккумулятора. Аккумулятор имеет систему, позволяющую избежать риска перезаряда. Тем не менее, с течением времени перезарядка может сократить его срок службы.
5. **НЕ ПОДЖИГАТЬ И НЕ ПРОКАЛИВАТЬ ПРИБОР ИЛИ ЕГО АККУМУЛЯТОРЫ.** Аккумулятор может взорваться, что приведет к травме или повреждению. При сгорании аккумулятора образуются токсичные пары и материалы.
6. **НЕ РАЗБИВАТЬ, НЕ РОНЯТЬ И НЕ ПОВРЕЖДАТЬ**

АККУМУЛЯТОРЫ ПРИБОРА ИЛИ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО. Не используйте зарядное устройство, которое получило сильный удар, упало, его передавили или оно получило какое-либо иное повреждение.

7. **ХИМИКАТЫ В БАТАРЕЕ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СЕРЬЕЗНЫХ ОЖОГОВ.** Никогда не допускайте контакта внутреннего аккумулятора с кожей, глазами или ртом. В случае утечки химикатов из поврежденного аккумулятора используйте резиновые или неопреновые перчатки для его утилизации. Если кожа подверглась воздействию жидкостей в аккумуляторе, промойте ее водой с мылом, а затем уксусом. Если глаза подверглись воздействию химических веществ из аккумулятора, немедленно промойте их водой в течение 20 минут и обратитесь к врачу. Снимите и утилизируйте загрязненную одежду.
8. **НЕ ВЫЗЫВАТЬ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ.** Если металлический предмет соединит положительный и отрицательный контакты на аккумуляторе или разъеме 16V, в батарее произойдет короткое замыкание. Не кладите батарею рядом с предметами, которые могут вызвать короткое замыкание, такими как монеты, ключи или гвозди в вашем кармане. Короткое замыкание аккумулятора может привести к пожару и травмам.
9. **НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОДОДЕЯЛОМ И ПОДУШКОЙ ИЛИ МЕЖДУ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПОДУШКАМИ.** Может возникнуть чрезмерное нагревание, которое может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.
10. **ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА И АККУМУЛЯТОРА.** Хранить в

прохладном сухом месте. Заряжайте прибор только при температуре окружающей среды от 0°C до 40°C. Не храните прибор или аккумуляторы в местах, где температура может превышать 40°C, например, под прямыми солнечными лучами или в автомобиле.

11. **УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРОВ.** Литий-ионные аккумуляторы TheraFace PRO более экологичны, чем некоторые другие типы аккумуляторов. Всегда утилизируйте аккумуляторы прибора в соответствии с федеральными, государственными и местными правилами. Свяжитесь со службой по переработке в вашем районе для уточнения мест переработки. Даже разряженные аккумуляторы содержат некоторое количество энергии.
12. **НЕ РАЗБИРАТЬ.** Разборка или неправильная сборка может привести к поражению электрическим током, возгоранию или воздействию химических веществ аккумулятора. Гарантия будет аннулирована в случае разборки прибора, аккумуляторов или зарядного устройства или удаления каких-либо частей.
13. **ОБСЛУЖИВАНИЕ.** Если прибор, аккумуляторы или зарядное устройство не работает должным образом, получило резкий удар, упало, было повреждено, оставлено на открытом воздухе или упало в воду, не используйте его. Не пытайтесь отремонтировать или разбирать прибор, так как это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
14. **НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВО ВРЕМЯ КУПАНИЯ, В ДУШЕ, ВАННЕ ИЛИ РАКОВИНЕ.** Не размещайте и не храните прибор или аккумуляторы там, где они могут попасть в

ванну или раковину. Не помещайте и не бросайте в воду или другую жидкость. Не дотрагивайтесь до устройства, если оно упало в воду или соприкоснулось с водой. Отключите от сети немедленно.

15. **ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ.** Прибор имеет автоматический ограничитель температуры, который отключает прибор, чтобы предотвратить перегрев и возгорание.
16. **ПОЛЯРИЗИРОВАННАЯ ВИЛКА.** Чтобы снизить риск поражения электрическим током, это устройство имеет поляризованную вилку (один штифт шире другого). Эта вилка может вставляться в поляризованную розетку только одним способом. Если вилка не полностью вставляется в розетку, переверните вилку. Если она по-прежнему не подходит, обратитесь к квалифицированному электрику для установки подходящей розетки для TheraGun. Ни в коем случае не меняйте вилку.
17. **НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ** прибор там, где используются аэрозольные средства (спреи) или кислород.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

Риск

1. Используйте прибор TheraFace PRO и кольца насадки только так, как описано в Руководстве пользователя. Риски и опасности использования прибора TheraFace PRO и колец насадки не в соответствии с инструкциями в Руководстве пользователя неизвестны и могут привести к отрицательным побочным эффектам.
2. Этот прибор TheraFace PRO не испытывался для применения надглазной впадиной или веком, поэтому риски неизвестны.

Маркировка

№	СИМВОЛЫ	ОПИСАНИЕ
1		Маркировка CE
2		Правила ограничения содержания вредных веществ
3		«WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment (Отходы производства электрического и электронного оборудования))». Отходы подлежат утилизации в соответствии с действующим законодательством.
4		Хранить в сухом месте
5		FCC (Federal Communications Commission (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций))
6		До использования ознакомьтесь с руководством пользователя.
7		Изделие типа BF.

Спецификации продукта

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА

Источник питания	Приобретаемый отдельно адаптер USB-A или USB-C
Индикатор	ДА
Материалы корпуса	ПК

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Условия эксплуатации	Температура: 0–40°C Относительная влажность: < 93%
Условия хранения	Температура: –25–50°C Относительная влажность: 10–95%
Атмосферное давление использования	70–106 КПа

Микротоковая терапия:

Стимулируемый участок	Лицо и шея
Количество режимов	3
Уровень интенсивности на выходе	4
Индикатор	Да, OLED-дисплей
Диапазон таймера	5–8 минут в день в течение 6 недель
Материалы корпуса	Консоль: ПК-пластик

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Форма волны	Пульсовая, двухфазная
Рабочее напряжение	0–15,5 В
Максимальная мощность	24 мВт
Автоматическое отключение	Да
Максимальная напряжение на выходе (+/- 10%)	210–280 мВ при 500 Ом 0,8–1,2 В при 2000 Ом 4,75–5,2 В при 10 000 Ом

Максимальный ток на выходе	420 мкА–560 мкА при 500 Ом 400 мкА–600 мкА при 2000 Ом 475 мкА–520 мкА при 10 000 Ом
Ширина импульса	Вкл. 60 мс / Выкл. 60 мс
Частота	8,3 Гц
Полный заряд	Н/Д—эксплуатируемый аккумулятор
Максимальная плотность тока	1,65 мА/см ² при 500 Ом
Максимальная удельная мощность	1,36125 мВт/см ² при 500 Ом

СВЕТОДИОДНАЯ ТЕРАПИЯ

Длина волны света	ИК+красный: 830 нм ±10 нм/633 ±10 нм, Синий свет: 415 нм ±10 нм, Красный свет: 633 нм ±10 нм
Мощность света (мВт/см ²)	ИК+Красный 70%±5%/60%±5 %Красный свет 60%±5%, Синий свет 45%±5%

ПЕРКУССИОННАЯ ТЕРАПИЯ

Перкуссия	1750, 2100 и 2400 об./мин.
Частота	1750 об./мин.: 29,1 Гц 2100 об./мин.: 35 Гц 2400 об./мин.: 40 Гц

Безопасность, электромагнитная совместимость и биологическая совместимость

1. Этот прибор относится к оборудованию Класса II с рабочей частью типа BF. Он соответствует стандартам безопасности медицинского электрооборудования (IEC 60601-1).
2. Этот прибор также соответствует стандарту электромагнитной совместимости медицинского оборудования (IEC 60601-1-2).
3. Все напрямую соприкасающиеся с пользователем материалы для корпуса и выходных контактов основного прибора являются биосовместимыми для использования по назначению. Они соответствуют стандартам биологической совместимости ISO 10993-5 (цитотоксичность) и ISO 10993-10 (раздражение и сенсибилизация).

TheraFace PRO был испытан и признан соответствующим пределам электромагнитной совместимости (ЭМС) медицинских устройств в IEC 60601-1-2: 2007. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех в типичных медицинских установках.

ВНИМАНИЕ!

Не применяйте прибор вблизи устройств с электромагнитным излучением (ЭМИ), таких как сотовые телефоны, магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ), диатермия, радиочастотная идентификация (RFID) и т.д. или среда MR. ЭМИ, радиочастотные устройства или среда MR могут повлиять на нормальное функционирование устройства или привести к травме пользователя.

Заявление о соответствии требованиям FCC

Это устройство соответствует Части 15 сертификации Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Federal Communications Commission, FCC). Эксплуатация устройства подчиняется следующим двум условиям: (1) данное устройство не должно вызывать неблагоприятного воздействия, и (2) это устройство должно принимать любое получаемое воздействие, включая воздействие, которое может вызвать нежелательную работу. Изменения или модификации, не утвержденные явным образом стороной, ответственной за соблюдение требований, могут привести к лишению пользователя права на эксплуатацию оборудования.

Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с Частью 15 сертификации Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (FCC). Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не будут возникать в конкретной установке.

Если это оборудование создает вредные помехи приему радио- или телевизионных сигналов, что можно определить путем выключения и включения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Переориентируйте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к розетке другой цепи, а не той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радиосвязи/телевизионному оборудованию.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ — ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Прибор TheraFace PRO предназначен для использования в электромагнитных условиях, указанных ниже. Заказчик или пользователь TheraFace PRO должен убедиться в том, что прибор применяется в такой среде.

ИСПЫТАНИЕ НА ИЗЛУЧЕНИЕ	СООТВЕТСТВИЕ	ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СРЕДА — РЕКОМЕНДАЦИИ
Радиочастотные излучения CISPR 11	Группа 1	TheraFace PRO использует радиочастотную энергию только для своих внутренних функций. Поэтому его радиочастотное излучение очень низкое и вряд ли вызовет какие-либо помехи в близлежащем электронном оборудовании.
Радиочастотные излучения CISPR 11	Класс В	
Эмиссия гармонических составляющих IEC 61000-3-2	Класс А	
Функция напряжения/ мерцающие излучения IEC 61000-3-2	Соответствует	

RU

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ — УСТОЙЧИВОСТЬ К ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОМЕХАМ

Прибор TheraFace PRO предназначен для использования в электромагнитных условиях, указанных ниже. Заказчик или пользователь TheraFace PRO должен убедиться в том, что прибор применяется в такой среде.

ТЕСТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ	УРОВЕНЬ ИСПЫТАНИЯ IEC 60601	УРОВЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ	ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СРЕДА — РЕКОМЕНДАЦИИ
Электростатический разряд (ESD) IEC 61000-4-2	±6 кВ, контакт ±8 кВ, воздух	±6 кВ, контакт ±8 кВ, воздух	Полы должны быть деревянными, бетонными или из керамической плитки. Если полы покрыты синтетическим материалом, относительная влажность должна составлять не менее 30%.
Преходящая электростатичность/ единичный импульс IEC 61000-4-4	±2 кВ для линий электропитания ±1 кВ для линий ввода/вывода	±2 кВ для линий электропитания ±1 кВ для линий ввода/вывода	Качество электроэнергии в сети должно соответствовать типичной коммерческой или больничной среде.
Скачок напряжения IEC 61000-4-5	±1 кВ, дифференциальный режим ±2 кВ, общий режим	±1 кВ, дифференциальный режим ±2 кВ, общий режим	Качество электроэнергии в сети должно соответствовать типичной коммерческой или больничной среде.
Падения напряжения, короткие перебои и колебания напряжения на входных линиях электропитания IEC 61000-4-11	<5% U_T (> 95% падения U_T) в течение 5 сек.	<5% U_T (> 95% падения U_T) в течение 5 сек.	Качество электроэнергии в сети должно соответствовать типичной коммерческой или больничной среде. Если пользователю TheraFace PRO требуется непрерывная работа во время перебоев в электросети, рекомендуется обеспечивать питание TheraFace PRO от источника бесперебойного питания или аккумулятора.
Частота питания (50 Гц/60 Гц) магнитное поле IEC 61000-4-8	3 А/м	3 А/м	Магнитные поля силовой частоты должны быть на уровнях, характерных для типичного места в типичной промышленной или больничной среде>

ПРИМЕЧАНИЕ U_T —напряжение сети переменного тока до применения тестового режима.

ТЕСТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ	УРОВЕНЬ ИСПЫТАНИЯ IEC 60601	УРОВЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ	ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СРЕДА — РЕКОМЕНДАЦИИ
Наведенные РВ IEC 61000-4-6	3 Всп./м 150 кГц – 80 МГц	3 В	Портативное и мобильное оборудование радиочастотной связи должно использоваться не ближе к любой части станции hiGi, включая кабели, чем рекомендуемое расстояние, рассчитанное по уравнению, применимому к частоте передатчика. Рекомендуемые расстояния Где p — максимальная выходная мощность излучателя в ваттах (Вт) по данным производителя излучателя, a — рекомендуемое расстояние в метрах (м). b Напряженность поля от стационарных радиочастотных передатчиков, определенная по результатам электромагнитного обследования местности, a, должна быть меньше уровня соответствия в каждом частотном диапазоне. b Вблизи оборудования, обозначенного следующим символом, могут возникать помехи:
Излучаемые РВ IEC 61000-4-3	3 В/м 80 МГц – 2,5 ГГц	3 В/м	ПРИМЕЧАНИЕ 1. На частотах 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий диапазон частот. ПРИМЕЧАНИЕ 2. Эти рекомендации могут подходить не ко всем ситуациям. На электромагнитное излучение влияют поглощение и отражение от конструкций, предметов и людей.

а. Напряженность поля от таких передатчиков, как базовые станции для радиотелефонов (сотовых/беспроводных) и наземных мобильных радиоприемников, любительских радиоприемников, радиовещания в диапазонах АМ и FM и телевидения, теоретически невозможно точно спрогнозировать. Для оценки электромагнитной обстановки, создаваемой стационарными радиочастотными передатчиками, следует рассмотреть возможность проведения электромагнитного обследования местности. Превышает ли измеренная напряженность поля в месте, где используется TheraFace PRO, вышеуказанный применимый уровень соответствия РЧ-излучению. Следует понаблюдать за TheraFace PRO для подтверждения нормальной эксплуатации. Если наблюдаются нарушения в работе, могут потребоваться дополнительные меры, например, смена ориентации или перемещение станции hiGi.

б. В диапазоне частот от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть менее 3 В/м.

Рекомендуемые расстояния между портативным и мобильным оборудованием
Радиочастотным оборудованием связи и ОБОРУДОВАНИЕМ или СИСТЕМОЙ — для ОБОРУДОВАНИЯ и СИСТЕМ, которые не являются
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ

Рекомендуемые расстояния между портативным и мобильным оборудованием и станцией hiGi

TheraFace PRO предназначен для использования в электромагнитной среде, в которой контролируются излучаемые радиочастотные помехи. Заказчик или пользователь TheraFace PRO может помочь предотвратить электромагнитные помехи, поддерживая минимальное расстояние между портативным и мобильным оборудованием радиочастотной связи (передатчиками) и TheraFace PRO, как рекомендовано ниже, в соответствии с максимальной выходной мощностью оборудования связи.

RU

Расчетная максимальная выходная мощность передатчика Вт	Расстояние разделения в зависимости от частоты передатчика м		
	от 150 кГц до 80 МГц	от 80 МГц до 800 МГц	от 800 МГц до 2,5 ГГц
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Для получения полной информации о гарантии посетите www.therabody.com/warranty. Чтобы запросить копию гарантии по почте, вы можете отправить запрос по следующему адресу:

Therabody - Warranty
Therabody, Inc. Attn: Customer Service
6100 Wilshire Blvd. Ste 200
Los Angeles, Ca. 90048

*Обратите внимание, это не обратный адрес и не место продажи.
Продукты или пакеты Therabody на этот адрес не принимаются.*

Для передатчика с максимальной выходной мощностью, не указанной выше, рекомендуемое расстояние разделения в метрах (м) можно оценить с помощью уравнения, применимого к частоте передатчика, где Р — максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) по данным производителя передатчика.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. На частотах 80 МГц и 800 МГц действует разделительное расстояние для более высокочастотного диапазона.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Эти рекомендации могут подходить не ко всем ситуациям. На распространение электромагнитного излучения влияют поглощение и отражение от конструкций, предметов и людей.

DECLARATION OF CONFORMITY - (DE) KONFORMITÄTSERKLÄRUNG | (FR) DÉCLARATION DE CONFORMITÉ | (ES) DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Applicant/Importer certifies that the following designated product- (DE) Der Antragsteller/Importeur bestätigt, dass das folgend bezeichnete Produkt | (FR) Le requérant/L'importateur certifie que le produit désigné suivant | (ES) El solicitante/importador certifica que el siguiente producto designado

Product Name: Beauty Device - (DE) Produktname: Beauty-Gerät | (FR) Nom du Produit : Outil Beauté | (ES) Nombre del producto: Dispositivo de Belleza
Model No.: TheraFace PRO - (DE) Modellnr.: TheraFace PRO | (FR) Modèle n° : TheraFace PRO | (ES) Modelo n.º: TheraFace PRO

Is in fully conformity with the harmonized standard(s) (DE) Vollkommen mit der(den) folgenden harmonisierten Norm(en) übereinstimmt (FR) Est pleinement conforme à la ou aux normes harmonisées (ES) Cumple completamente los estándares armonizados -EN 55014-1:2017/A11:2020 -EN 55014-2:2015 -EN 61000-3-2:2014 -EN IEC 61000-3-2:2019 -EN 61000-3-3:2013/A1:2019 -EN 301 489-1 V2.2.3:2019 -EN 301 489-17 V3.2.4:2020 -EN 50663:2017 - EN 300 328 V2.2.2:2019 -EN 60335-1:2012/A2:2019 -EN 60335-2-32:2003/A2:2015 -EN 62233:2008 -EN 50564:2011 -EN 62479:2010 -EN 303 417 V1.1.1	Under the Council Directive (DE) Im Rahmen der Richtlinie des Rates (FR) Conformément à la directive du Conseil (ES) Según la Directiva del Consejo 2014/53/EU Radio Equipment Directive 2014/35/EU Low Voltage Directive 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility 2011/65/EU (RoHS) Directive 2015/863/EU (RoHS amendment) Directive EC regulation 278/2009:2009-04-06 EC regulation 2019/1782:2019-10-25 EC Regulation 1275/2008:2008-12-17 EC642/2009:2009-07-22 Eu617/2013:2013-06-26 EU 801/2013:2013-08-02	The declaration is the sole responsibility of the applicant/ importer (DE) Die Erklärung unterliegt ausschließlich der Verantwortung des Antragstellers/Importeurs (FR) La déclaration relève de la seule responsabilité du requérant/de l'importateur (IT) La dichiarazione è di esclusiva responsabilità del richiedente/importatore (ES) La declaración es responsabilidad únicamente del solicitante/importador	
Company Name: Therabody, Inc. (DE) Name des Unternehmens: Therabody, Inc. (FR) Nom de l'entreprise: Therabody, Inc. (ES) Nombre de la empresa: Therabody, Inc.	6100 Wilshire Blvd. Suite 200 Los Angeles, CA 90048-5107, USA (EN) Company address: (DE) Unternehmensadresse: (FR) Adresse de l'entreprise: (ES) Dirección de la empresa:	 (EN) Signature (DE) Unterschrift (FR) Signature (ES) Firma	(EN) Compliance Team(Therabody, Inc.) (DE) Compliance-Team (Therabody, Inc.) (FR) Équipe de vérification de la conformité (Therabody, Inc.) (ES) Equipo de cumplimiento (Therabody, Inc.)

TheraFace PRO

by Therabody

Born in Los Angeles, CA.
Designed for every*body*.



@Therabody